

## II-15

# Zahnmedizinische Produkte und ihre Inhaltsstoffe

| Produktname  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                     | Verwendung                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Adaptic LC   | Johnson & Johnson                                        | Ba-Glas                                                                          | Kunststoff                    |
| AH 26        | DeTrey Dentsply                                          | Pulver: Silber, Wismutoxid, Methenamin,<br>Titandioxid, Harz: Epoxybisphenolharz | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse |
| Alba KF      | Heraeus/Heraeus/<br>1988                                 | Pd: 40,0; Ag: 53,0; Sn: x; Zn: 3,5; In: 2,0                                      | Zahnlegierung                 |
| Alba Lot 810 | Heraeus Kulzer                                           | Au: 10,00; Pd: 1,00; Cu: 11,00; Ag: 69,00;<br>In: 6,00; Zn: 3,00                 | Dentallot                     |
| Alba Lot 880 | Heraeus Kulzer                                           | Au: 12,00; Pd: 4,00; Cu: 11,00; Ag: 69,00;<br>In: 4,00                           | Dentallot                     |
| Alba SG      | Heraeus/Heraeus/<br>1953                                 | Au: 10,0; Pd: 21,0; Ag: 57,0; Cu: 10,0; Zn: 2,0                                  | Zahnlegierung                 |
| Albabond     | Heraeus/Heraeus/<br>1980                                 | Pd: 60,5; Ag: 28,0; Sn: 3,0; In: 7,0; Ga: x                                      | Zahnlegierung                 |
| Albabond A   | Heraeus/Heraeus/<br>1989                                 | Pd: 57,0; Ag: 32,8; Sn: 6,8; In: 3,4                                             | Zahnlegierung                 |
| Albabond E   | Heraeus/Heraeus/<br>1983                                 | Au: 1,6; Pd: 78,4; Cu: 11,0; Sn: x; In: x; Ga: 7,5                               | Zahnlegierung                 |
| Albabond EH  | Heraeus/Heraeus/<br>1984                                 | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 10,0; Ga: 8,8                                             | Zahnlegierung                 |
| Albabond GF  | Heraeus/Heraeus/<br>1987                                 | Pd: 60,5; Ag: 19,5; Cu: 7,5; Sn: 3,0; In: 9,5                                    | Zahnlegierung                 |
| Albabond U   | Heraeus/Heraeus/<br>1982                                 | Au: 2,0; Pd: 75,0; Cu: 9,5; Sn: 3,0; In: 7,0;<br>Ga: 3,5                         | Zahnlegierung                 |
| Albionic     | Upjohn                                                   | Lincomycin                                                                       | Antibiotikum                  |
| Aleram 2     | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1984 | Au: x; Pd: 78,5; Cu: 10,5; Sn: x; Ga: 8,0                                        | Zahnlegierung                 |
| Algedor 3 Ag | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1983 | Au: 2,0; Pd: 27,0; Ag: 58,0; Pt: x; Cu: 10,5;<br>Zn: x                           | Zahnlegierung                 |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname       | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)     | Verwendung          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Algedor 20 Ag     | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1987 | Au: 20,0; Pd: 20,3; Ag: 40,2; Pt: x; Sn: x;<br>Zn: 1,6; In: 17,0 | Zahnlegierung       |
| Algedor 55        | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1983 | Au: 55,9; Pd: 4,0; Ag: 25,5; Pt: 1,0; Cu:<br>12,0; Zn: x, In: x  | Zahnlegierung       |
| Algedor 55KF      | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1984 | Au: 55,1; Pd: 10,0; Ag: 28,8; Sn: x; Zn: x;<br>In: 4,0           | Zahnlegierung       |
| Algedor 58        | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1983 | Au: 58,0; Pd: 5,2; Ag: 23,5; Pt: 0,4; Cu:<br>12,0; Zn: x         | Zahnlegierung       |
| Algedor 60        | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1985 | Au: 60,0; Pd: 3,0; Ag: 22,5; Pt: x, Cu: 12,0;<br>Zn: x           | Zahnlegierung       |
| Algedor 70        | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1983 | Au: 70,0; Pd: x; Ag: 13,7; Pt: 4,6; Cu: 8,5;<br>Zn: x            | Zahnlegierung       |
| Algicit NF        | Müller &<br>Weygandt                                     | staubfrei                                                        | Abform-<br>material |
| Algicit superfest | Müller &<br>Weygandt                                     | staubfrei                                                        | Abform-<br>material |
| Alginat staubfrei | Orbis Dental                                             | staubfrei                                                        | Abform-<br>material |
| Alginex           | Hentschel-Dental                                         | Natriumcitrat                                                    | Reinigung           |
| Alginoplast       | Bayer Dental                                             | staubfrei                                                        | Abform-<br>material |
| Algiprint         | Promed                                                   | staubfrei                                                        | Abform-<br>material |
| Alkeram 51        | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1983 | Au: 51,1; Pd: 38,8; Pt: 0,2; Sn: x; In: 8,5;<br>Ga: x            | Zahnlegierung       |
| Alkeram 77        | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1984 | Au: 76,7; Pd: 9,0; Ag: 0,3; Pt: 9,4; Cu: x,<br>Sn: x, In: x      | Zahnlegierung       |
| Alkeram 84        | Allgemeine Gold-<br>u. Silberscheide/<br>Allgemeine/1983 | Au: 84,5; Pd: 4,8; Ag: 8,2; In: 2,0                              | Zahnlegierung       |

| Produktname                             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                        | Verwendung                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Alkoholische<br>Händedesinfektion       | Cherudenta                                | Ethanol, Isopropanol, 2,4,4-Trichlor-2-<br>hydroxy-diphenylether, Softigen 767                                                                                                                                      | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Alldent-Brilliant                       | Orbis Dental/<br>Alldent/1979             | Co: 61,0; Fe: 0,7; Cr: 31,0; Mo: 5,0;<br>W: 1,1; Si: 0,2; Mn: 0,7; Al: 0,1; Cu: 0,1                                                                                                                                 | Kobalt-<br>Legierung                |
| Alldent-Elite                           | Orbis Dental/<br>Alldent/1979             | Ni: 64,1; Cr: 22,0; Mo: 9,0; Nb: 3,7; Si:<br>0,5; Mn: 0,4                                                                                                                                                           | Nickel-<br>Legierung                |
| Alldent-Elite<br>Conditioner            | Alldent                                   | EM-Legierungen, NEM-Legierungen                                                                                                                                                                                     | Blendgold                           |
| Alldent-Modellguß                       | Alldent/Alldent/<br>1979                  | Ni: 0,5; Co: 62,0; Fe: 0,8; Cr: 29,6; Mo:<br>5,9; Si: 0,6; C: 0,3; Mn: 0,3                                                                                                                                          | Zahnlegierung                       |
| Alpha Cast L 5                          | Schütz-Dental                             | phosphatgebunden, graphithaltig,<br>graphitfrei                                                                                                                                                                     | Einbettmasse                        |
| Alpha Cast MP                           | Schütz-Dental                             | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                    | Einbettmasse                        |
| Alpha Cast Nr. 2                        | Schütz-Dental                             | phosphatgebunden, graphitfrei, graphithaltig                                                                                                                                                                        | Einbettmasse                        |
| Alpha-Base                              | Dental Material                           | Glas-Ionomer                                                                                                                                                                                                        | Unterfüllungs-<br>material          |
| Amagesan                                | Jossa-Arznei                              | Amoxicillin                                                                                                                                                                                                         | Breitspek-<br>trum-Penicillin       |
| Amalgam Liner                           | Voco                                      | Flüssigkeit: Natriumfluorid, Calciumfluorid,<br>Silber                                                                                                                                                              | Unterfüllungs-<br>material          |
| Amalgam-Liner                           | Voco                                      | Natriumfluorid, Calciumfluorid, Silber                                                                                                                                                                              | Dentin- und<br>Pulpenschutz         |
| Ames Black Copper<br>Cement             | Übert                                     | Phosphate                                                                                                                                                                                                           | Befestigungs-<br>material           |
| Ames Crown,<br>Bridge & Inlay<br>Cement | Übert                                     | Phosphate                                                                                                                                                                                                           | Befestigungs-<br>material           |
| Ames Red Copper<br>Cement               | Übert                                     | Phosphate                                                                                                                                                                                                           | Befestigungs-<br>material           |
| Amin Fluor-Mund-<br>wasser              | Dr. Scheller                              | Aminfluorid, Natriummonofluorophosphat,<br>Propylenglykol, Wasser, Aromastoffe,<br>Saccharin, Nelkenöl, PEG-60 hydrogeniertes<br>Rizinusöl, Methylparaben, Propylparaben,<br>Lebensmittelfarbstoff, Cochenillerot A | Mund-<br>pflegemittel               |
| Amoxi-basan 1000                        | Sagitta                                   | Amoxicillin                                                                                                                                                                                                         | Breitspek-<br>trum-Penicillin       |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe) | Verwendung                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Amoxicillin 1000            | Sanol                                     | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxicillin-1000<br>Riker   | 3M Medica                                 | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxicillin-1000<br>Stada   | Stadapharm                                | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxicillin-ratio-<br>pharm | Ratiopharm                                | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxihexal-1000             | Hexal                                     | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxillat-1000              | Azuchemie                                 | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxi-Tablinen              | Sanorania                                 | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxi-Wolff 1000            | Wolff                                     | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Amoxy-Diolan-<br>1000       | Engelhard                                 | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Penicillin      |
| Amoxypen                    | Grünenthal                                | Amoxicillin                                                  | Breitspek-<br>trum-Penicillin      |
| Ampensaar                   | Chephassar                                | Ampicillin                                                   | Breitspek-<br>trum-Penicillin      |
| Ampicillat                  | Azuchemie                                 | Ampicillin                                                   | Breitspek-<br>trum-Penicillin      |
| Ampicillin-1000<br>Stada    | Stadapharm                                | Ampicillin                                                   | Breitspek-<br>trum-Penicillin      |
| Ampicillin-ratio-<br>pharm  | Ratiopharm                                | Ampicillin                                                   | Breitspek-<br>trum-Penicillin      |
| Ampicillin-Wolff            | Wolff                                     | Ampicillin                                                   | Breitspek-<br>trum-Penicillin      |

| Produktname                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verwendung                         |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ampi-Tablinen                | Sanorania                                 | Ampicillin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Anästhesie Tabs              | Voco                                      | Tetracain, Cinchocain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parodontal-<br>verband             |
| Anaesthol                    | Merz                                      | Lidocainhydrochlorid, Epinephrin, Norepi-<br>nephrin, Natriumsulfat 0,66 mg (entspricht<br>max. 0,335 mg SO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                     | Lokalanästhe-<br>tikum             |
| Ancrofil                     | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 63,0; Ag: 14,0; Pt: 14,0; Cu: 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung                      |
| Ankatit-B                    | Ankatit/Anka/<br>1985                     | Ni: 64,0; Cr: 24,0; Mo: 10,5; Si: 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nickel-<br>Legierung               |
| Ankatit-H                    | Ankatit/Anka/<br>1960                     | Co: 65,2; Cr: 29,0; Mo: 4,6; Si: 0,5; C: 0,6;<br>Mn: 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kobalt-<br>Legierung               |
| Ankatit-S                    | Ankatit/Anka/<br>1960                     | Co: 66,2; Cr: 28,0; Mo: 4,8; Si: 0,5; C: 0,4;<br>Mn: 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kobalt-<br>Legierung               |
| Antibelag                    | Blendax                                   | Siliciumdioxid, Natrium-Aluminiumsilikat,<br>Calciumcarbonat, Carboxymethylcellulose,<br>Sorbitol, Glycerin, Propylenglykol, Benzoe-<br>säure, Methylparaben, Propylparaben,<br>Pfefferminzöl, Krauseminzöl, Saccharin<br>Natrium, Natriummonofluorophosphat,<br>Tetranatrium-Pyrophosphat, Tetrakalium-<br>Pyrophosphat, Natrium-Laurylsulfat | Zahnpasta                          |
| Antibelag Gel                | Blendax                                   | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat,<br>Xanthan, Carbopol 956, Sorbitol, Wasser,<br>Krauseminzöl, Pfefferminzöl, Saccharin<br>Natrium, Natriummonofluorophosphat,<br>Tetrakalium-Pyrophosphat, Tetranatrium-<br>Pyrophosphat                                                                                                                  | Zahnpasta                          |
| Antibelag Junior<br>Star Gel | Blendax                                   | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat,<br>Xanthan, Carbopol 956, Sorbitol, Wasser,<br>Krauseminzöl, Saccharin Natrium, Natrium-<br>fluorid, Natriumphosphate Mica                                                                                                                                                                               | Zahnpasta                          |
| Apollo 2                     | Elephant/<br>Elephant/1988                | Au: 75,0; Ag: 13,8; Pt: 3,0; Cu: 6,0; Sn: 1,0;<br>Zn: 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung                      |
| Apollo 3                     | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 74,0; Pd: 3,0; Ag: 11,4; Pt: 2,0; Cu: 8,0;<br>Zn: x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zahnlegierung                      |
| Apollo 4                     | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 70,0; Pd: 2,0; Ag: 13,4; Pt: 4,5; Cu: 9,0;<br>Zn: x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zahnlegierung                      |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                                                      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                    | Verwendung                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Apollo 4CF                                                        | Elephant/<br>Elephant/1988                 | Au: 68,0; Pd: 6,0; Ag: 21,4; Pt: 1,0; Sn: 0,2;<br>Zn: 3,4                                       | Zahnlegierung                 |
| Apollo 4H                                                         | Elephant/<br>Elephant/1978                 | Au: 66,5; Pd: 1,0; Ag: 14,7; Pt: 8,0; Cu: 9,0;<br>Zn: x                                         | Zahnlegierung                 |
| Apollo D                                                          | Elephant/<br>Elephant/1978                 | Au: 61,3; Pd: 0,2; Ag: 16,3; Pt: 12,8;<br>Cu: 9,1; Sn: x; Zn: x                                 | Zahnlegierung                 |
| Apollo K                                                          | Elephant/<br>Elephant/1978                 | Au: 70,0; Pd: 2,0; Ag: 23,0; Pt: 4,5; Zn: x                                                     | Zahnlegierung                 |
| Apollo R                                                          | Elephant/<br>Elephant/1978                 | Au: 61,5; Pd: 0,3; Ag: 25,2; Pt: 12,8; Sn: x;<br>In: x                                          | Zahnlegierung                 |
| APS C82                                                           | APS Dental/Nosta-<br>dental/1985           | Co: x; Cr: 28,0; Mo: 5,0; C: 0,3                                                                | Kobalt-<br>Legierung          |
| APS C92                                                           | APS Dental/Nosta-<br>dental/1987           | Ni: 61,5; Co: 0,5; Fe: 1,5; Cr: 23,0;<br>Mo: 10,0; Si: 2,0; C: 0,8; Mn: 0,7                     | Kobalt-<br>Legierung          |
| APS Color 35                                                      | APS Dental                                 | EM-Legierungen, NEM-Legierungen                                                                 |                               |
| APS Dentalstahl<br>C92                                            | APS Dental<br>Handel/Nosta-<br>dental/1987 | Ni: 63,4; Co: 0,5; Fe: 1,0; Cr: 23,0;<br>Mo: 10,0; Si: 1,4                                      | Zahnlegierung                 |
| APS Dentalstahl<br>S45                                            | APS Dental/Nosta-<br>dental/1987           | Ni: x; Co: 63,3; Fe: 1,0; Cr: 27,0; Mo: 6,0;<br>Si: 0,8; C: 0,2; Mn: 0,7                        | Kobalt-<br>Legierung          |
| APS Dentalstahl<br>S45 Dur                                        | APS Dental/Nosta-<br>dental/1985           | Ni: 0,6; Co: 60,6; Fe: 1,0; Cr: 30,0;<br>Mo: 5,3; Si: 0,8; C: 0,5; Mn: 0,8                      | Kobalt-<br>Legierung          |
| Aptal-Harz-Chlo-<br>ropercha nach Prof.<br>Wannenmacher           | Speiko                                     | Chlorkresol, Thymol, Bariumsulfat,<br>Zinkoxid, Guttapercha                                     | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse |
| Aptal-Zink-Harz-<br>Wurzelfüllung nach<br>Prof. Wannenma-<br>cher | Speiko                                     | Pulver: Chlorkresol, Thymol, Silber,<br>Zinkoxid, Flüssigkeit: Eugenol, Perubalsam              | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse |
| Aqua Dentin<br>Woelm                                              | Rorer                                      | Zinkoxid-Sulfat                                                                                 | Provisorium                   |
| Aqua Ionobond                                                     | Voco                                       | Silikatpulver, (SiO <sub>2</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Ca, F), Polyacryl-<br>säure | Unterfüllungs-<br>material    |
| Aqua Meron                                                        | Voco                                       | Glas-Ionomer                                                                                    | Befestigungs-<br>material     |
| Aquacem                                                           | DeTrey Dentsply                            | Glas-Ionomerzement                                                                              | Befestigungs-<br>material     |

| Produktname  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)        | Verwendung                 |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aqualox      | Voco                                      | Zinkoxid, Polyacrylsäure, Magnesiumoxid                             | Unterfüllungs-<br>material |
| Aqualox      | Voco                                      | Polycarboxylate                                                     | Befestigungs-<br>material  |
| Aqueron      | Erkodent                                  | Polyamid                                                            | Abform-<br>material        |
| Argdent 88   | Argen/Argen/1988                          | Au: 88,0; Pt: 9,0; Sn: x; In: x                                     | Zahnlegierung              |
| Argenco 1    | Argen/Argen/1976                          | Au: 71,9; Ag: 10,5; Pt: 4,1; Cu: 13,0; Sn: x;<br>Zn: x              | Zahnlegierung              |
| Argenco 2    | Argen/Argen/1976                          | Au: 74,1; Pd: 2,0; Ag: 13,4; Pt: 1,9; Cu: 6,0;<br>Sn: x, Zn: 2,0    | Zahnlegierung              |
| Argenco 4    | Argen/Argen/1976                          | Au: 59,6; Pd: 4,0; Ag: 21,8; Pt: 1,0;<br>Cu: 10,0; Sn: 1,6; Zn: 2,0 | Zahnlegierung              |
| Argenco 5    | Argen/Argen/1976                          | Au: 68,9; Pd: 2,0; Ag: 10,0; Pt: 2,0;<br>Cu: 14,0; Sn: 1,1; Zn: 2,0 | Zahnlegierung              |
| Argenco 6    | Argen/Argen/1976                          | Pd: 83,1; Pt: 6,7; Co: 7,0; Zn: 1,3; In: 2,0                        | Zahnlegierung              |
| Argenco 7a   | Argen/Argen/1976                          | Au: 70,0; Pd: 2,0; Ag: 16,0; Pt: 3,0; Cu: 7,0;<br>Sn: x; In: x      | Zahnlegierung              |
| Argenco 9    | Argen/Argen/1976                          | Au: 4,0; Ag: 30,4; Pt: 45,7; Cu: 16,0; Sn: x;<br>Zn: 3,0            | Zahnlegierung              |
| Argenco 10   | Argen/Argen/1976                          | Au: 91,7; Ag: 6,0; Cu: 1,0; In: 1,3                                 | Zahnlegierung              |
| Argenco 16   | Argen/Argen/1976                          | Au: 78,1; Ag: 15,5; Cu: 4,0; Sn: x, Zn: 2,0                         | Zahnlegierung              |
| Argenco 28   | Argen/Argen/1987                          | Au: 40,0; Pd: 8,0; Ag: 40,0; Cu: 12,0                               | Zahnlegierung              |
| Argenco 33KF | Argen/Argen/1984                          | Au: 55,0; Pd: 11,0; Ag: 30,0; In: 4,0                               | Zahnlegierung              |
| Argenco 34   | Argen/Argen/1986                          | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 40,0; Sn: x; Zn: 7,0;<br>In: 12,0           | Zahnlegierung              |
| Argenco 36   | Argen/Argen/1986                          | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 36,0; Zn: 4,0;<br>In: 20,0                  | Zahnlegierung              |
| Argenco 62   | Argen/Argen/1989                          | Au: 62,0; Pd: 1,0; Ag: 27,0; Cu: 7,5;<br>Zn: 2,5                    | Zahnlegierung              |
| Argenco 75   | Argen/Argen/1976                          | Au: 55,8; Pd: 4,0; Ag: 25,2; Cu: 12,0;<br>Zn: 2,0                   | Zahnlegierung              |
| Argicast B   | Argen/Argen/1981                          | Au: 55,8; Pd: 4,2; Ag: 25,1; Cu: 10,0;<br>Zn: 3,0; In: 1,9          | Zahnlegierung              |
| Argicraft 2  | Argen/Argen/1985                          | Pd: 56,6; Ag: 32,2; Sn: 4,0; Zn: 1,2; In: 6,0                       | Zahnlegierung              |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)         | Verwendung    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Argident 2A                                | Argen/Argen/1976                          | Au: 83,8; Pd: 5,0; Ag: 1,2; Pt: 8,0; Sn: 1,0; In: 1,0                | Zahnlegierung |
| Argident 3                                 | Argen/Argen/1976                          | Au: 76,6; Pd: 9,3; Ag: 1,2; Pt: 9,9; Cu: 1,0; Sn: 1,0; In: 1,0       | Zahnlegierung |
| Argident K                                 | Argen/Argen/1978                          | Au: 77,0; Pd: 8,5; Ag: 2,0; Pt: 9,3; Sn: 1,0; Zn: x; In: 2,0         | Zahnlegierung |
| Argident Yellow 1                          | Argen/Argen/1976                          | Au: 85,3; Pd: 1,0; Ag: 0,7; Pt: 10,0; Cu: 1,0; Sn: x; Zn: 1,0; In: x | Zahnlegierung |
| Argident Yellow 2                          | Argen/Argen/1978                          | Au: 84,0; Pd: 3,0; Pt: 10,0; Sn: 1,0; In: 2,0                        | Zahnlegierung |
| Argilite 2                                 | Argen/Argen/1976                          | Au: 50,6; Pd: 26,5; Ag: 17,6; Pt: 0,2; Sn: 2,0; Zn: 2,1; In: 1,0     | Zahnlegierung |
| Argilite 3                                 | Argen/Argen/1978                          | Au: 19,0; Pd: 57,5; Ag: 10,4; Sn: 13,0                               | Zahnlegierung |
| Argipal                                    | Argen/Argen/1983                          | Pd: 82,0; Sn: 16,0; In: 2,0                                          | Zahnlegierung |
| Argiplus                                   | Argen/Argen/1984                          | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 10,0; Ga: 9,0                                 | Zahnlegierung |
| Argiplus 2                                 | Argen/Argen/1988                          | Au: 1,0; Pd: 79,0; Cu: 14,0; Ga: 6,0                                 | Zahnlegierung |
| Argispand                                  | Argen                                     | phosphatgebunden, graphitfrei                                        | Einbettmasse  |
| Argistar 45                                | Argen/Argen/1981                          | Au: 45,0; Pd: 45,0; Sn: 5,0; In: 5,0                                 | Zahnlegierung |
| Argivest Nr. 72 für<br>Aufbrennlegierungen | Argen                                     | phosphatgebunden                                                     | Einbettmasse  |
| Armopal                                    | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1984               | Au: 2,0; Pd: 78,7; Cu: 10,0; Zn: x; Ga: 8,9                          | Zahnlegierung |
| Armopal 1110                               | Maedler                                   | Au: 68,50; Pd: 17,00; Cu: 10,50; Zn: 3,50                            | Dentallot     |
| Armastar                                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1989               | Pd: 57,5; Ag: 32,5; Sn: 4,0; Zn: 1,0; In: 3,5; Ga: 1,5               | Zahnlegierung |
| Armator 1                                  | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 82,3; Pd: 1,0; Ag: 2,5; Pt: 12,1                                 | Zahnlegierung |
| Armator 2                                  | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 81,3; Pd: 2,0; Ag: 2,7; Pt: 12,1; In: x                          | Zahnlegierung |
| Armator 3                                  | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1981               | Au: 50,0; Pd: 32,8; Ag: 8,5; Cu: 2,8; Sn: 2,2; Zn: x; In: 2,3        | Zahnlegierung |
| Armator 5                                  | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1983               | Au: 51,4; Pd: 38,4; Cu: 2,0; In: 6,6; Ga: x                          | Zahnlegierung |
| Armator 7                                  | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1988               | Au: 51,5; Pd: 38,4; In: 8,5; Ga: x                                   | Zahnlegierung |



| Produktname                                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                            | Verwendung            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Armator 75                                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1984               | Au: 75,0; Pd: 18,4; Ag: 2,0; Cu: x; Sn: x;<br>Zn: x; In: x                                                                                                                              | Zahnlegierung         |
| Armator 2000                                 | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1981               | Au: 52,5; Pd: 26,4; Ag: 17,0; Sn: x; In: 2,5                                                                                                                                            | Zahnlegierung         |
| Armator F                                    | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1984               | Au: 82,0; Pd: 1,0; Ag: 2,1; Pt: 12,4; Cu: x;<br>Zn: x; In: x                                                                                                                            | Zahnlegierung         |
| Armator S                                    | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 84,0; Pd: 4,7; Pt: 8,2; Cu: x; In: 2,6                                                                                                                                              | Zahnlegierung         |
| Aroma Fine fast                              | G-C International                         | staubfrei, thixotrop                                                                                                                                                                    | Abform-<br>material   |
| Aroma Fine normal                            | G-C International                         | staubfrei, thixotrop                                                                                                                                                                    | Abform-<br>material   |
| Aronal forte                                 | Wybert                                    | Calciumphosphat, Natrium-Laurylsulfat,<br>Carboxymethylcellulose, Glycerin, Propy-<br>lenglykol, p-Hydroxybenzoesäuremethy-<br>l-ester, Pfefferminzöl, Anisöl, Vitamin A                | Zahnpasta             |
| Aronal Mund-<br>wasser mit<br>Vitamin A      | Wybert                                    | Kalium, Fluoride, Isopropanol, Wasser, Reti-<br>nylpalmitat, Ethanol, Poloxamer 188,<br>Aromastoff, Bromochlorophen                                                                     | Mund-<br>pflegemittel |
| Articast EM-SF<br>Universaleinbett-<br>masse | Artident                                  | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                           | Einbettmasse          |
| Artinium Ex/Me                               | Artident/Deloro/<br>1984                  | Co: 65,4; Cr: 28,0; Mo: 5,0; Si: 0,6; C: 0,4;<br>Mn: 0,6                                                                                                                                | Kobalt-<br>Legierung  |
| Artisan                                      | Scheftner/Jelenko/<br>1976                | Au: 69,0; Pd: 18,5; Ag: 9,0; Sn: 1,5; In: 2,0                                                                                                                                           | Zahnlegierung         |
| Artitray blau 86                             | Artident                                  | PMMA                                                                                                                                                                                    | Abdrucklöffel         |
| Artitray Formel C<br>blau                    | Artident                                  | PMMA                                                                                                                                                                                    | Abdrucklöffel         |
| Artitray Formel C<br>clear                   | Artident                                  | PMMA                                                                                                                                                                                    | Abdrucklöffel         |
| Artivest MG-F                                | Artident                                  | phosphatgebunden                                                                                                                                                                        | Einbettmasse          |
| Arya-Laya Laya-<br>dant                      | Diaderma-Haus                             | Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Natrium-/<br>Lauryltaurat, Cellulose-Gum, Sorbitol,<br>Sodium Benzoate, Pfefferminzöl, Menthol,<br>Anisöl, Saccharin, Cloveöl, Cinnamonöl,<br>Meersalz | Zahnpasta             |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                              | Verwendung                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aseptisol                 | Bode                                      | Glutaraldehyd, Formaldehyd, Didecylmethyloxethylammoniumpropionat, Tenside, Korrosionsschutz                                                                                              | Desinfektion<br>und Reinigung                      |
| Aseptoclean               | KaVo                                      | Metasilikat, Natriumcarbonat, Chlorolospalter                                                                                                                                             | Desinfektion                                       |
| Astro BIB                 | Astro                                     | Alkylamin, N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxethyl)-ammoniumpropionat, Dimethylammonium-2-hydroxypropylsulfobetain, nichtionogene Tenside, Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitor, deion. Wasser | Desinfektion<br>und Reinigung                      |
| Atacamit-Magnesia-Zement  | Humanchemie                               | Pulver: MgO, KupferII-oxichlorid (Atacamit), Kaliumtartrathemihydrat, BaSO <sub>4</sub> , Flüssigkeit: Magnesiumchloridlösung, Magnesiumchloridhexahydrat                                 | Unterfüllungsmaterial<br>Wurzelkanal-Füllungsmasse |
| Atacamit-Wurzelfüllzement | Humanchemie                               | Pulver u. Anrührflüssigkeit: CaO-Silikat-aluminat-Körper, KupferII-Oxichlorid (Atacamit), BaSO <sub>4</sub> , Flüssigkeit: Ca(OH) <sub>2</sub> -Suspension, Ca(OH) <sub>2</sub>           | Unterfüllungsmaterial<br>Wurzelkanal-Füllungsmasse |
| Au Crom 1°                | Nobil-Metal                               | Au: 76,50; Cu: x; Sn: x; Ni: 15,60; In: x; Zn: 6,20                                                                                                                                       | Dentallot                                          |
| Aucidium Solder           | Nobil-Metal                               | Au: 69,00; Pd: 4,00; Cu: 10,00; Pt: 3,50; Ag: 4,50; In: 3,00; Zn: 6,00                                                                                                                    | Dentallot                                          |
| Aurea G                   | Heraeus/Heraeus/<br>1954                  | Au: 56,0; Pd: 7,0; Ag: 28,0; Cu: 8,2; Zn: x                                                                                                                                               | Zahnlegierung                                      |
| Aurea KF                  | Heraeus/Heraeus/<br>1986                  | Au: 40,0; Pd: 20,1; Ag: 27,0; Zn: 2,0; In: 9,9; Ga: x                                                                                                                                     | Zahnlegierung                                      |
| Aurea SG                  | Heraeus/Heraeus/<br>1961                  | Au: 50,0; Pd: 10,0; Ag: 27,5; Cu: 11,0; Zn: x; In: x                                                                                                                                      | Zahnlegierung                                      |
| Aured C                   | Evis/Walser-Bauer/<br>1987                | Au: 2,5; Pd: 78,4; Cu: 7,0; Sn: 2,3; In: 4,5; Ga: 5,0                                                                                                                                     | Zahnlegierung                                      |
| Aured N                   | Evis/Allgemeine/<br>1982                  | Au: 0,8; Pd: 76,0; Cu: 13,5; In: 3,7; Ga: 6,0                                                                                                                                             | Zahnlegierung                                      |
| Aured U                   | Evis/Walser-Bauer/<br>1985                | Pd: 58,0; Ag: 31,0; Sn: 6,0; In: 5,0                                                                                                                                                      | Zahnlegierung                                      |
| Aured X                   | Evis/Walser-Bauer/<br>1983                | Au: 2,0; Pd: 78,5; Pt: 0,5; Cu: 6,8; Sn: 2,0; In: 4,5; Ga: 5,5                                                                                                                            | Zahnlegierung                                      |
| Auridium                  | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989          | Au: 70,0; Pd: 4,0; Ag: 5,3; Pt: 1,8; Cu: 9,9; Sn: 2,5; Zn: 5,0; In: 2,0                                                                                                                   | Zahnlegierung                                      |

| Produktname       | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)      | Verwendung    |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auro Star 1       | Müller &<br>Weygandt                      | Au: 42,00; Cu: 3,00; Sn: x; Ag: 34,50;<br>In: 9,00; Zn: 11,00     | Dentallot     |
| Auro Star 2       | Müller &<br>Weygandt                      | Au: 20,00; Pd: 10,00; Cu: x; Sn: 7,50;<br>Ag: 50,00; Zn: 11,50    | Dentallot     |
| Aurocast 1        | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989          | Au: 86,0; Pd: 3,6; Ag: 10,3; Cu: 0,7                              | Zahnlegierung |
| Aurofilm MP       | Metalor                                   | EM-Legierungen                                                    | Blendgold     |
| Aurofluid 1       | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 88,0; Pd: 4,0; Ag: 8,0                                        | Zahnlegierung |
| Aurofluid 2       | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 76,0; Pd: 2,4; Ag: 10,0; Pt: 0,1;<br>Cu: 10,5; Zn: x          | Zahnlegierung |
| Aurofluid 3       | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 71,0; Pd: 2,0; Ag: 9,0; Pt: 2,0 Cu: 14,5;<br>Zn: x            | Zahnlegierung |
| AuroLloyd G       | Bego/Bego/1981                            | Au: 54,0; Pd: 5,0; Ag: 29,0; Pt: 1,0; Cu: 8,0;<br>In: x           | Zahnlegierung |
| AuroLloyd H       | Bego/Bego/1986                            | Au: 58,0; Pd: 5,5; Ag: 22,4; Pt: 1,0;<br>Cu: 10,5; Sn: x; Zn: 2,5 | Zahnlegierung |
| AuroLloyd KF      | Bego/Bego/1986                            | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 29,0; Sn: x; Zn: x;<br>In: 3,5            | Zahnlegierung |
| AuroLloyd M       | Bego/Bego/1981                            | Au: 54,0; Pd: 5,0; Ag: 25,5; Pt: 1,0;<br>Cu: 10,0; Zn: 2,5; In: x | Zahnlegierung |
| Auopal            | Wieland/Wieland/<br>1979                  | Au: 69,0; Pd: 4,0; Ag: 13,5; Pt: 0,5;<br>Cu: 11,5; Zn: x          | Zahnlegierung |
| Auopal 2          | Wieland/Wieland/<br>1940                  | Au: 55,0; Pd: 8,0; Ag: 25,0; Cu: 11,5; Zn: x                      | Zahnlegierung |
| Auopal 3          | Wieland/Wieland/<br>1980                  | Au: 50,0; Pd: 8,0; Ag: 25,4; Pt: 2,0;<br>Cu: 13,5; Zn: x          | Zahnlegierung |
| Auopal AK         | Wieland/Wieland/<br>1982                  | Au: 53,0; Pd: 6,0; Ag: 21,9; Pt: 2,0;<br>Cu: 15,0; Zn: x          | Zahnlegierung |
| Auopal AS         | Wieland/Wieland/<br>1952                  | Au: 0,5; Pd: 37,0; Ag: 57,0; Pt: 4,5                              | Zahnlegierung |
| Auopal KF         | Wieland/Wieland/<br>1982                  | Au: 55,0; Pd: 8,4; Ag: 30,5; Zn: x; In: 5,0                       | Zahnlegierung |
| Auopal kf Lot M-1 | Wieland                                   | Au: 62,00; Pd: 3,00; Ag: 24,00; In: 5,00;<br>Zn: 6,00             | Dentallot     |
| Auopal kf Lot W-2 | Wieland                                   | Au: 62,00; Ag: 26,00; Zn: 12,00                                   | Dentallot     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                | Verwendung         |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Auropal Lot M-1         | Wieland                                   | Au: 62,00; Pd: 3,00; Cu: 7,00; Ag: 17,00;<br>In: 5,00; Zn: 6,00             | Dentallot          |
| Auropal Lot W-2         | Wieland                                   | Au: 62,00; Cu: 4,00; Ag: 22,00; Zn: 12,00                                   | Dentallot          |
| Auroladent C            | Heimerle +<br>Meule/1981                  | Au: 65,0; Pd: 5,1; Ag: 24,2; Pt: x; Cu: 5,0;<br>Zn: x                       | Zahnlegierung      |
| Auroladent CF           | Heimerle +<br>Meule/1981                  | Au: 54,0; Pd: 10,0; Ag: 30,0; Zn: 4,0; In: x                                | Zahnlegierung      |
| Auroladent G            | Heimerle +<br>Meule/1938                  | Au: 62,0; Pd: 3,7; Ag: 24,5; Cu: 9,1; Zn: x                                 | Zahnlegierung      |
| Auroladent H            | Heimerle +<br>Meule/1978                  | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 27,0; Cu: 10,0; Zn: x                                | Zahnlegierung      |
| Auroladent O            | Heimerle +<br>Meule/1981                  | Au: 45,0; Pd: 8,2; Ag: 33,3; Cu: 13,0; Zn: x                                | Zahnlegierung      |
| Auroladent O-D          | Heimerle +<br>Meule/1981                  | Au: 45,0; Pd: 8,2; Ag: 33,3; Cu: 13,0; Zn: x                                | Zahnlegierung      |
| Auroladent R            | Heimerle/Meule/<br>1984                   | Au: 50,0; Pd: 10,0; Ag: 27,0; Cu: 10,1;<br>Zn: x; In: 2,4                   | Zahnlegierung      |
| Auroladent S            | Heimerle +<br>Meule/1981                  | Au: 65,0; Pd: 5,1; Ag: 24,2; Pt: x; Cu: 5,0;<br>Zn: x                       | Zahnlegierung      |
| Aurolus                 | Bego                                      | phosphatgebunden, graphitfrei                                               | Einbettmasse       |
| Ausblockmasse           | Hedent                                    | Silikonbasis                                                                | Ausblock-<br>masse |
| Ausblocksilikon         | Heraeus Kulzer                            | Silikon                                                                     | Ausblock-<br>masse |
| Ausblockwachs           | Bego                                      | Paraffine                                                                   | Ausblock-<br>masse |
| Austenal Gold 4-<br>LM  | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1983      | Au: 56,0; Pd: 3,0; Ag: 25,5; Pt: 1,0;<br>Cu: 11,5; Sn: 1,3; In: 1,7         | Zahnlegierung      |
| Austenal Gold Nr.<br>9  | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1969      | Au: 69,5; Ag: 10,0; Pt: 5,5; Cu: 13,0;<br>Sn: 2,0                           | Zahnlegierung      |
| Austenal Gold Nr.<br>11 | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1969      | Au: 63,0; Pd: 3,0; Ag: 15,0; Pt: 0,5;<br>Cu: 15,0; Zn: 3,5                  | Zahnlegierung      |
| Baccalin                | Bode                                      | Benzalkoniumchlorid, Didecyltrimethyl-<br>ammoniumchlorid, organische Säure | Desinfektion       |

| Produktname/                   | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                               | Verwendung                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bacillocid rasant              | Bode                                      | Glutaral, Benzalkoniumchlorid, Didecyl-dimethylammoniumchlorid                                                                                                             | Desinfektion                                  |
| Bacillocid Spezial             | Bode                                      | 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexan, Glutaraldehyd, Benzalkoniumchlorid, Alkylharnstoffderivate                                                                                   | Desinfektion                                  |
| Bacillol plus                  | Bode                                      | 1-Propanol, 2-Propanol, Glutaral                                                                                                                                           | Desinfektion                                  |
| Baktobod                       | Bode                                      | Glutardialdehyd, Glyoxal, Dimethylbenzylkokosfettalkylammoniumchlorid                                                                                                      | Desinfektion                                  |
| Baktobod N                     | Bode                                      | Glyoxal, Benzalkoniumchlorid, Tenside                                                                                                                                      | Desinfektion                                  |
| Baktolan<br>Hautcreme          | Bode                                      | Alkohol, Salbenwachs, O <sub>3</sub> -okerit, Montanawachs                                                                                                                 | Pflege-<br>und Schutz-<br>präparat<br>(Hände) |
| Baktolan<br>Hautlotion         | Bode                                      | Wasser, Kaprylsäuretriglycid, Kaprinsäuretriglycid, Triglyzerid, Tricetareth-4-Phosphat, Isopropylmyristat, Sorbitol, PEG-4-Polyglyceryl-2-stearat, Paraffin, Cetylalkohol | Pflege-<br>und Schutz-<br>präparat<br>(Hände) |
| Baktolan Haut-<br>schutz-Salbe | Bode                                      | Wasser, Mineralöl, Harnstoff, Paraffinöl, Bienenwachs, Cholesterol, Zinkstearat, Lanolin, Alkohol                                                                          | Pflege- und<br>Schutzprä-<br>parat (Hände)    |
| Baktolin soft<br>Waschlotion   | Bode                                      | Wasser, Na-Laurylethylsulfat, Kalium-Cocohydrolysiertes tierisches Protein, Glykol, Laurethyl-4-Cocomindopropyl-Betaine, Natriumchlorid, Glycerin                          | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)            |
| Baktolin Wasch-<br>lotion      | Bode                                      | Wasser, Na-Laurylethersulfat, Kalium-Cocohydrolysiertes tierisches Protein, Natriumchlorid, Natriumlaurylsulfat, Natriumlaurethylsulfat, Lauramid                          | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)            |
| Baseline                       | DeTrey Dentsply                           | Pulver: Strontiumaluminiumfluorosilikat, Flüssigkeit: Polyacrylsäure                                                                                                       | Unterfüllungs-<br>material                    |
| Beauty-Cast                    | Frankonia                                 | gipsgebunden                                                                                                                                                               | Einbettmasse                                  |
| Bego Star-Lot                  | Bego                                      | Au: 55,00; Pd: 10,00; Ag: 34,00; In: 1,00                                                                                                                                  | Dentallot                                     |
| BegoCer                        | Bego/Bego/1984                            | Au: 52,5; Pd: 35,4; Cu: 2,0; Zn: x; In: 7,0                                                                                                                                | Zahnlegierung                                 |
| Begoform                       | Bego                                      | grahitfrei                                                                                                                                                                 | Einbettmasse                                  |
| Bego-Gold Lot I                | Bego                                      | Au: 73,00; Cu: 12,50; Sn: 2,00; Ag: 9,50; In: x; Zn: 3,00                                                                                                                  | Dentallot                                     |
| Bego-Gold Lot II               | Bego                                      | Au: 61,00; Cu: 18,00; Sn: 3,50; Ag: 13,00; In: x; Zn: 4,00                                                                                                                 | Dentallot                                     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname   | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)          | Verwendung                         |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| BegoLloyd 60  | Bego/Bego/1987                            | Au: 60,0; Pd: 5,5; Ag: 21,0; Pt: 0,5;<br>Cu: 10,0; Zn: x; In: x       | Zahnlegierung                      |
| BegoLloyd B   | Bego/Bego/1963                            | Au: 67,0; Pd: 3,0; Ag: 26,5; Cu: 3,0; Sn: x                           | Zahnlegierung                      |
| BegoLloyd G   | Bego/Bego/1963                            | Au: 65,0; Pd: 3,0; Ag: 23,0; Pt: 0,5; Cu: 6,5;<br>Zn: 2,0             | Zahnlegierung                      |
| BegoLloyd M   | Bego/Bego/1963                            | Au: 65,0; Pd: 3,0; Ag: 19,0; Pt: 0,5;<br>Cu: 10,0; Zn: 2,0; In: x     | Zahnlegierung                      |
| BegoPal       | Bego/Bego/1983                            | Au: 2,0; Pd: 73,0; Cu: 13,5; Sn: 5,0; In: 5,0;<br>Ga: x               | Zahnlegierung                      |
| BegoPal E     | Bego/Bego/1987                            | Au: 1,5; Pd: 78,5; Cu: 11,5; In: x; Ga: 7,5                           | Zahnlegierung                      |
| BegoPal M     | Bego/Bego/1985                            | Pd: 82,0; Sn: 14,5; Ga: 3,5                                           | Zahnlegierung                      |
| BegoPal S     | Bego/Bego/1983                            | Au: 57,5; Pd: 31,5; Sn: 9,0; Zn: x; In: x                             | Zahnlegierung                      |
| Begoral       | Bego                                      | phosphatgebunden, graphithaltig                                       | Einbettmasse                       |
| BegoRex       | Bego/Bego/1982                            | Au: 48,8; Pd: 39,7; Sn: x; Zn: x; In: 10,0                            | Zahnlegierung                      |
| BegoRex 45    | Bego/Bego/1987                            | Au: 45,0; Pd: 45,0; Cu: 1,8; Zn: 3,0;<br>In: 3,0; Ga: 2,0             | Zahnlegierung                      |
| BegoStar      | Bego/Bego/1975                            | Au: 54,0; Pd: 26,5; Ag: 15,5; Sn: x; Zn: x;<br>In: x                  | Zahnlegierung                      |
| Bellatherm    | Bego                                      | phosphatgebunden                                                      | Löteinbett-<br>masse               |
| Bellavest T   | Bego                                      | graphitfrei                                                           | Einbettmasse                       |
| Bermudent Y   | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 86,0; Pt: 12,0; In: 2,0                                           | Zahnlegierung                      |
| Binotal       | Bayer Dental                              | Ampicillin                                                            | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Bio Solder    | Nobil-Metal                               | Au: 10,00; Pd: 38,50; Cu: 16,50; Sn: x;<br>Ag: 30,00; In: x; Zn: 3,50 | Dentalloy                          |
| Bio Solder 1° | Nobil-Metal                               | Au: 10,00; Pd: 30,00; Cu: 50,00; In: 10,00                            | Dentalloy                          |
| Bio Solder 2° | Nobil-Metal                               | Au: 42,90; Ag: 38,50; In: 8,50; Zn: 11,00                             | Dentalloy                          |
| Biobasis Ag   | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Pd: 58,0; Ag: 31,0; Sn: 6,0; In: 5,0                                  | Zahnlegierung                      |
| Biobasis I    | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 51,4; Pd: 38,4; Ag: x; Pt: x; Sn: x;<br>In: 7,4; Ga: 1,3          | Zahnlegierung                      |

| Produktname                                                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwendung    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Biobasis II                                                  | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 2,0; Pd: 78,0; Cu: 13,0; Ga: 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zahnlegierung |
| Biobond III                                                  | Degussa/Ögussa/<br>1988                   | Au: 82,6; Pt: 16,1; In: x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zahnlegierung |
| Biocristall G                                                | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 87,0; Pd: 2,2; Pt: 10,0; Sn: x; In: x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zahnlegierung |
| Biocristall H                                                | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 84,5; Pd: 3,0; Ag: 1,0; Pt: 9,0; Cu: 0,4;<br>Sn: 0,6; In: 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung |
| Biocristall U                                                | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 77,4; Pd: 8,6; Ag: 1,5; Pt: 9,0; Cu: 0,5;<br>Sn: 0,7; In: 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung |
| Biocrown III                                                 | Degussa/Ögussa/<br>1988                   | Au: 74,4; Pd: 3,5; Ag: 9,6; Cu: 11,5; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung |
| Biocrown IV                                                  | Degussa/Ögussa/<br>1989                   | Au: 71,0; Pd: x; Ag: 11,6; Pt: 7,4; Cu: 8,2;<br>Zn: x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zahnlegierung |
| Bioforce Echinacea                                           | Bioforce                                  | Creta praeparatae, Silicii dioxidum praecipit,<br>Acaciae gummi, Tragantha, Sorbitolum,<br>ätherische Öle, Menthae pip. aetheroleum,<br>Rosmarini aetheroleum, Eucalypti aethero-<br>leum, Liquiritiae radix, Sorbitolum, Potentilla<br>tormentilla, Echinacea purpurea, äth.<br>Öle, Tinkturen, Potentilla tormentilla, Echi-<br>nacea purpurea, äth. Öle, Potentilla tormen-<br>tilla, Vaccinium myrtillus, äth. Öle | Zahnpasta     |
| Biolox-Ankerim-<br>plantat                                   | Feldmühle                                 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -keram, polykristallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implantologie |
| Biolox-Schraube<br>einphasig                                 | Feldmühle                                 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -keram, polykristallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implantologie |
| Biolox-Schraube<br>zweiphasig                                | Feldmühle                                 | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -keram, polykristallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implantologie |
| Biolox-Stifte f.<br>auto-alloplast,<br>Replantation          | Feldmühle                                 | Aluminiumoxidkeramik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Endostift     |
| Biolox-Stifte ortho-<br>grad                                 | Feldmühle                                 | Aluminiumoxidkeramik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Endostift     |
| Biolox-Stifte retro-<br>grad                                 | Feldmühle                                 | Aluminiumoxidkeramik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Endostift     |
| Biolox-Stifte zur<br>autoalloplastischen<br>Zahnreplantation | Feldmühle                                 | Aluminiumoxidkeramik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Endostift     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe) | Verwendung           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| BioloX-Stifte zur<br>Transfixation und<br>Wurzelfüllung | Feldmühle                                 | Aluminiumoxidkeramik                                         | Endostift            |
| BioloX-Transfixati-<br>onsstifte                        | Feldmühle                                 | Aluminiumoxidkeramik                                         | Endostift            |
| Bionit Extensions-<br>implantat                         | Protisa                                   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -keram, monokristallin        | Implantologie        |
| Bionit Sofort- und<br>Spätimplantate                    | Protisa                                   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -keram, monokristallin        | Implantologie        |
| Biorplid G                                              | Hafner/Hafner/<br>1989                    | Au: 82,5; Ag: 7,5; Pt: 4,0; Cu: 5,0; Zn: 1,0                 | Zahnlegierung        |
| Biorplid Keramik                                        | Hafner/Hafner/<br>1989                    | Au: 86,0; Pt: 12,5; In: 1,5                                  | Zahnlegierung        |
| Biosil f                                                | Degussa/Degussa/<br>1985                  | Co: 64,8; Cr: 28,5; Mo: 5,3; Si: x; C: x;<br>Mn: x           | Kobalt-<br>Legierung |
| Biosil h                                                | Degussa/Degussa/<br>1985                  | Co: 65,7; Cr: 28,5; Mo: 4,5; Si: x; C: x;<br>Mn: x           | Kobalt-<br>Legierung |
| Biosint-Supra                                           | Degussa                                   | phosphatgebunden                                             | Einbettmasse         |
| Biother GG                                              | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 83,3; Ag: 10,0; Cu: 6,7                                  | Zahnlegierung        |
| Biother KF1                                             | Biother/nicht<br>genannt/1986             | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 28,6; Zn: 1,0; In:<br>1,0; Ga: 4,0   | Zahnlegierung        |
| Biother M                                               | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 69,8; Pd: 2,0; Ag: 13,6; Pt: 4,0; Cu: 9,0;<br>Zn: 1,6    | Zahnlegierung        |
| Biother MO                                              | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 71,0; Pd: 3,5; Ag: 13,5; Pt: 0,5; Cu: 8,5;<br>Zn: 3,0    | Zahnlegierung        |
| Biother R                                               | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 36,0; Zn: 1,0; In:<br>4,0; Ga: 19,0  | Zahnlegierung        |
| Biother ReS                                             | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 52,2; Pd: 7,9; Ag: 28,0; Pt: x; Cu: 8,4;<br>Zn: 2,9      | Zahnlegierung        |
| Biother StG                                             | Biother/nicht<br>genannt/1982             | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 24,5; Cu: 11,5; Zn:<br>2,0            | Zahnlegierung        |



| Produktname/             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                                                               | Verwendung         |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biox-Ultra               | Biox                                      | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Cellulose-Gum, Sorbitol, Propylene Glykol, Methyl-4-Hydroxybenzoate, Propyl-4-Hydroxybenzoate, Pfefferminzextrakt, Fenchelextrakt, Eucalyptusextrakt, Salbeiextrakt, Thymianextrakt, Sodium Saccharin, Natriummonofluorphosphat, D-Panthenol, Wasser, Titaniumdioxid, Natriumchlorid | Zahnpasta          |
| Biral 2000 H             | Siladent/Mesa/<br>1983                    | Co: 64,0; Cr: 28,2; Mo: 5,8; Si: 1,0; C: 0,6; Mn: 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kobalt-Legierung   |
| Bisico Alginat           | Bisico                                    | staubfrei, bleifrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abformmaterial     |
| Bisico Temp S neu        | Bisico                                    | PMMA-Basis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brückenmaterial    |
| Bisico Tray              | Bisico                                    | PMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abdrucklöffel      |
| Blend-a-dent 2 Phasen    | Wick Pharma                               | Natriumdodecylbenzenesulfonat, Weinsäure, Natriumkarbonat, Natriumperborat, Kaliummonopersulfat                                                                                                                                                                                                                            | Reinigungspräparat |
| Blend-a-dent Express     | Wick Pharma                               | TAED, Natriumlaurylsulfat, Natriumkarbonat, Schwefelsäure, Natriumperborat, Kaliummonopersulfat                                                                                                                                                                                                                            | Reinigungspräparat |
| Blend-a-med Blendi       | blend-a-med                               | Siliciumdioxid, Cocamidopropyl-betain 1,05, Xanthan, Carbopol 956, Sorbitol, Wasser, Himbeer-Aroma, Saccharin Natrium, Natriumfluorid, Natriumphosphate                                                                                                                                                                    | Zahnpasta          |
| Blend-a-med forte        | blend-a-med                               | Siliciumdioxid, PEG-40 Sorbitan Diisostearat, Hydroxyethylcellulose, Sorbitol, Glycerin, Wasser, PEG-6, Menthol, Pfefferminzöl, Acesulfam-K, Natriumfluorid, Chlorhexidin-Digluconat, Zinklaktat                                                                                                                           | Zahnpasta          |
| Blend-a-med junior       | blend-a-med                               | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Xanthan, Carbopol 956, Sorbitol, Wasser, Krauseminzöl, Pfefferminzöl, Saccharin Natrium, Natriumfluorid, Natriumphosphate Mica                                                                                                                                                       | Zahnpasta          |
| Blend-a-med Kariesschutz | blend-a-med                               | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Xanthan, Carbopol 956, Sorbitol, Wasser, Pfefferminzöl, Menthol, Saccharin Natrium, Natriumfluorid, Natriumphosphate                                                                                                                                                                 | Zahnpasta          |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname /                                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                | Verwendung            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| blend-a-med<br>Mundwasser-<br>Konzentrat      | Blendax                                   | Bromchlorophen, Phenylsalicylat, Ethanol,<br>Propylenglykol, Pfefferminzöl, Wasser,<br>Saccharin Natrium, Menthol, Emulgator,<br>Cochenillerot A, Anethol                                                                                                   | Mund-<br>pflegemittel |
| blend-a-med<br>Mundwasser-<br>Konzentrat Mint | Blendax                                   | Bromchlorophen, Phenylsalicylat, Ethanol,<br>Propylenglykol, Pfefferminzöl, Wasser,<br>Menthol, Saccharin Natrium, Emulgator                                                                                                                                | Mundpflege-<br>mittel |
| Blend-a-med Paro-<br>dontoseschutz            | blend-a-med                               | Calciumcarbonat, Seife med., Methylcellu-<br>lose, Wasser, Sorbitol, Methylparaben,<br>Natriumbenzoat, Pfefferminzöl, Saccharin<br>Natrium, Natriummonofluorophosphat,<br>Azulen, Allantoin, Harnstoff                                                      | Zahnpasta             |
| Blend-a-med Paro-<br>dontoseschutz Mint       | blend-a-med                               | Calciumcarbonat, Seife med., Methylcellu-<br>lose, Sorbitol, Wasser, Natriumbenzoat,<br>Methylparaben, Pfefferminzöl, Saccharin,<br>Natrium, Menthol, Natriummonofluorphos-<br>phat, Azulen, Allantoin, Harnstoff                                           | Zahnpasta             |
| Blend-a-med Zahn-<br>steinschutz              | blend-a-med                               | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat,<br>Xanthan, Carbopol 956, Sorbitol, Glycerin,<br>PEG-6, Wasser, Pfefferminzöl, Krause-<br>minzöl, Saccharin Natrium, Natriumfluorid,<br>Tetrakaliumpyrophosphat, Tetranatriumpy-<br>rophosphat, Dinatriumpyrophosphat | Zahnpasta             |
| Blend-A-Print                                 | Blend-a-med                               | staubfrei                                                                                                                                                                                                                                                   | Abform-<br>material   |
| Blend-A-Print<br>Automat                      | Blend-a-med                               | staubfrei                                                                                                                                                                                                                                                   | Abform-<br>material   |
| Blendax Fluor<br>Super                        | Blendax                                   | Calciumcarbonat, Seife med., Methylcellu-<br>lose, Sorbitol, Wasser, Natriumbenzoat,<br>Methylparaben, Pfefferminzöl, Menthol,<br>Saccharin Natrium, Natriummonofluorphos-<br>phat, Allantoin, Harnstoff                                                    | Zahnpasta             |
| Blendax Universal                             | blend-a-med                               | Siliciumdioxid, Calciumcarbonat, Natrium-<br>Laurylsulfat, Carboxymethylcellulose,<br>Wasser, Sorbitol, Methylparaben, Propylpa-<br>raben, Pfefferminzöl, Saccharin Natrium,<br>Natriummonofluorophosphat, Natriumflu-<br>orid, Allantoin                   | Zahnpasta             |
| Blendgold Neu                                 | Heraeus Kulzer                            | EM-Legierungen                                                                                                                                                                                                                                              | Blendgold             |
| Blendgold Spezial                             | Heraeus Kulzer                            | EM-Legierungen                                                                                                                                                                                                                                              | Blendgold             |
| Blocking-out Mate-<br>rial                    | APS Dental                                | Silikon                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausblock-<br>masse    |

| Produktname                            | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                 | Verwendung                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Blue-Algin                             | Dental-Liga                                                | staubfrei, bleifrei                                                                                                                          | Abform-<br>material                |
| Bode Waschlotion                       | Bode                                                       | Wasser, Na-Lauryl ethersulfat, Kalium-Coco-<br>hydrolysiertes tierisches Protein, Natrium-<br>chlorid                                        | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände) |
| Bodephen Flüssig-<br>reiniger          | Bode                                                       | nichtionische Tenside, Komplexbildner,<br>Korrosionsinhibitoren                                                                              | Reinigung                          |
| Bodetol Wasch-<br>lotion               | Bode                                                       | Wasser, Na-Alkylsulfonat, Cocamidopropyl-<br>Betain, PEG 200, modifizierter Talg, Glykol,<br>Distearat, Laureth-4-Cocamidoprophyl-<br>Betain | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände) |
| Bohricin                               | Favodent Karl<br>Huber                                     | alkalische Lösung mit Korrosionsinhibitor,<br>Alkohole, Aldehyde                                                                             | Desinfektion<br>und Reinigung      |
| Bohritol                               | Detax Karl Huber                                           | Kalilauge, Glycerin, Isopropanol                                                                                                             | Desinfektion                       |
| BonaLight                              | BonaDent                                                   | Ba-Glas, SiO <sub>2</sub>                                                                                                                    | Kunststoff                         |
| 3C-Bond                                | Alphadent                                                  | Chrom-Kobalt-Legierungen                                                                                                                     | Blendgold                          |
| Bond Dent                              | Shera/Shera/1985                                           | Co: 66,0; Cr: 20,0; Mo: 1,0; W: 10,0;<br>Si: 2,5; C: 0,5                                                                                     | Kobalt-<br>Legierung               |
| Bondalcap-C                            | Vivadent                                                   | Polycarboxylate                                                                                                                              | Befestigungs-<br>material          |
| Bondi-Loy                              | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1984 | Co: 66,5; Cr: 27,0; Mo: 5,0; Si: 0,5;<br>Mn: 1,0                                                                                             | Kobalt-<br>Legierung               |
| Bond-on 4                              | Degussa/Degussa/<br>1983                                   | Au: x; Pd: 79,7; Pt: x; Cu: 5,0; Sn: 6,5;<br>Ga: 6,0                                                                                         | Zahnlegierung                      |
| Bonefit,<br>Hohlzylinder<br>einteilig  | Straumann                                                  | technisch reines Titan                                                                                                                       | Implantologie                      |
| Bonefit,<br>Hohlzylinder<br>zweiteilig | Straumann                                                  | technisch reines Titan                                                                                                                       | Implantologie                      |
| Bonefit,<br>Hohlschraube<br>einteilig  | Straumann                                                  | technisch reines Titan                                                                                                                       | Implantologie                      |
| Bonefit,<br>Hohlschraube<br>zweiteilig | Straumann                                                  | technisch reines Titan                                                                                                                       | Implantologie                      |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                                    | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                   | Verwendung                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bonefit, Schraube<br>einteilig                  | Straumann                                 | technisch reines Titan                                                                         | Implantologie                                                 |
| Bonefit, Schraube<br>zweiteilig                 | Straumann                                 | technisch reines Titan                                                                         | Implantologie                                                 |
| Brillant Duo<br>Cement                          | Coltène-Whale-<br>dent                    | Polymethacrylate                                                                               | Befestigungs-<br>zement                                       |
| Brillant Dentin                                 | Coltène-Whale-<br>dent                    | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                 | Kunststoff                                                    |
| Brillant Enamel                                 | Coltène-Whale-<br>dent                    | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                 | Kunststoff                                                    |
| Brillant Incisal                                | Coltène-Whale-<br>dent                    | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                 | Kunststoff                                                    |
| Brillant Lux                                    | Coltène-Whale-<br>dent                    | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                 | Kunststoff                                                    |
| Buraton 10 F                                    | Schülke & Mayr                            | Glyoxal, Formaldehyd, Glutardialdehyd, 2-Ethylhexanal                                          | Desinfektion                                                  |
| Buraton Liquid                                  | Schülke & Mayr                            | 2-Propanol, Formaldehyd, Glyoxal, Glyoxylsäure                                                 | Desinfektion                                                  |
| Cabadol                                         | Detax Karl Huber                          | Ethanol denat. Phenolderivat, Fichtennadelduftöl, Glycerin, Natriumnitrit                      | Desinfektion<br>und Reinigung                                 |
| Calasept-Speiko<br>mit Röntgenkon-<br>trast     | Speiko                                    | Ca(OH) <sub>2</sub> , Ba SO <sub>4</sub> , Na Cl, Ca Cl <sub>2</sub> , Natriumhydrogencarbonat | Dentin- und<br>Pulpenschutz,<br>Unterfüllungs-<br>material    |
| Calasept-Speiko<br>Neu mit Röntgen-<br>kontrast | Speiko                                    | Calciumhydroxid, Bariumsulfat                                                                  | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse                                 |
| Calcicur                                        | Voco                                      | Calciumhydroxid                                                                                | Dentin- und<br>Pulpenschutz,<br>Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse |
| Calcimol                                        | Voco                                      | Calciumhydroxid                                                                                | Unterfüllungs-<br>material                                    |
| Calcinase                                       | Lege Artis                                | Natriumedetat (EDTA)                                                                           | Wurzelkanal-<br>behandlung                                    |
| Calciumhydroxid                                 | Humanchemie                               | Paste: Calciumhydroxid                                                                         | Unterfüllungs-<br>material,<br>Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse  |

| Produktname                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                         | Verwendung                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Calxyl                      | Voco                                                       | Ca(OH) <sub>2</sub>                                                                                  | Dentin- und<br>Pulpenschutz                                   |
| Calxyl Röntgen-<br>sichtbar | Voco                                                       | Calciumhydroxid, Bariumsulfat                                                                        | Dentin- und<br>Pulpenschutz,<br>Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse |
| Calxyl                      | Voco                                                       | Calciumhydroxid                                                                                      | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse                                 |
| Camena-Milk                 | Cherudenta                                                 | mehrwertige Alkohole, Kräuteröle, Paraffin-<br>öle, Hautschutz, Emulgator, Konservierungs-<br>mittel | Pflege- und<br>Schutzprä-<br>parat (Hände)                    |
| Cameo                       | Scheftner/Jelenko/<br>1970                                 | Au: 52,5; Pd: 27,0; Ag: 16,0; Sn: 2,0; In: 2,5                                                       | Zahnlegierung                                                 |
| Carboco                     | Voco                                                       | Pulver: ZnO, MgO, Flüssigkeit: Polyacryl-<br>säure                                                   | Unterfüllungs-<br>material                                    |
| Carboco                     | Voco                                                       | Polycarboxylate                                                                                      | Befestigungs-<br>zement                                       |
| Carboxylatzement            | Bayer Dental                                               | Pulver: Acrylsäure                                                                                   | Unterfüllungs-<br>material                                    |
| Carboxylatzement<br>Bayer   | Bayer Dental                                               | Polycarboxylate                                                                                      | Befestigungs-<br>zement                                       |
| Casilian 995                | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1990 | Fe: 0,3; Ti: 99,5; Metall O: 0,2                                                                     | Titan-<br>Legierung                                           |
| Castadur                    | Heraeus/Heraeus/<br>1983                                   | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 36,0; Zn: 4,0; In: 20,0                                                      | Zahnlegierung                                                 |
| Castorit super              | Dentaurum                                                  | phosphatgebunden, feinkörnig, graphitfrei                                                            | Einbettmasse                                                  |
| Castorit super C            | Dentaurum                                                  | phosphatgebunden, feinkörnig, graphitfrei                                                            | Einbettmasse                                                  |
| Cavit, Cavit-G,<br>Cavit-W  | Espe                                                       | Zinkoxid in Verbindung mit Calciumsulfat-<br>Hemihydrat                                              | Provisorium                                                   |
| Cecom G1                    | Cecom/nicht<br>genannt/1980                                | Au: 69,8; Pd: 2,0; Ag: 13,6; Pr: 4,0;<br>Cu: 9,0; Zn: 1,6                                            | Zahnlegierung                                                 |
| Cecom G2                    | Cecom/nicht<br>genannt/1979                                | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 24,5; Pt: 11,5;<br>Zn: 2,0                                                    | Zahnlegierung                                                 |
| Cecom G3                    | Cecom/nicht<br>genannt/1986                                | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 36,0; Sn: 1,0;<br>Zn: 4,0; In: 19,0                                          | Zahnlegierung                                                 |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                        | Verwendung              |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cecom G4                  | Cecom/nicht<br>genannt/1982               | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 28,6; Zn: 1,0;<br>In: 1,0; Ga: 4,0                          | Zahnlegierung           |
| Cecom G8                  | Cecom/nicht<br>genannt/1982               | Au: 52,2; Pd: 7,9; Ag: 28,0; Pt: 0,1; Cu: 8,4;<br>Zn: 2,9                           | Zahnlegierung           |
| Cecom G5                  | Cecom/nicht<br>genannt/1986               | Au: 2,0; Pd: 27,5; Ag: 58,5; Cu: 10,00;<br>Zn: 2,0                                  | Zahnlegierung           |
| Cecom I1                  | Cecom/nicht<br>genannt/1980               | Au: 86,0; Pd: 1,0; Ag: 12,5; Pt: 0,5                                                | Zahnlegierung           |
| Cecom K1                  | Cecom/nicht<br>genannt/1980               | Au: 77,4; Pd: 8,6; Ag: 1,5; Pt: 9,0; Cu: 0,5;<br>Sn: 0,7; In: 1,4                   | Zahnlegierung           |
| Cecom K2                  | Cecom/nicht<br>genannt/1982               | Au: 51,4; Pd: 38,4; Ag: 0,2; Pt: 0,1; Sn: 0,7;<br>In: 7,4; Ga: 1,2                  | Zahnlegierung           |
| Cecom K3                  | Cecom/nicht<br>genannt/1983               | Au: 2,0; Pd: 78,0; Cu: 13,0; Ga: 7,0                                                | Zahnlegierung           |
| Cecom K4                  | Cecom/nicht<br>genannt/1986               | Pd: 58,0; Ag: 31,0; Sn: 6,0; In: 5,0                                                | Zahnlegierung           |
| Cecom K5                  | Cecom/nicht<br>genannt/1979               | Au: 84,5; Pd: 3,0; Ag: 1,0; Pt: 9,5; Cu: 0,4;<br>Sn: 0,6; In: 0,8                   | Zahnlegierung           |
| Cecom K6                  | Cecom/nicht<br>genannt/1982               | Au: 51,5; Pd: 27,0; Ag: 18,0; Cu: 0,2;<br>Sn: 2,4; In: 0,7                          | Zahnlegierung           |
| Cecom K7                  | Cecom/nicht<br>genannt/1982               | Au: 87,0; Pd: 2,2; Pt: 10,0; Sn: 0,4; In: 0,4                                       | Zahnlegierung           |
| Cedenta 2-Schichten       | Block Drug                                | Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat,<br>Natriumlaurylsulfat, Kaliummonopersulfat | Reinigungs-<br>präparat |
| Cehacast                  | Hafner                                    | phosphatgebunden, graphitfrei                                                       | Einbettmasse            |
| Cehadent Keramik          | Hafner/Hafner/<br>1976                    | Au: 53,0; Pd: 27,0; Ag: 16,0; Sn: 1,0; In: 3,0                                      | Zahnlegierung           |
| Cehadentor                | Hafner/Hafner/<br>1975                    | Au: 62,5; Pd: 3,0; Ag: 15,0; Pt: 1,4;<br>Cu: 14,5; Zn: 3,6                          | Zahnlegierung           |
| Cehadentor 2              | Hafner/Hafner/<br>1983                    | Au: 57,0; Pd: 4,0; Ag: 24,9; Pt: 0,6;<br>Cu: 13,0; Zn: 0,5                          | Zahnlegierung           |
| Cehadentor CF             | Hafner/Hafner/<br>1986                    | Au: 50,1; Pd: 10,0; Ag: 29,7; Zn: 1,2;<br>In: 8,0                                   | Zahnlegierung           |
| Cehadentor<br>Keramik SF  | Hafner/Hafner/<br>1982                    | Au: 44,8; Pd: 42,3; Pt: 0,5; Cu: 0,1; Sn: 3,8;<br>In: 8,5                           | Zahnlegierung           |
| Cehadentor<br>Keramik SF2 | Hafner/Hafner/<br>1984                    | Au: 52,5; Pd: 36,0; Cu: 0,5; Sn: 1,5; In: 9,5                                       | Zahnlegierung           |

| Produktname                           | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                       | Verwendung                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cehadentor<br>Keramik-Lot             | Hafner                                    | Au: 70,00; Pd: 9,50; Cu: x; Sn: x;<br>Ag: 17,50; Zn: x                                             | Dentallot                     |
| Ceka Presol G2                        | Ceka                                      | Au: 57,50; Pd: 4,00                                                                                | Dentallot                     |
| Ceka Presol GI                        | Ceka                                      | Au: 53,00; Pd: 8,50                                                                                | Dentallot                     |
| Ceka Presol W                         | Ceka                                      | Pd: 68,00                                                                                          | Dentallot                     |
| Ceka Sol                              | Ceka                                      | Au: 80,00; Cu: 13,00; In: 5,00; Zn: 2,00                                                           | Dentallot                     |
| Ceka Sol CR                           | Ceka                                      | Chrom-Cobalt-Legierung (ohne Massen-%)                                                             | Dentallot                     |
| Ceka Sol G                            | Ceka                                      | NEM Sparlegierungen (ohne Massen-%)                                                                | Dentallot                     |
| Ceka Sol L                            | Ceka                                      | Au: 42,00; Ag: 38,50; In: 8,00; Zn: 10,00                                                          | Dentallot                     |
| Ceka Sol W                            | Ceka                                      | Au: 76,5; Ni: 14,00; Zn: 6,4; Ca: 2,6                                                              | Dentallot                     |
| Ceradelta                             | Metalor/Metalor/<br>1986                  | Pd: 57,5; Ag: 32,0; Sn: 2,0; Zn: x; In: 6,0;<br>Ga: x                                              | Zahnlegierung                 |
| Cerafin                               | Frankonia                                 | phosphatgebunden, kohlenstofffrei                                                                  | Einbettmasse                  |
| Ceram Solder                          | Nobil-Metal                               | Au: 53,00; Pd: 8,50; Ag: 36,50; Zn: 2,00                                                           | Dentallot                     |
| Ceram Solder                          | Nobil-Metal                               | Au: 57,50; Pd: 4,00; Ag: 35,50; Zn: 2,50                                                           | Dentallot                     |
| Ceramicor                             | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 60,0; Pd: 20,0; Pt: 19,0                                                                       | Zahnlegierung                 |
| Ceramigold                            | Frankonia                                 | phosphatgebunden                                                                                   | Einbettmasse                  |
| Cerapall                              | Metalor/Metalor/<br>1983                  | Pd: 83,0; Sn: 12,5; Ga: 4,5                                                                        | Zahnlegierung                 |
| Cerapall 2                            | Metalor/Metalor/<br>1984                  | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 6,9; Sn: x; Zn: x;<br>In: 4,5; Ga: 5,5                                      | Zahnlegierung                 |
| Cerec Duo Cement                      | Vita                                      | Polymethacrylate                                                                                   | Befestigungs-<br>zement       |
| Cherudent ASA                         | Cherudenta                                | quat. Ammoniumverb. Alkali                                                                         | Desinfektion                  |
| Cherufix Gipslöser                    | Cherudenta                                | Gipslösungsmittel (Trinatriumcitrat)                                                               | Reinigung                     |
| Cheruflex-2-<br>Phasen-Alginat<br>KFO | Cherudenta                                | Farbindikator für Mischzeiten                                                                      | Abform-<br>material           |
| Cherusept                             | Cherudenta                                | Isopropanol, Glyoxal, Glutardialdehyd,<br>Tetrabromorthokresol, quaternäre Ammoni-<br>umverbindung | Desinfektion                  |
| Cherusept ID                          | Cherudenta                                | Formaldehyd, Glyoxal, Glutardialdehyd,<br>quaternäre Ammoniumverbindung                            | Desinfektion<br>und Reinigung |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                   | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit      | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)  | Verwendung                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Chlorphenol-Campher-Menthol mit Azulen (CHKM) | Vivadent                                       | Chlorphenol, Kampfer, Menthol                                 | Wurzelkanalbehandlung         |
| Chlorphenol-Kampfer-Menthol                   | Speiko                                         | 4-Chlorphenol, Kampfer, Menthol                               | Wurzelkanalbehandlung         |
| Chlumsky-Lösung                               | Speiko                                         | Kampfer, Phenol                                               | Wurzelkanalbehandlung         |
| Chromat                                       | Ihde                                           | mit Farbindikator, staubfrei                                  | Abformmaterial                |
| Chromodur                                     | Krupp Medizintechnik/Krupp Medizintechnik/1977 | Co: 63,5; Cr: 28,0; Mo: 5,5; W: 0,5; Si: 1,0; C: 0,5; Mn: 1,0 | Kobalt-Legierung              |
| Chromodur M                                   | Krupp Medizintechnik/Krupp Medizintechnik/1977 | Co: 61,5; Cr: 29,0; Mo: 6,5; W: 0,5; Si: 1,0; C: 0,5; Mn: 1,0 | Kobalt-Legierung              |
| CH-Universal-Lot                              | Hafner                                         | Au: 40,00; Pd: 4,00; Cu: 20,00; Ag: 25,00; In: 6,50; Zn: 4,50 | Dentallot                     |
| Cidex                                         | Johnson & Johnson                              | aktivierter Glutaraldehyd                                     | Desinfektion und Reinigung    |
| Clamoxyl                                      | SmithKline Beecham                             | Amoxicillin                                                   | Breitspektrum-Penicillin      |
| Cleansept-Tuch                                | Dental-Liga                                    | Biguanid, Ethanol, Glyoxal, Isopropanol                       | Desinfektion                  |
| CM-Wurzelstift mit Adhäsionskopf              | Straumann                                      | Legierung: Ceramicor                                          | Endostift                     |
| CM-Wurzelstift mit Flachkopf                  | Straumann                                      | Rein-Titan                                                    | Endostift                     |
| CM-Wurzelstift mit Retentionskopf             | Straumann                                      | Legierung: Ceramicor                                          | Endostift                     |
| Coe Paste Remover                             | G-C International                              | 1,1,1-Trichlorethan                                           | Reinigung                     |
| Coe Tray Cleaner                              | G-C International                              | Natriumkarbonat, Natriumbikarbonat                            | Reinigung                     |
| Coe-Pak                                       | G-C International                              | Kokosfettsäuren 24%, Zinkoxid 46%                             | Mittel für Parodontaltherapie |



| Produktname                              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                              | Verwendung                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Coe-Pak hard +<br>fast set               | G-C International                         | Kokosfettsäuren 27%, Zinkoxid 46%                                                                                                                                                         | Mittel für<br>Parodontal-<br>therapie |
| Colgate Gel                              | Colgate-Palmolive                         | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Cellulose-Gum, Glycerin, Sorbitol, Wasser, PEG-6, Flavour, Sodium Saccharin, Natriumfluorid, Natriummonofluorophosphat, Dicalciumphosphat, Dihydrat | Zahnpasta                             |
| Colgate Karies-<br>schutz                | Colgate-Palmolive                         | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Cellulose-Gum, Glycerin, Wasser, Flavour, Saccharin, Natriummonofluorophosphat, Natriumfluorid, Tetranatriumpyrophosphat                            | Zahnpasta                             |
| Colgate Milchzahn-<br>Gel                | Colgate-Palmolive                         | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Cellulose-Gum, Sorbitol, Wasser, PEG-6, Aroma, Sodium Saccharin, Flavour, Natriummonofluorophosphat, Natriumbenzoat                                 | Zahnpasta                             |
| Colgate Zahnstein-<br>schutz             | Colgate-Palmolive                         | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Carra-<br>geen, Sorbitol, Wasser, Glycerin, PEG-12, Natriumsaccharin, Flavour, Natriumfluorid, Natriumpyrophosphat, Tetranatriumpyrophosphat        | Zahnpasta                             |
| Colorflex-4-<br>Phasen-Alginat           | Cherudenta                                | Farbindikator für Mischzeiten                                                                                                                                                             | Abform-<br>material                   |
| Colorpal-3-Phasen-<br>Alginat            | Cherudenta                                | Farbindikator für Mischzeiten                                                                                                                                                             | Abform-<br>material                   |
| Colorpal-KFO 2-<br>Phasen                | Cherudenta                                | Farbindikator für Mischzeiten, staubfrei                                                                                                                                                  | Abform-<br>material                   |
| Coltène Adhäsiv                          | Coltène-Whale-<br>dent                    | Methylsilikon                                                                                                                                                                             | Abformmasse                           |
| Coltosol                                 | Coltène-Whale-<br>dent                    | plastisches Fertigungspräparat                                                                                                                                                            | Provisorium                           |
| Command Ultra-<br>fine                   | Kerr                                      | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                            | Kunststoff                            |
| Complete                                 | Scheftner                                 | phosphatgebunden, graphithaltig                                                                                                                                                           | Einbettmasse                          |
| Compolight                               | Merz                                      | Ba-Glas, Polymer SiO <sub>2</sub> + Alumosilikat                                                                                                                                          | Kunststoff                            |
| Copalite                                 | Speiko                                    | Copal, Diethylether                                                                                                                                                                       | Schutzlacke-<br>Zement                |
| Copalite Kavitäten-<br>Isolierungslösung | Ubert                                     | Copal-Harz, Chlorobutanol, Ether                                                                                                                                                          | Dentin- und<br>Pulpeenschutz          |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                          | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                      | Verwendung                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Corega Junior<br>Zahnsparngereiniger | Block Drug                                | Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat,<br>EDTA, Alcalase, Lathanol                                                               | Reinigungs-<br>präparat                                                                |
| Corega Raucher<br>Tabs               | Block Drug                                | Natriumhydrogencarbonat, Zitronensäure,<br>Natriumlaurylsulfat, Kaliummonopersulfat                                               | Reinigungs-<br>präparat                                                                |
| Corega Tabs                          | Block Drug                                | Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat,<br>Natriumlaurylsulfat, Kaliummonopersulfat                                               | Reinigungs-<br>präparat                                                                |
| Corti-Dynexan Gel                    | Kreussler                                 | Dequaliniumchlorid, Polidocanol, Predni-<br>solon-21-acetat                                                                       | Haftsalbe für<br>die Mund-<br>schleimhaut                                              |
| Cosan Plus                           | Cherudenta                                | Ethanol, quaternäre Ammoniumverbindung,<br>anionische Tenside, Hautschutz                                                         | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)                                                     |
| Cosan Soft                           | Cherudenta                                | nichtionische Tenside, Hautpflegemittel,<br>Gerüststoff, nichtionische Tenside                                                    | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)                                                     |
| Cosmotech Vest                       | G-C International                         | phosphatgebunden                                                                                                                  | Einbettmasse                                                                           |
| Cp-Cap                               | Lege Artis                                | Pulver: Ca(OH) <sub>2</sub> , ZnO, Zinkacetat, Zirconi-<br>umoxid, Kanadabalsam, Flüssigkeit:<br>Eugenol, Perubalsam, Kolophonium | Unterfüllungs-<br>material,<br>Dentin- und<br>Pulpenschutz,<br>Befestigungs-<br>zement |
| Cr-Co-Mo Orbis<br>Dental             | Orbis Dental/nicht<br>genannt/1983        | Co: 66,0; Fe: x; Cr: 27,0; Mo: 6,0; Si: x;<br>C: 0,2                                                                              | Kobalt-Legie-<br>rung                                                                  |
| Cristal B                            | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Ni: 76,0; Co: 2,0; Cr: 14,0; Mo: 5,0;<br>Ti: 0,5; Be: 1,5                                                                         | Zahnlegierung                                                                          |
| Cristal C                            | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Co: 65,0; Fe: 0,4; Cr: 28,0; Mo: 4,5; Si: 1,6                                                                                     | Zahnlegierung                                                                          |
| Cristobalite Inlay                   | Kerr                                      | gipsgebunden                                                                                                                      | Einbettmasse                                                                           |
| Cromo Pal Solder                     | Nobil-Metal                               | Au: 10,00; Pd: 26,00; Cu: 15,00; Ag: 44,00;<br>Zn: 5,00                                                                           | Dentalloy                                                                              |
| Cronsin                              | Merz                                      | PMMA-Basis                                                                                                                        | Brücken-<br>material                                                                   |
| Cronsin duopast                      | Merz                                      | Diacrylat-Komposit                                                                                                                | Brücken-<br>material                                                                   |
| Croveen                              | Schütz-Dental/<br>Niranium/1984           | Ni: 84,0; Cr: 13,0; Si: 1,0; Mn: 0,5                                                                                              | Nickel-<br>Legierung                                                                   |

| Produktname/            | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)      | Verwendung                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Crutanium               | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1970 | Co: 75,0; Cr: 15,0; Mo: 5,0; Ti: 5,0                              | Kobalt-<br>Legierung                |
| Cruta-Vest plus         | Krupp Medizin-<br>technik                                  | phosphatgebunden                                                  | Einbettmasse                        |
| Cu Cr Sold 1            | Dentaurum                                                  | Co: 69,8                                                          | Dentalloy                           |
| CuCr-Lot                | Krupp Medizin-<br>technik                                  | Ni: 19,00; Co: 39,40                                              | Dentalloy                           |
| Culmat LC               | BonaDent                                                   | Ba-Glas                                                           | Kunststoff                          |
| Cuxacillin              | TAD                                                        | Amoxicillin                                                       | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin  |
| CW Dental Alloy<br>JM   | Cowadental/<br>Dentorium/1958                              | Co: 66,0; Cr: 27,2; Mo: 5,9; Si: 0,2; C: 0,2                      | Zahnlegierung                       |
| CW Dental Alloy<br>JM   | Cowadental/<br>Dentorium/1958                              | Co: 63,7; Fe: 0,5; Cr: 28,4; Mo: 6,2; Si: 0,8;<br>C: 0,2; Mn: 0,4 | Kobalt-<br>Legierung                |
| D 1 Instru-Des          | ad-Arztbedarf                                              | Pentandial, Methanal                                              | Desinfektion<br>und Reinigung       |
| D 3 Formal-Spray        | ad-Arztbedarf                                              | Ethanol, 2-Propanol, Methanal, Ethandial,<br>Phenoxyethanol       | Desinfektion                        |
| D 4 Instru-Pur          | ad-Arztbedarf                                              | nichtionische Tenside, EDTA-Na-Salz                               | Reinigung                           |
| D 5 Instru-Gen          | ad-Arztbedarf                                              | Na-Isocyanurat                                                    | Desinfektion                        |
| D 6 OP-Sept             | ad-Arztbedarf                                              | Isopropanol, 1,3-Butandiol                                        | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| D 7 Instru-Clav         | ad-Arztbedarf                                              | Ethanol, 2-Propanol, Methanal, Aceton                             | Desinfektion                        |
| D 8 Lotioman            | ad-Arztbedarf                                              | anionische Tenside, Betainseife                                   | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)  |
| D 9 Sugo-Activ          | ad-Arztbedarf                                              | Amphotenside, kation. Tenside                                     | Desinfektion                        |
| D 10 Algisept-<br>Spray | ad-Arztbedarf                                              | Ethanol, 1-Propanol, p-Chlor-m-Kresol,<br>Tetrabrom-o-Phenol      | Desinfektion                        |
| D 11 Formal-<br>Kombi   | ad-Arztbedarf                                              | Mischacetal, Methanol, Ethandial, Pentan-<br>dial, Sulfat-Quat    | Desinfektion                        |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)     | Verwendung                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| D 12 Lotion-D             | ad-Arztbedarf                             | Mandelöl, Nerzöl, Kollagen                                       | Pflege- und<br>Schutzprä-<br>parat (Hände) |
| D 13 Solvorange           | ad-Arztbedarf                             | etherische Orangen-Öle                                           | Reinigung                                  |
| D 14 Tensid-D             | ad-Arztbedarf                             | anionische Tenside, Betainseife, Kollagen                        | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)         |
| D 16 Tray-Pur             | ad-Arztbedarf                             | Nta-Na-Salz, Nonionics, Na-Gluconat                              | Reinigung                                  |
| D 17 Spray-Activ          | ad-Arztbedarf                             | Ethanol, 2-Propanol, Biguanid, Ethandial                         | Desinfektion                               |
| D 18 Top-Activ            | ad-Arztbedarf                             | Ethanol, 2-Propanol, Biguanid, Ethandial                         | Desinfektion                               |
| D 19 Sugo-Des S           | ad-Arztbedarf                             | p-Chlor-m-Kresol, o-Phenyl-Phenol,<br>2-Propanol, Phenoxyethanol | Desinfektion                               |
| D 20 Drill-Sept           | ad-Arztbedarf                             | Mischacetal, Ethandial                                           | Desinfektion                               |
| D 21 Instru-Cid           | ad-Arztbedarf                             | Mischacetal, Pentandial, Alkyldimethylben-<br>zylammoniumsulfat  | Desinfektion<br>und Reinigung              |
| D 22 Instrucare-<br>Spray | ad-Arztbedarf                             | perfluorierter Alkylpolyether                                    | Reinigung                                  |
| D 25 Instruactiv          | ad-Arztbedarf                             | Tenside                                                          | Desinfektion<br>und Reinigung              |
| De Trey Fix               | De Trey Dentsply                          | Polyaminoamid                                                    | Abformmasse                                |
| Deckgold fein             | Degussa                                   | EM-Legierungen                                                   | Blendgold                                  |
| Deckgold normal           | Degussa                                   | EM-Legierungen                                                   | Blendgold                                  |
| Degubond 4                | Degussa/Degussa/<br>1981                  | Au: 49,6; Pd: 29,0; Ag: 17,5; Sn: 3,0; Ga: x                     | Zahnlegierung                              |
| Degucast U                | Degussa/Degussa/<br>1975                  | Au: 43,0; Pd: 31,8; Ag: 19,5; Cu: x; Sn: 5,0                     | Zahnlegierung                              |
| Degudent G                | Degussa/Degussa/<br>1974                  | Au: 86,0; Pt: 10,4; In: x                                        | Zahnlegierung                              |
| Degudent GS               | Degussa/Degussa/<br>1989                  | Au: 86,0; Pd: 2,2; Pt: 9,7; In: x                                | Zahnlegierung                              |
| Degudent H                | Degussa/Degussa/<br>1977                  | Au: 84,4; Pd: 5,0; Pt: 8,0; In: 2,5                              | Zahnlegierung                              |
| Degudent Lot U1W          | Degussa                                   | Au: 66,10; Pd: 14,05; Ag: 14,05; In: 1,35;<br>Zn: 1,35           | Dentalloy                                  |

| Produktname                      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)     | Verwendung               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Degudent U                       | Degussa/Degussa/<br>1967                  | Au: 77,3; Pd: 8,9; Ag: x; Pt: 9,8; Cu: x;<br>Sn: x; In: x        | Zahnlegierung            |
| Degudent U94                     | Degussa/Degussa/<br>1982                  | Au: 76,0; Pd: 8,9; Ag: 2,5; Pt: 9,6; Cu: x;<br>Sn: x; In: x      | Zahnlegierung            |
| Degudent-Lot G1                  | Degussa                                   | Au: 64,00; Pd: x; Ag: 34,90; In: x                               | Dentallot                |
| Degudent-Lot N1                  | Degussa                                   | Au: 80,00; Pd: x; Cu: x; Sn: x; Pt: x;<br>Ag: 17,00; In: x       | Dentallot                |
| Degudent-Lot<br>N1W              | Degussa                                   | Au: 60,20; Pd: 14,00; Cu: 6,00; Ag: 14,00;<br>In: 1,40; Zn: 1,40 | Dentallot                |
| Degudent-Lot U1                  | Degussa                                   | Au: 75,80; Pd: 5,90; Cu: x; Sn: x;<br>Ag: 17,00; In: x           | Dentallot                |
| Degufill H                       | Degussa                                   | pyr. SiO <sub>2</sub> , Ba-Al-Borosilikat                        | Kunststoff               |
| Degufill M                       | Degussa                                   | pyr. SiO <sub>2</sub>                                            | Kunststoff               |
| Deguflex CS<br>Adhäsiv           | Degussa                                   | Silikonharzmischung                                              | Abformmasse              |
| Deguflex mono-<br>phase Haftlack | Degussa                                   | Silikonharzmischung                                              | Abformmasse              |
| Degulor A                        | Degussa/Degussa/<br>1950                  | Au: 87,5; Pd: x; Ag: 11,5                                        | Zahnlegierung            |
| Degulor B                        | Degussa/Degussa/<br>1950                  | Au: 75,7; Pd: 3,3; Ag: 15,0; Pt: x; Cu: 4,1;<br>Zn: x            | Zahnlegierung            |
| Degulor C                        | Degussa/Degussa/<br>1950                  | Au: 74,0; Pd: x; Ag: 13,5; Pt: 2,4; Cu: 7,0;<br>Zn: x            | Zahnlegierung            |
| Degulor I-Draht                  | Degussa                                   | Au: 78; Ag: 14; Pt: 7                                            | Fertigteil aus<br>Metall |
| Degulor Klam-<br>merdraht        | Degussa                                   | Au: 65; Ag: 13; Cu: 11,5                                         | Fertigteil aus<br>Metall |
| Degulor M                        | Degussa/Degussa/<br>1955                  | Au: 70,0; Pd: x; Ag: 13,5; Pt: 4,4; Cu: 8,8;<br>Zn: x            | Zahnlegierung            |
| Degulor MO                       | Degussa/Degussa/<br>1962                  | Au: 65,5; Pd: x; Ag: 14,0; Pt: 8,9; Cu: 10,0;<br>Zn: x           | Zahnlegierung            |
| Degulor NFIV                     | Degussa/Degussa/<br>1977                  | Au: 71,0; Pd: x; Ag: 10,0; Pt: 12,9; Zn: 4,0                     | Zahnlegierung            |
| Degulor S                        | Degussa/Degussa/<br>1956                  | Au: 79,3; Pd: x; Ag: 12,3; Pt: x; Cu: 5,5;<br>Zn: x              | Zahnlegierung            |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                                     | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                              | Verwendung           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Degulor-Lot 0                                    | Degussa                                   | Au: 72,00; Pd: x; Cu: 9,00; Pt: 1,90;<br>Ag: 10,00; Zn: 6,00                                                                                                                                              | Dentallot            |
| Degulor-Lot 1                                    | Degussa                                   | Au: 72,00; Pd: x; Cu: 7,00; Pt: 1,90;<br>Ag: 8,00; Zn: 10,00                                                                                                                                              | Dentallot            |
| Degulor-Lot 2                                    | Degussa                                   | Au: 73,00; Cu: 3,00; Pt: 1,90; Ag: 10,00;<br>Zn: 12,00                                                                                                                                                    | Dentallot            |
| Degupal G                                        | Degussa/Degussa/<br>1990                  | Au: 4,5; Pd: 77,3; Ag: 7,2; Sn: 4,0; Ga: 6,0                                                                                                                                                              | Zahnlegierung        |
| Degupal U                                        | Degussa/Degussa/<br>1986                  | Au: x; Pd: 76,5; Cu: 11,6; Sn: x; Ga: 7,2                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung        |
| Degustar                                         | Degussa/Degussa/<br>1990                  | Pd: 51,9; Ag: 38,0; Sn: 7,5; Zn: x; In: x                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung        |
| Deguvest CF                                      | Degussa                                   | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                             | Einbettmasse         |
| Deguvest F                                       | Degussa                                   | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                          | Einbettmasse         |
| Deguvest HFG                                     | Degussa                                   | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                          | Einbettmasse         |
| Deguvest L                                       | Degussa                                   | gipsgebunden                                                                                                                                                                                              | Löteinbett-<br>masse |
| Denivit                                          | Barnängen<br>Deutschland                  | Calciumcarbonat, Aluminiumhydroxid,<br>Carboxymethylcellulose, Polyethylenglykol-<br>stearat, Sorbitol, Propylenglykol, Wasser,<br>Methylparaben, Süßstoffe, Natriummono-<br>fluorphosphat, Pfefferminzöl | Zahnpasta            |
| Denivit Zahnputz                                 | Barnängen<br>Deutschland                  | Aluminiumoxid, Calciumcarbonat,<br>Cellulose-Gum, PEG-Stearate, Sorbitol,<br>Propylenglykol, Methylparaben, Pfeffer-<br>minzöl, Natriumsaccharin, Natriummono-<br>fluorphosphate, Wasser                  | Zahnpasta            |
| Denson GPC-<br>Lösung                            | Jaschke                                   | Alkalisches Reinigungsmittel ohne<br>Ammoniak                                                                                                                                                             | Reinigung            |
| Dentabond                                        | Argen/Argen/1984                          | Au: 45,0; Pd: 40,0; Cu: 3,0; In: 12,0                                                                                                                                                                     | Zahnlegierung        |
| Dentacast Nr. 60<br>für Standardlegie-<br>rungen | Argen                                     | gipsgebunden                                                                                                                                                                                              | Einbettmasse         |
| Denta-Clin                                       | Henkel Cosmetic                           | Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Natrium-<br>Laurylsulfat, Xanthan-Gum, Cellulose-Gum,<br>Sorbitol, Glycerin, Methylparaben, Pfeffer-<br>minz, Menthol, Natriumfluoride, Natrium                            | Zahnpasta            |

| Produktname            | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                | Verwendung        |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dentaforce Rosmarin    | Bioforce                                  | Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Thylose H 4000p, Sorbitolum 70% non cristallisabile, äth. Öle, Menthae starimint aeth., Menthae crispae aeth., Rosmarini aetheroleum, Menthol, äth. Öle, Tinkturen, Ratanhia, Echinacea purpurea, äth. Öle | Zahnpasta         |
| Dentagard              | Colgate-Palmolive                         | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Cellulose-Gum, Glycerin, Sorbitol, Wasser, PEG-6, Sodium Saccharin, Flavour, Natriummonofluorophosphat, Vitamin E, Kräutermixtur                                                                      | Zahnpasta         |
| Dentagard              | Colgate-Palmolive                         | Alkohol, Wasser, Aromastoff, PEG-40 hydrogeniertes Rizinusöl, Natriumsaccharin, Kräutermischung                                                                                                                                             | Mundpflege-mittel |
| Dental Algides 2000    | Müller-Dental                             | quat. Ammoniumverbindungen, Glyoxal                                                                                                                                                                                                         | Desinfektion      |
| Dental Combi-Pulver    | Müller-Dental                             | Natriumdichlorisocyanurat, Oligomere Phosphate, Metasilikat, Korrosionsinhibitoren                                                                                                                                                          | Reinigung         |
| Dental-Biguanid AF     | Müller-Dental                             | Cocospropylendiaminguanidinacetat, Dimethylbenzylkokosfettalkylammoniumchlorid                                                                                                                                                              | Desinfektion      |
| Dental-Flächenspray FF | Dental-Liga                               | Ethanol, 2-Propanol, Glyoxal, Biguanid                                                                                                                                                                                                      | Desinfektion      |
| Dentalit C             | Kentzler-Kaschner/Oberst. Feinguß/1983    | Co: 61,9; Fe: 0,8; Cr: 30,0; Mo: 5,0; Nb: 1,0; Si: 0,5; C: 0,1                                                                                                                                                                              | Zahnlegierung     |
| Dentalit H             | Kentzler-Kaschner/Oberst. Feinguß/1976    | Co: 65,3; Fe: 0,8; Cr: 28,0; Mo: 5,0; Si: 0,5; C: 0,4                                                                                                                                                                                       | Zahnlegierung     |
| Dental-Liga Alginat    | Dental-Liga                               | staubarm, bleifrei                                                                                                                                                                                                                          | Abformmaterial    |
| Dentalon plus          | Heraeus Kulzer                            | Isobutyl-Methacrylat                                                                                                                                                                                                                        | Brückenmaterial   |
| Dentalor 1             | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 64,0; Pd: 4,0; Ag: 32,0                                                                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung     |
| Dentalor 2             | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 61,0; Pd: 3,0; Ag: 27,9; Pt: 0,1; Cu: 7,2; Zn: 0,8                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung     |
| Dentalor 3             | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 62,5; Pd: 3,0; Ag: 20,0; Pt: 0,5; Cu: 12,5; Zn: 1,5                                                                                                                                                                                     | Zahnlegierung     |
| Dentalor 60            | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 60,0; Pd: 3,0; Ag: 22,5; Pt: 0,5; Cu: 12,5; Zn: 1,5                                                                                                                                                                                     | Zahnlegierung     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                            | Verwendung                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dental-Perfekt AF 2000           | Müller-Dental                             | Bis-(3-aminopropyl)-Dodecylamin, Dimethyl-didecylammoniumchlorid                                                                                                                        | Desinfektion und Reinigung                      |
| Dentalrapid AF Spray             | Müller-Dental                             | Ethanol, Phenylphenol                                                                                                                                                                   | Desinfektion                                    |
| Dentalrapid FF Feuchttücher      | Müller-Dental                             | Ethanol, Glyoxal, Didecyldimethylammoniumchlorid                                                                                                                                        | Desinfektion                                    |
| Dentalrapid FF Sprühdesinfektion | Müller-Dental                             | Ethanol, Glyoxal, quaternäre Ammoniumbasen                                                                                                                                              | Desinfektion                                    |
| Dental-Seife                     | Dental-Liga                               | anionische Tenside                                                                                                                                                                      | Reinigungspräparat (Hände)                      |
| Dentasept Forte                  | Müller-Dental                             | Formaldehyd, Glutardialdehyd, Didecylmethyloxyethylammoniumpropionat                                                                                                                    | Desinfektion und Reinigung                      |
| Dentex-Bloc (wärmebeständig)     | Dentex                                    | synthetischer Gummi                                                                                                                                                                     | Ausblockmasse                                   |
| Dentex-Cryl                      | Dentex                                    | Acrylat                                                                                                                                                                                 | Abformmaterial                                  |
| Dentex-Dur                       | Dentex                                    | Polycarbonat                                                                                                                                                                            | Abformmaterial                                  |
| Dentex-Len                       | Dentex                                    | Polyolefin                                                                                                                                                                              | Abformmaterial                                  |
| Dentex-Plast                     | Dentex                                    | Polystyrol                                                                                                                                                                              | Abformmaterial                                  |
| Dentex-Soft                      | Dentex                                    | weichbleibendes Vinylchlorid                                                                                                                                                            | Abformmaterial                                  |
| Denti-Lot                        | Krupp Medizintechnik                      | Co: 38,50                                                                                                                                                                               | Dentalot                                        |
| Dentin Protector                 | Vivadent                                  | 2-2-Bis(Hydroxymethyl)-Butan, 1-ol-Tris-NN-N(4-Methyl-3-Isocyanatophenyl)-Carbamat                                                                                                      | Dentin- und Pulpenschutz, Unterfüllungsmaterial |
| Dentina Quick                    | Schein Dentina                            | staubfrei                                                                                                                                                                               | Abformmaterial                                  |
| Dentin-Versiegelungsliquid       | Humanchemie                               | Mineralpolymer aus Calciumfluorid u. Kieselgel, Magnesiumfluorosilikat (wasserfrei), Flasche 1, Kupfer-II-Sulfat (wasserfrei) Flasche 1, Calciumhydroxid Flasche 2, wässrige Suspension | Dentin- und Pulpenschutz                        |



| Produktname/                         | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                               | Verwendung                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dentisolon M<br>Mundheilpaste        | Hoechst                                                    | Prednisolon-21-acetat: 0,558%, Neomycin-<br>hydrochlorid: 0,437%, Aminoquinuriddi-<br>hydrochlorid 3,5 H <sub>2</sub> O: 0,3%                                                                                                                              | Haftsalbe für<br>die Mund-<br>schleimhaut |
| Dentisolon M<br>Zylinderampullen     | Hoechst                                                    | Prednisolon: 0,5%, Neomycinhydrochlorid:<br>0,2%, Aminoquinuriddihydrochlorid 3,5<br>H <sub>2</sub> O: 0,3%                                                                                                                                                | Haftsalbe für<br>die Mund-<br>schleimhaut |
| Dentitan                             | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1982 | Co: 69,5; Cr: 24,0; Mo: 4,5; Ti: 2,0                                                                                                                                                                                                                       | Kobalt-<br>Legierung                      |
| Denti-Vest                           | Krupp Medizin-<br>technik                                  | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                                                                              | Einbettmasse                              |
| Dentocool                            | Voco                                                       | Dichlordifluormethan                                                                                                                                                                                                                                       | Kältespray                                |
| Dentoderm                            | Müller-Dental                                              | Propanol                                                                                                                                                                                                                                                   | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |
| Dentodrill AF                        | Müller-Dental                                              | Kaliumhydroxid                                                                                                                                                                                                                                             | Desinfektion                              |
| Dentosoft                            | Müller-Dental                                              | waschaktive Substanzen, rückfettende Öle,<br>pH-Stabilisatoren                                                                                                                                                                                             | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)        |
| Dentril                              | Richardson                                                 | Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Natrium-<br>Laurylsulfat, Xanthan, Carboxymethylcellu-<br>lose, Wasser, Glycerin, Sorbitol, Methylpa-<br>raben, Propylparaben, Pfefferminzöl,<br>Menthol, Saccharin Natrium, Natriummo-<br>nofluorophosphat, Kaliumnitrat | Zahnpasta                                 |
| Deo-Scife Dentina                    | Schein Dentina                                             | 2,4,4-Trichlor-2-hydroxydiphenylether                                                                                                                                                                                                                      | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |
| Desderman                            | Schülke & Mayr                                             | Ethanol, 2,3,4,5-Tetrabrom-6-methylphenol                                                                                                                                                                                                                  | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |
| Desinfektionstü-<br>cher Aldehydfrei | Orbis Dental                                               | Didecylmethylalkoxyammoniumpropionat,<br>Cocospropylendiaminguanidindiacetat,<br>Polyhexamethylenbiguanid, nichtionische<br>Tenside, Hilfsstoffe                                                                                                           | Desinfektion                              |
| Desinol                              | Promed                                                     | Ethanol, Glyoxal, kationische Verbindungen                                                                                                                                                                                                                 | Desinfektion                              |
| Desmanol                             | Schülke & Mayr                                             | Chlorhexidindihydrochlorid, 1-Propanol,<br>2-Propanol                                                                                                                                                                                                      | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                             | Verwendung                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Desnet                                    | Alpro-Dental-<br>Produkte                 | nichtionogene Tenside, quat. Ammonium-<br>verbindung, alkalische Reinigungskompo-<br>nenten              | Desinfektion                               |
| Desofixol Waschlo-<br>tion dermatologisch | Bisico                                    | Fettalkoholethersulfat, sekundäres Alkansul-<br>fonat, Karboxymethylzellulose, pflanzliche<br>Überfetter | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)         |
| Desosuc                                   | Dental-Liga                               | 2-Propanol, p-Chlor-m-Kresol, o-Phenyl-<br>Phenol, Phenoxyethanol, Alkali                                | Desinfektion                               |
| Deva 4                                    | Degussa/Degussa/<br>1981                  | Au: 51,1; Pd: 38,5; In: 9,0; Ga: x                                                                       | Zahnlegierung                              |
| Diaket                                    | Espe                                      | Pulver: Zinkoxid, Flüssigkeit: Dichlorophen,<br>Triethanolamin, Propionyl-acetophenon                    | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse              |
| Diamantor 4                               | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1987               | Au: 55,0; Pd: 6,0; Ag: 26,0; Cu: 10,4;<br>Zn: 2,5                                                        | Zahnlegierung                              |
| Dicor Cement                              | DeTrey Detch                              | Phosphate                                                                                                | Befestigungs-<br>zement                    |
| Diffusions-Anäs-<br>thetikum              | Humanchemie                               | Tetracain, Kupfer-II-chlorididihydrat 0,15%,<br>Hydroxybenzoesäureethylester 0,05%                       | Parodontal-<br>verband                     |
| Dirospray                                 | Beycodent                                 | Ethanol, BC                                                                                              | Desinfektion                               |
| Dismozon pur                              | Bode                                      | Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat                                                                    | Desinfektion                               |
| Divestment                                | Frankonia                                 | gipsgebunden                                                                                             | Einbettmasse                               |
| DL-Handschutz                             | Dental-Liga                               | Stearin, Glyzerin, Alkohol, Paraffin                                                                     | Pflege- und<br>Schutzprä-<br>parat (Hände) |
| DLS-G                                     | DLS/DLS/1980                              | Au: 69,8; Pd: 2,0; Ag: 13,6; Pt: 4,0;<br>Cu: 10,0; Zn: x                                                 | Zahnlegierung                              |
| DLS-GP                                    | DLS/DLS/1986                              | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 36,0; Cu: x; Sn: 4,0;<br>Zn: 19,0                                                | Zahnlegierung                              |
| DLS-GS                                    | DLS/DLS/1980                              | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 24,5; Cu: 11,5;<br>Zn: 2,0                                                        | Zahnlegierung                              |
| DLS-I                                     | DLS/Degussa/<br>1983                      | Au: 71,0; Pd: x; Ag: 10,0; Pt: 12,9; In: 4,0                                                             | Zahnlegierung                              |
| DLS-I                                     | DLS/DLS/1983                              | Au: 71,0; Pd: 3,5; Ag: 13,5; Pt: x; Cu: 8,5;<br>Zn: 3,0                                                  | Zahnlegierung                              |
| DLS-KE                                    | DLS/DLS/1983                              | Au: 51,4; Pd: 38,4; Ag: x; Pt: x; Zn: x;<br>In: 7,4; Ga: x                                               | Zahnlegierung                              |

| Produktname                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                                       | Verwendung         |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DLS-KG                       | DLS/DLS/1980                              | Au: 84,5; Pd: 3,0; Ag: x; Pt: 9,0; Cu: x;<br>Sn: x; In: x                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung      |
| DLS-KU                       | DLS/DLS/1981                              | Au: 77,4; Pd: 8,6; Ag: x; Pt: 9,0; Cu: x;<br>Sn: x; In: x                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung      |
| DLS-PA                       | DLS/DLS/1984                              | Au: 2,0; Pd: 78,5; Pt: x; Cu: 6,7; Sn: 2,0;<br>Zn: x; In: 4,5                                                                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung      |
| DLS-Pallum                   | DLS/DLS/1983                              | Au: 2,0; Pd: 27,5; Ag: 58,5; Cu: 10,0;<br>Zn: x                                                                                                                                                                                                                                                    | Zahnlegierung      |
| DLS-PS                       | DLS/DLS/1984                              | Pd: 58,0; Ag: 31,0; Sn: 6,0; In: 5,0                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahnlegierung      |
| Dr. Best Milchzahn           | Lingner + Fischer                         | Siliciumdioxid, Fettsäure tauratmethylnatrium, Carrageen, Cellulose Gum, Sorbitol, Glycerin, PEG-6, Natriumbenzoate, Himbeeraroma, Natriummonofluorophosphat, Calcium Glycerophosphat, Natriumsilicat, Natriumhydroxid, Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Phenolphthalein, Phenolsulfonphthalein | Zahnpasta          |
| Dr. Best Sensitive           | Lingner + Fischer                         | Siliciumdioxid, Xanthan, Sorbitol, Glycerin, Methylparaben, Propylparaben, Pfefferminzöl, Menthol, Natriumfluorid, Wasser, Strontiumacetat, Siliciumdioxid, Natriumsaccharin                                                                                                                       | Zahnpasta          |
| Dr. Best Zahnweiß            | Lingner + Fischer                         | Calciumcarbonat, Natriumhexametaphosphat, Natriumlaurylsarkosinat, Cellulose Gum, Sorbitol, Glycerin, Methylparaben, Pfefferminzöl, Menthol, Natriummonofluorophosphat, Calciumglycerophosphat, Allantoin, Wasser, Siliciumdioxid, Natriumsaccharin                                                | Zahnpasta          |
| Dr. Grandel Neem             | Keimdiät                                  | Calciumdisphosphat, Siliciumdioxid, Natrium C 14-16 Olefin Sulfonate, PEG-40, hydriertes Rizinusöl, Cellulose-Gum, Glycerin, Sorbitol, Alkohol, Pfefferminzöl, Fenchelöl, Eukalyptusöl, Korianderöl, Menthol, Neemextrakt, Alkohol, Wasserent härter, Saccharin                                    | Zahnpasta          |
| Dr. Tels Mundwassertabletten | Speiko                                    | ätherische Öle                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mundpflegemittel   |
| Drala Polycarboxylat-Zement  | Drala                                     | Polycarboxylate                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Befestigungszement |
| Drala-Phosphat-Zement        | Drala                                     | Phosphate                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Befestigungszement |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                                    | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                               | Verwendung            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Drala-Phosphatzement                                           | Drala                                     | ZnO, MgO, Feldspat, CaF, H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> O, Zn, Al                                                         | Unterfüllungsmaterial |
| Dralasite                                                      | Drala                                     | Quarz, SiO <sub>2</sub>                                                                                                                    | Kunststoff            |
| Drufoplast klar                                                | Weil-Dental                               | Polystyrol                                                                                                                                 | Abformmaterial        |
| Dual-Cement Radiopaque                                         | Vivadent                                  | Dimethacrylat                                                                                                                              | Befestigungszement    |
| Duallor G                                                      | Degussa/Degussa/1931                      | Au: 55,0; Pd: 7,9; Ag: 25,0; Cu: 11,6; Zn: x                                                                                               | Zahnlegierung         |
| Ducera-Lay                                                     | Ducera                                    | silikat/phosphatgebunden                                                                                                                   | Einbettmasse          |
| Duceralloy U                                                   | Ducera/Ducera/1988                        | Co: 59,0; Fe: 2,0; Cr: 25,0; Nb: 2,0; W: 10,0; Si: 0,8; C: 0,1; Mn: 0,3; V: 1,0; Al: 0,2                                                   | Kobalt-Legierung      |
| Duceram-Bond                                                   | Ducera                                    | EM-Legierungen, NEM-Legierungen                                                                                                            | Blendgold             |
| Duceranum U                                                    | Ducera/Ducera/1987                        | Ni: 59,0; Co: 0,5; Fe: 3,5; Cr: 21,5; Mo: 4,5; Nb: 3,2; W: 5,0; Si: 0,8; C: 0,1; Mn: 0,4; Cu: 2,0                                          | Kobalt-Legierung      |
| Dürr System-Hygiene FD 310<br>Flächendesinfektion              | Dürr Dental                               | Glutardialdehyd, Glyoxal, Formaldehyd, N-Alkyl-, N-benzyl-N, N-dimethylammoniumchlorid, nichtionische Tenside, Komplexbildner, Hilfsstoffe | Desinfektion          |
| Dürr System-Hygiene FD 312<br>Flächendesinfektion              | Dürr Dental                               | N-Alkyl-N-benzyl-N, N-dimethylammoniumchlorid, nichtionische Tenside, alkalische Reinigungskomponenten, Komplexbildner, Hilfsstoffe        | Desinfektion          |
| Dürr System-Hygiene FD 320<br>aerosol Flächen-<br>desinfektion | Dürr Dental                               | 1-Propanol, Ethanol, Glutardialdehyd, Glyoxal, anionische Tenside, Hilfsstoffe, Treibgas (Kohlenwasserstoffe)                              | Desinfektion          |
| Dürr System-Hygiene FD 320<br>Flächendesinfektion              | Dürr Dental                               | 1-Propanol, Ethanol, Glutardialdehyd, Glyoxal, anionische Tenside, Hilfsstoffe                                                             | Desinfektion          |
| Dürr System-Hygiene FD 322<br>Flächendesinfektion              | Dürr Dental                               | 1-Propanol, Ethanol, N-benzyl-N, N-dihydroxyethyl-N-kokosalkylammoniumchlorid, Hilfsstoffe                                                 | Desinfektion          |

| Produktname                                                        | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                    | Verwendung                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dürr System-<br>Hygiene FD 340<br>aerosol Flächen-<br>desinfektion | Dürr Dental                               | 2-Propanol, 4-Chlor-3,5-xenol, Tenside,<br>Hilfsstoffe, Treibgas (Kohlenwasserstoffe)                                                                                           | Desinfektion                       |
| Dürr System-<br>Hygiene FD 350<br>Desinfektions-<br>tücher         | Dürr Dental                               | 1-Propanol, 2-Propanol, N-Benzyl-N, N-<br>dihydroxyethyl-N-kokosalkylammonium-<br>chlorid, Hilfsstoffe                                                                          | Desinfektion                       |
| Dürr System-<br>Hygiene H 430<br>Hände-Wasch-<br>lotion            | Dürr Dental                               | Fettsäuren, Tenside, rückfettende<br>Substanzen, Hautpflegestoffe, Hautfeuchtig-<br>keitsstoffe, Hilfsstoffe                                                                    | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände) |
| Dürr System-<br>Hygiene HD 435<br>Hände-Wasch-<br>lotion           | Dürr Dental                               | Tenside, rückfettende Substanzen, Hautpfle-<br>gestoffe, Hautfeuchtigkeitsstoffe, Hilfsstoffe                                                                                   | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände) |
| Dürr System-<br>Hygiene ID 210<br>Instrumentendesin-<br>fektion    | Dürr Dental                               | Glutardialdehyd, Glyoxal, Formaldehyd, N-<br>Alkyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium-<br>chlorid, nichtionische Tenside, Komplex-<br>bildner, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe    | Desinfektion<br>und Reinigung      |
| Dürr System-<br>Hygiene ID 212<br>Instrumentendesin-<br>fektion    | Dürr Dental                               | N-Alkyl-N-benzyl-N, N-dimethylammoni-<br>umchlorid, Guanidinverbindungen, nichtio-<br>nische Tenside, alkalische Reinigungskom-<br>ponenten, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe | Desinfektion<br>und Reinigung      |
| Dürr System-<br>Hygiene ID 215<br>Spezialreiniger                  | Dürr Dental                               | Tenside, Komplexbildner                                                                                                                                                         | Reinigung                          |
| Dürr System-<br>Hygiene ID 220<br>Instrumentendesin-<br>fektion    | Dürr Dental                               | 1-Propanol, Kaliumhydroxid, Komplex-<br>bildner, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe                                                                                             | Desinfektion                       |
| Dürr System-<br>Hygiene ID 230<br>Ultraschallreiniger<br>sauer     | Dürr Dental                               | Phosphorsäure, Tenside, Hilfsstoffe                                                                                                                                             | Desinfektion                       |
| Dürr System-<br>Hygiene ID 235<br>Ultraschallreiniger<br>alkalisch | Dürr Dental                               | Kaliumhydroxid, Natriummetasilikat,<br>Tenside, Komplexbildner, Hilfsstoffe                                                                                                     | Desinfektion                       |
| Dürr System-<br>Hygiene MD 520<br>Abdruckdesin-<br>fektion         | Dürr Dental                               | Glutardialdehyd, N-Alkyl-N-benzyl-N, N-<br>dimethylammoniumchlorid, Spezialtenside,<br>Komplexbildner, Hilfsstoffe                                                              | Desinfektion                       |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                            | Verwendung                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dürr System-Hygiene Orotol Plus Sauganlagen-desinfektion | Dürr Dental                               | N,N-Dimethyl-N,N-dioctylammoniumchlorid, N-Benzyl N, N-dimethyl-N-dodecylammoniumchlorid, alk. Reinigungskomp., Komplexbildner, Spezialentschäumer, Korrosionsinhibitoren                                                               | Desinfektion                       |
| Dürr System-Hygiene Orotol Sauganlagendesinfektion       | Dürr Dental                               | Na-4-Chlor-3-methylphenolat, Na-2-benzyl-4-chlorphenolat, Na-2-Phenylphenolat, Komplexbildner, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe                                                                                                           | Desinfektion                       |
| Dürr-Systemhygiene HD 440 Lotion                         | Dürr Dental                               | Fette, Öle, Emulgatoren, Hautpflegestoffe, Hilfsstoffe                                                                                                                                                                                  | Pflege- und Schutzpräparat (Hände) |
| Dürr-System-Hygiene HD 450 Hautschutz-Schaum             | Dürr Dental                               | Öle, Tenside, Silikonverbindungen, Hautpflegestoffe, Hilfsstoffe                                                                                                                                                                        | Pflege- und Schutzpräparat (Hände) |
| Dürr-System-Hygiene MD 530 Zemententferner               | Dürr Dental                               | anorganische Säuren, Tenside, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe                                                                                                                                                                        | Reinigung                          |
| Dürr-System-Hygiene MD 535 Gipsentferner                 | Dürr Dental                               | Spezial-Reinigungskomponenten                                                                                                                                                                                                           | Reinigung                          |
| Dura AX 1000                                             | Durachemie                                | Amoxicillin                                                                                                                                                                                                                             | Breitspektrum-Penicillin           |
| Duraampicillin 1000                                      | Durachemie                                | Ampicillin                                                                                                                                                                                                                              | Breitspektrum-Penicillin           |
| Duraerythromycin                                         | Durachemie                                | Erythromycin                                                                                                                                                                                                                            | Antibiotikum                       |
| Durafill                                                 | Heraeus Kulzer                            | Splitterpolymerisat                                                                                                                                                                                                                     | Kunststoff                         |
| Durelon                                                  | Espe                                      | Polycarboxylate                                                                                                                                                                                                                         | Befestigungszement                 |
| DuroDont Familienzahncreme                               | Dr. Scheller                              | Calciumcarbonat, Natrium C 14-17 Alkyl Sec Sulfonat, Natriumcocoylisethionat 1,00, Cellulose-Gum, Silica, Sorbitol, Propylene Glycol, Methylparaben, Propylparaben, Aromastoffe, Natriumsaccharin, Natriummonofluorophosphat, Allantoin | Zahnpasta                          |

| Produktname                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                  | Verwendung                        |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DuroDont med                 | Dr. Scheller                              | Calciumcarbonat, Natrium C 14-17 Alkyl Sec Sulfonat, Natriumcocoylisethionat, Cellulose-Gum, Silica, Sorbitol, Propylenglykol, Aromastoff, Natriumsaccharin, Natriummonofluorophosphat, Urea, 3-Hydroxymethyl-pyridinetartrat | Zahnpasta                         |
| DuroDont mit Putzzeit-Effekt | Dr. Scheller                              | Dicalciumphosphatdihydrat, Natrium-Laurylsulfat, Fettsäure tauratcocoylnatrium, Cellulose-Gum, Silica, Sorbitol, Propylenglycol, Methylparaben, Propylparaben, Aromastoff, Natriumsaccharin, Natriummonofluorophosphat, Urea  | Zahnpasta                         |
| Duromed Naturzahncreme       | Dr. Scheller                              | Siliciumdioxid, Kaolin, Cocamidopropylbetaine, Xanthan Gum, Sorbitol, Pfefferminzöle, Xylit, Ammoniumsalz, Glycerrhetinsäure (Auszug Süßholz), Neem-Extrakt, Glycerrhetinsäure (Auszug Süßholz), Guaiazulene, Chlorophyllin   | Zahnpasta                         |
| Duroterm                     | Bayer Dental                              | gipsgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                                                     | Einbettmasse                      |
| DVP                          | Frankonia                                 | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                              | Einbettmasse                      |
| Dycal                        | DeTrey Dentsply                           | 1,3-Butylenglycoldisalicylat, $\text{Ca(OH)}_2$                                                                                                                                                                               | Dentin- und Pulpenschutz          |
| Dyna E.F.M. Alloy            | Hauschild/Dyna/1984                       | Pd: 59,9; Pt: 1,0; Co: 37,0; In: x; Ga: 1,3                                                                                                                                                                                   | Zahnlegierung                     |
| Dyna Implant Design          | Hauschild                                 | Titanlegierung, Hydroxylapatit                                                                                                                                                                                                | Implantologie                     |
| Dynexan A Gel                | Kreussler                                 | Lidocainhydrochlorid, Benzalkoniumchlorid                                                                                                                                                                                     | Haftsalbe für die Mundschleimhaut |
| ECO E2                       | Wieland/Wieland/1986                      | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 39,0; Zn: 5,0; In: 16,0                                                                                                                                                                               | Zahnlegierung                     |
| ECO E3                       | Wieland/Wieland/1940                      | Au: 15,0; Pd: 24,0; Ag: 44,3; Cu: 16,0; Zn: x                                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung                     |
| ECO E4                       | Wieland/Wieland/1940                      | Au: 5,0; Pd: 25,0; Ag: 63,5; Cu: 4,0; Zn: 2,5                                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung                     |
| Econor 1                     | Heimerle + Meule/1931                     | Au: 8,0; Pd: 19,5; Ag: 71,0; Cu: x; Zn: x                                                                                                                                                                                     | Zahnlegierung                     |
| Econor 2D                    | Heimerle + Meule/1931                     | Au: 3,0; Pd: 22,0; Ag: 64,0; Pt: 2,0; Cu: 8,0; Zn: x                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung                     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                     | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)               | Verwendung                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Econor 3                        | Heimerle +<br>Meule/1931                  | Au: 5,0; Pd: 20,0; Ag: 60,0; Pt: 2,0;<br>Cu: 12,0; Zn: x                   | Zahnlegierung              |
| Econor AP1                      | Heimerle +<br>Meule/1984                  | Au: 1,0; Pd: 75,5; Cu: 13,3; In: 4,6; Ga: 6,0                              | Zahnlegierung              |
| Econor AP2                      | Heimerle +<br>Meule/1988                  | Au: 2,0; Pd: 78,0; Cu: 10,0; Sn: 3,0; Ga: 7,0                              | Zahnlegierung              |
| Econor G                        | Heimerle +<br>Meule/1986                  | Au: 30,0; Pd: 8,0; Ag: 40,0; Cu: 6,0;<br>Sn: 2,0; Zn: 4,0; In: 10,0        | Zahnlegierung              |
| Econor H                        | Heimerle +<br>Meule/1986                  | Au: 20,0; Pd: 19,5; Ag: 37,0; Pt: x; Sn: x;<br>Zn: 6,0; In: 15,6           | Zahnlegierung              |
| Econor UI                       | Heimerle +<br>Meule/1986                  | Pd: 59,0; Ag: 29,0; Cu: 3,2; Sn: x; In: 5,3;<br>Ga: 2,5                    | Zahnlegierung              |
| ED 84                           | Speiko                                    | 2-Chlor-5-Xylenol, Kampfer                                                 | Wurzelkanal-<br>behandlung |
| Edelmetall-Drähte<br>Maingold O | Heraeus/Kulzer                            | Au: 70; Ag: 12,5; Cu: 10; Pt: 7                                            | Fertigteil aus<br>Metall   |
| Edelmetalldraht<br>Alba O       | Heraeus/Kulzer                            | Pd: 40; Ag: 37; Cu: 13                                                     | Fertigteil aus<br>Metall   |
| Edelmetall-Draht<br>Maingold O  | Heraeus/Kulzer                            | Au: 70; Ag: 12,5; Cu: 10; Pt: 7                                            | Fertigteil aus<br>Metall   |
| Edelporta (angauß-<br>fähig)    | Wieland/Wieland/<br>1960                  | Au: 81,0; Pd: 1,0; Ag: 12,0; Pt: 6,0                                       | Zahnlegierung              |
| Edisonite                       | Merz                                      | spezielle Phosphate, Tenside, Emulgatoren,<br>Gerüst- u. Hilfsstoffe       | Reinigung                  |
| Edisonite Super                 | Merz                                      | spezielle Phosphate, Tenside, Emulgatoren,<br>Gerüst- u. Hilfsstoffe       | Reinigung                  |
| Elasticor                       | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 61,0; Ag: 16,5; Pt: 13,5; Cu: 9,0                                      | Zahnlegierung              |
| Elephant GNP Lot                | Elephant                                  | Au: 45,00; Pd: 2,00; Cu: 13,00; Sn: 1,00;<br>Ag: 28,00; In: 7,00; Zn: 2,00 | Dentalloy                  |
| Elephant Lot I                  | Elephant                                  | Au: 71,00; Pd: 4,00; Cu: 13,00; Ag: 5,00;<br>In: 5,00; Zn: 7,00            | Dentalloy                  |
| Elephant Lot II                 | Elephant                                  | Au: 70,00; Pd: 2,00; Cu: 13,00; Ag: 7,00;<br>In: 5,00; Zn: 5,00            | Dentalloy                  |
| Elephant Lot III                | Elephant                                  | Au: 63,00; Cu: 13,00; Ag: 14,00; In: 5,00;<br>Zn: 5,00                     | Dentalloy                  |



| Produktname                | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)       | Verwendung    |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Elephant Lot IV            | Elephant                                  | Au: 50,00; Cu: 3,00; Ag: 33,00; In: 6,00;<br>Zn: 8,00              | Dentallot     |
| Elephant PP-Lot            | Elephant                                  | Au: 50,00; Cu: 25,00; Ag: 25,00                                    | Dentallot     |
| Elfenbeingold              | Hafner/Hafner/<br>1931                    | Au: 52,0; Pd: 6,5; Ag: 34,5; Cu: 4,5;<br>Zn: 2,5                   | Zahnlegierung |
| Elfenbeingold Blech        | Hafner/Hafner/<br>1931                    | Au: 52,0; Pd: 6,5; Ag: 37,5; Cu: 4,0                               | Zahnlegierung |
| Elfenbeingold G2           | Hafner/Hafner/<br>1982                    | Au: 50,1; Pd: 10,0; Ag: 30,9; Cu: 5,6;<br>Zn: 3,4                  | Zahnlegierung |
| Elfenbeingold G3           | Hafner/Hafner/<br>1987                    | Au: 35,0; Pd: 9,7; Ag: 48,0; Pt: 0,3; Cu: 4,0;<br>Zn: 1,0; In: 2,0 | Zahnlegierung |
| Elfenbeingold Kera-<br>mik | Hafner/Hafner/<br>1982                    | Au: 75,1; Pd: 10,1; Ag: 12,1; Cu: 0,1;<br>Sn: 0,1; In: 2,5         | Zahnlegierung |
| Elfenbeingold-Lot 1        | Hafner                                    | Au: 58,50; Cu: 17,00; Ag: 17,00; Zn: 7,50                          | Dentallot     |
| Elfenbeingold-Lot 2        | Hafner                                    | Au: 58,50; Cu: 12,00; Ag: 11,00; Zn: 18,50                         | Dentallot     |
| Elgo 100                   | Evis/Walser-Bauer/<br>1981                | Au: 79,4; Pd: 1,5; Ag: 12,3; Pt: 0,4; Cu: 5,3;<br>Zn: 1,1          | Zahnlegierung |
| Elgo 3                     | Evis/Walser-Bauer/<br>1988                | Au: 74,5; Pd: 3,5; Ag: 9,7; Cu: 11,3;<br>Zn: 0,9                   | Zahnlegierung |
| Elgo 4                     | Evis/Walser-Bauer/<br>1981                | Au: 70,0; Pd: 2,0; Ag: 13,5; Pt: 4,5; Cu: 8,5;<br>Zn: 1,5          | Zahnlegierung |
| Elgo H4                    | Evis/Walser-Bauer/<br>1981                | Au: 66,5; Pd: 1,0; Ag: 14,8; Pt: 8,0; Cu: 8,1;<br>Zn: 1,2          | Zahnlegierung |
| Elgodent D                 | Evis/Allgem./<br>Walser/1981              | Au: 51,9; Pd: 38,0; Sn: 1,1; In: 8,8                               | Zahnlegierung |
| Elgodent F                 | Evis/Walser-Bauer/<br>1986                | Au: 86,7; Pt: 11,6; In: 1,5                                        | Zahnlegierung |
| Elgodent G                 | Evis/Allgemeine/<br>1981                  | Au: 84,2; Pd: 5,1; Ag: 0,8; Pt: 8,0; In: 1,8                       | Zahnlegierung |
| Elgodent M                 | Evis/Allg./Walser/<br>1986                | Au: 51,6; Pd: 38,3; In: 8,3; Ga: 1,3                               | Zahnlegierung |
| Elgodent S                 | Evis/Walser-Bauer/<br>1981                | Au: 84,3; Pd: 2,5; Ag: 1,0; Pt: 9,5; Cu: 0,6;<br>Sn: 0,6; In: 1,0  | Zahnlegierung |
| Elgodent U                 | Evis/Walser-Bauer/<br>1981                | Au: 77,2; Pd: 9,0; Ag: 1,0; Pt: 10,0; Cu: 0,3;<br>Sn: 0,7; In: 1,5 | Zahnlegierung |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                    | Verwendung           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ellor CF                   | Evis/Walser-Bauer/<br>1982                                 | Au: 55,0; Pd: 9,9; Ag: 29,5; Sn: 0,5;<br>Zn: 1,5; In: 3,5                                                                                                                                                                                                                       | Zahnlegierung        |
| Ellor S3                   | Evis/Walser-Bauer/<br>1981                                 | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 24,5; Cu: 11,5;<br>Zn: 1,8                                                                                                                                                                                                                               | Zahnlegierung        |
| Ellor S4                   | Evis/Allgemeine/<br>1981                                   | Au: 55,0; Pd: 7,8; Ag: 25,0; Pt: 0,2;<br>Cu: 11,1; Zn: 0,6                                                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung        |
| Ellor SX                   | Evis/Allgemeine/<br>1985                                   | Au: 59,5; Pd: 4,4; Ag: 22,5; Cu: 13,0;<br>Zn: 0,4                                                                                                                                                                                                                               | Zahnlegierung        |
| Elmex                      | Wybert                                                     | Natriumhexametaphosphat, Aminfluorid,<br>Hydroxyethylcellulose, Sorbitol, Pfeffer-<br>minzöl, Menthol, Aminfluorid                                                                                                                                                              | Zahnpasta            |
| Elmex Kinder-<br>Zahnpasta | Wybert                                                     | Siliciumdioxid, Cocamidopropylbetain,<br>Hydroxyethylcellulose, Sorbitol, p-Hydroxy-<br>benzoesäuremethylester, Krauseminze,<br>Saccharin, Aminfluorid                                                                                                                          | Zahnpasta            |
| Emoform                    | Ubert                                                      | Calciumcarbonat, Magnesiumkarbonat,<br>Natriumhydrogencarbonat, Natriumchlorid,<br>Natriumsulfat, Kaliumsulfat, Formaldehyd-<br>Lösung, Natrium-Laurylsulfat, Carboxyme-<br>thylcellulose, Glycerin, Pfefferminzöle,<br>Vanillin, Menthol, Anethol, Sal antichatharale<br>comp. | Zahnpasta            |
| EnaBond 500                | BonaDent                                                   | Quarz, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                    | Kunststoff           |
| Enditan 62                 | Krupp/Krupp/<br>1988                                       | Fe: 0,3; Ti: 99,5                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahnlegierung        |
| Enditan 64                 | Krupp/Krupp/<br>1986                                       | Ti: 90,0                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zahnlegierung        |
| Enditan G2                 | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1988 | Fe: 0,3; Ti: 99,5; O: 0,2                                                                                                                                                                                                                                                       | Titan-<br>Legierung  |
| Enditan G4                 | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1986 | Ti: 90,0; Al: 6,0; V: 4,0                                                                                                                                                                                                                                                       | Titan-<br>Legierung  |
| Endocast SL                | Krupp/Krupp/<br>1984                                       | Co: 63,5; Cr: 28,5; Mo: 6,0; Si: 1,0;<br>Mn: 1,0                                                                                                                                                                                                                                | Zahnlegierung        |
| Endocast SL                | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1984 | Co: 63,5; Cr: 28,5; Mo: 6,0; Si: 1,0;<br>Mn: 1,0                                                                                                                                                                                                                                | Kobalt-<br>Legierung |

| Produktname /                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)         | Verwendung                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Endofix P Aufbau-<br>schraube | Straumann                                 | Legierung: Syntacoben                                                | Endostift                             |
| Endofix-A Aufbau-<br>mantel   | Straumann                                 | Rein-Titan                                                           | Endostift                             |
| Endofix-A Gewin-<br>destange  | Straumann                                 | Legierung: Syntacoben                                                | Endostift                             |
| Endomethasone                 | Pharma-Dental                             | Dexamethason, Hydrocortisonacetat, Para-<br>formaldehyd, Dijodthymol | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse         |
| Endo-Snap                     | Metalor                                   | Legierung: Ti6Al4V                                                   | Endostift                             |
| Entfetter                     | Micro-Mega                                | Freon TF                                                             | Reinigung                             |
| Erkogum                       | Erkodent                                  | Silikon                                                              | Ausblock-<br>masse                    |
| Erkolen                       | Erkodent                                  | Polyethylen                                                          | Mittel für<br>Parodontal-<br>therapie |
| Erkoplast-O                   | Erkodent                                  | Polystyrol                                                           | Abform-<br>material                   |
| Erkoplast-R                   | Erkodent                                  | Polystyrol                                                           | Abform-<br>material                   |
| Erkorit                       | Erkodent                                  | Polystyrol                                                           | Abform-<br>material                   |
| Ery-Diolan-500                | Engelhard                                 | Erythromycin                                                         | Antibiotikum                          |
| EryHexal-500                  | Hexal                                     | Erythromycin                                                         | Antibiotikum                          |
| Erythrocin                    | Abbott                                    | Erythromycin                                                         | Antibiotikum                          |
| Erythrogenat                  | Azuchemie                                 | Erythromycin                                                         | Antibiotikum                          |
| Erythromycin-<br>ratiopharm   | Ratiopharm                                | Erythromycin                                                         | Antibiotikum                          |
| Erythromycin-<br>Wolff        | Wolff                                     | Erythromycin                                                         | Antibiotikum                          |
| Esemsoft                      | Schülke & Mayr                            | Kokosölfettsäure                                                     | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)    |
| Esemtan Wasch-<br>lotion      | Schülke & Mayr                            | Allantoin, Natriumlactat, Undecylen- u.<br>Laurinsäure               | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)    |
| E-Spray                       | Micro-Mega                                | Alkohole                                                             | Reinigung                             |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                | Verwendung    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Esteticor Actual            | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Pd: 53,6; Ag: 37,6; Sn: 8,6                                                 | Zahnlegierung |
| Esteticor Bienna            | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Pd: 85,2; Co: 5,0; Ga: 9,2                                                  | Zahnlegierung |
| Esteticor Biennor           | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 1,8; Pd: 78,2; Cu: 11,0; In: 1,0; Ga: 8,0                               | Zahnlegierung |
| Esteticor Cosmor H          | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 78,5; Pd: 7,8; Pt: 10,2; In: 3,5                                        | Zahnlegierung |
| Esteticor Economic          | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 50,0; Pd: 25,0; Ag: 19,0; Pt: 0,5;<br>Sn: 1,0; Zn: 1,0; In: 3,5         | Zahnlegierung |
| Esteticor Ideal             | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 85,5; Pd: 1,0; Ag: 0,5; Pt: 10,0; Cu: 1,2;<br>Sn: 0,1; Zn: 1,3; In: 0,4 | Zahnlegierung |
| Esteticor Opal              | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 51,4; Pd: 38,6; In: 9,0; Ga: 1,0                                        | Zahnlegierung |
| Esteticor Plus              | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 44,6; Pd: 39,5; Ag: 5,0; Cu: 0,4;<br>Sn: 0,5; In: 8,6; Ga: 1,4          | Zahnlegierung |
| Esteticor Prestige          | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 75,1; Pd: 18,9; Ag: 1,0; Cu: 0,5;<br>Sn: 2,0; Zn: 0,5; In: 2,0          | Zahnlegierung |
| Esteticor Royal             | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 81,0; Pd: 2,0; Ag: 3,2; Pt: 11,8; Cu: 0,2;<br>Zn: 0,1; In: 1,7          | Zahnlegierung |
| Esteticor Special           | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 77,3; Pd: 9,1; Ag: 1,2; Pt: 9,9; Cu: 0,3;<br>Sn: 0,5; In: 1,5           | Zahnlegierung |
| Esteticor Swiss             | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 84,0; Pd: 5,1; Ag: 1,2; Pt: 7,9; Cu: 0,3;<br>Sn: 0,5; In: 1,0           | Zahnlegierung |
| Esteticor Unic              | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 32,5; Pd: 42,0; Ag: 18,0; Sn: 5,0; In: 2,5                              | Zahnlegierung |
| Estic microfill             | Heraeus Kulzer                            | Splitterpolymerisat                                                         | Kunststoff    |
| Estilux hybrid VS           | Heraeus Kulzer                            | Ba-Glas, LiAl-Silikat, SiO <sub>2</sub>                                     | Kunststoff    |
| Estilux posterior           | Heraeus Kulzer                            | Ba-Glas, LiAl-Silikat                                                       | Kunststoff    |
| EWL B                       | Bego/Bego/1936                            | Pd: 25,0; Ag: 74,0; Sn: x; Zn: x; In: x                                     | Zahnlegierung |
| EWL G                       | Bego/Bego/1936                            | Pd: 25,0; Ag: 71,0; Sn: x; Zn: x; In: 3,0                                   | Zahnlegierung |
| Exatec                      | Hahnenkratt                               | Legierung: Ti6AL4V, Kunststoff: ausbrennend                                 | Endostift     |
| Exatec C mit<br>Angußkanüle | Hahnenkratt                               | Legierung: Ti6AL4V                                                          | Endostift     |

| Produktname                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                            | Verwendung                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Exatec „S“                  | Hahnenkratt                               | Ti6AL4V, Kunststoff: ausbrennend                                                                        | Endostift                  |
| Experdent APH               | Ihde                                      | Sil, SiO <sub>2</sub>                                                                                   | Kunststoff                 |
| Extrude Adhäsiv             | Kerr                                      | Toluol-Lösung                                                                                           | Abformmasse                |
| F 21                        | Voco                                      | Resin Zement                                                                                            | Befestigungs-<br>material  |
| Favodin Alginat             | Favodent Karl<br>Huber                    | Cd- und Pb-frei, staubfrei                                                                              | Abform-<br>material        |
| FC 660 Pulverlegie-<br>rung | Flamarc                                   | NEM-Legierungen                                                                                         | Blendgold                  |
| Fermin                      | Detax Karl Huber                          | Zinksulfat, Zinkoxid in Verbindung mit<br>Calciumsulfat-Monohydrat                                      | Provisorium                |
| Fermit                      | Vivadent                                  | Polyesterurethandimethacrylat                                                                           | Provisorium                |
| Finobond                    | Dental Trading/<br>Ducera/1988            | Ni: 59,0; Co: x; Fe: 3,5; Cr: 21,5; Mo: 4,5;<br>Nb: 3,2; W: 5,0; Si: 0,8; C: x; Mn: x                   | Zahnlegierung              |
| Finobond NF                 | Dental Trading/<br>Ducera/1989            | Co: 59,0; Fe: 1,8; Cr: 25,0; Nb: 1,8;<br>W: 10,0; Si: 0,8; C: 0,1; Mn: 0,3; V: 1,0;<br>Al: 0,2          | Kobalt-<br>Legierung       |
| Finobond                    | Dental Trading/<br>Ducera/1988            | Ni: 59,0; Co: 0,5; Fe: 3,5; Cr: 21,5;<br>Mo: 4,5; Nb: 3,2; W: 5,0; Si: 0,8; C: 0,1;<br>Mn: 0,4; Cu: 1,5 | Kobalt-<br>Legierung       |
| Firmilay                    | Scheftner/Jelenko/<br>1930                | Au: 74,5; Pd: 3,5; Ag: 11,0; Cu: 10,5;<br>Zn: 0,5                                                       | Zahnlegierung              |
| Fixodont                    | DeTrey Dentsply                           | Zinkphosphat-Zement                                                                                     | Provisorium                |
| Fixodont                    | DeTrey Dentsply                           | ZnO, MgO, H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                                                                | Unterfüllungs-<br>material |
| Fixodont                    | DeTrey Dentsply                           | Phosphate                                                                                               | Befestigungs-<br>material  |
| Flamarc C60                 | Flamarc/Flamarc/<br>1983                  | Ni: 1,6; Co: 60,0; Fe: 3,0; Cr: 28,0; Mo:<br>5,0; Si: 1,0; C: 0,4; Mn: 1,0                              | Kobalt-Legie-<br>rung      |
| Flamarc C95                 | Flamarc/Flamarc/<br>1983                  | Co: 63,9; Cr: 20,0; Mo: 6,0; Nb: 1,2;<br>W: 6,0; Si: 2,0; Mn: 0,9                                       | Kobalt-<br>Legierung       |
| Flamarc Lot                 | Flamarc                                   | Ni: 76,00; In: 0                                                                                        | Dentalloy                  |
| Flamarc Lot                 | Flamarc                                   | Co: 66,00                                                                                               | Dentalloy                  |
| Flamarc Lot                 | Flamarc                                   | Au: 10,00; Cu: 34,00; Ag: 56,00                                                                         | Dentalloy                  |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                         | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                            | Verwendung                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Flamarc Nem-Grundierung              | Flamarc                                   | NEM-Legierungen                                                                                                                                                                                                                                         | Blendgold                   |
| Flamarc P90                          | Flamarc/Flamarc/1987                      | Ni: 64,0; Cr: 24,0; Mo: 10,0; Nb: 0,8; Mn: 0,8                                                                                                                                                                                                          | Nickel-Legierung            |
| Flamavest                            | Flamarc                                   | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                                                                           | Einbettmasse                |
| Flexo-Ceram Inlay Adhesive Composite | Elephant                                  | Polymethacrylate                                                                                                                                                                                                                                        | Befestigungsmaterial        |
| Flexo-Ceram Inlay Einbettmasse       | Elephant                                  | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                                                        | Einbettmasse                |
| Florin Milde Zahncreme               | Trenkle                                   | Calciumcarbonat, Fettsäuretaurid-Na-Salz, Polysaccharid, Glycerin, Propolis-Extrakt glycolisch, Bartflechten-Extrakt (Usninsäure) glycolisch, Anis-Fenchel-Minzen-Comp., äth. Rosenöl, Rathania-Extrakt, Neem-Extrakt, äth. Kamillenöl, Myrrhae-Extrakt | Zahnpasta                   |
| Fokaldry                             | Lege Artis                                | Hydroxychinolin                                                                                                                                                                                                                                         | Wurzelkanalbehandlung       |
| Fokalmin Endodontie-Paste            | Lege Artis                                | Chloramphenicol, Neomycinsulfat, Prednisolon, 2-Phenoxyethanol                                                                                                                                                                                          | Wurzelkanal-Füllungsmasse   |
| Foliplast                            | RSB-Dentalgeräte                          | Polystyrol                                                                                                                                                                                                                                              | Abformmaterial              |
| Formatray                            | Korr                                      | Methylmethacrylat                                                                                                                                                                                                                                       | Abdrucklöffel               |
| Freegenol Temporary Pack             | G-C International                         | Zinkoxid                                                                                                                                                                                                                                                | Befestigungszement          |
| Frekasept 80                         | Speiko                                    | Alkyl-dimethyl-benzyl-ammoniumchlorid, o-Phenylphenol, 2-Benzyl-4-chlorphenol, Ethanol                                                                                                                                                                  | Einreibe- und Waschpräparat |
| Friscodent                           | Aldi                                      | Calciumcarbonat, Natriumlaurylsarcosinat, Cellulose Gum, Silica, Sorbitol, Glycerin, Propylenglykol, Methylparaben, Pfefferminzöl, Natriumsaccharin, Natriummonofluorphosphat, Allantoin, Plant Extrakt, Wasser, PVP K 30                               | Zahnpasta                   |
| Fuji Ionomer Zement Typ 1            | G-C International                         | Glas-Ionomer                                                                                                                                                                                                                                            | Befestigungsmaterial        |
| Ful-Fil                              | DeTrey Dentsply                           | Ba-Glas, hochdisperses SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                 | Kunststoff                  |
| Galvanische Stift-elemente           | Humanchemie                               | KupferII-Oxid-Zink                                                                                                                                                                                                                                      | Endostift                   |

| Produktname               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                     | Verwendung                            |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gamophen 800              | Johnson & Johnson                         | 2,4,4-Trichlor-2-hydroxydiphenylether                                                                                            | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)    |
| Gangraena-Merz            | Merz                                      | Pulver: Calciumhydroxid, Bariumsulfat,<br>Flüssigkeit: Rinderklauenöl                                                            | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse         |
| GC-Occlusion              | G-C International                         | Quarz, Ba-Glas                                                                                                                   | Kunststoff                            |
| Genesis II                | Scheftner/Jelenko/<br>1983                | Co: 53,0; Fe: 0,5; Cr: 27,0; Nb: 1,0;<br>W: 10,0; Ga: 3,0; Si: 0,5; Ru: 3,0; Ta: 1,0;<br>Cu: 1,0                                 | Titan-<br>Legierung                   |
| Germalgin                 | Hentschel-Dental                          | staubfrei, maschinell mischbar                                                                                                   | Abform-<br>material                   |
| Giavatect nF              | Drala                                     | 100 g Pulver enthalten: 65,6 g Zinkoxid,<br>32,8 g Kolophonium; 100 g Flüssigkeit<br>enthalten: 71,4 g Eugenol, 28,6 g Leinöl    | Mittel für<br>Parodontal-<br>therapie |
| Gigasept                  | Schülke & Mayr                            | Bernsteinsäuredialdehyd, Dimethoxytetra-<br>hydrofuran, Formaldehyd                                                              | Desinfektion<br>und Reinigung         |
| Gigasept FF               | Schülke & Mayr                            | Bernsteinsäuredialdehyd, Dimethoxytetra-<br>hydrofuran                                                                           | Desinfektion<br>und Reinigung         |
| Gingicain M               | Hoechst                                   | Tetracain, Benzalkoniumchlorid, Dichlordi-<br>fluormethan, Dichlortetrafluorethan,<br>8 Vol.-% Alkohol                           | Parodontal-<br>verband                |
| Ginvatect                 | Drala                                     | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                 | Befestigungs-<br>zement               |
| Ginvatect NF              | Drala                                     | Pulver: Zinkoxid, Kolophonium, Füll- u.<br>Farbstoffe, Flüssigkeit: Eugenol, Leinöl                                              | Unterfüllungs-<br>material            |
| Gips-Löteinbett-<br>masse | Shera Chemie-<br>Technik                  | gipsgebunden                                                                                                                     | Löteinbett-<br>masse                  |
| Glassatan-1000            | Krewel                                    | Amoxicillin                                                                                                                      | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin    |
| Glister Zahncreme         | Amway                                     | Aluminiumsilikat, Natrium-Laurylsulfat,<br>Cellulose-Gum, Sorbitol, Glycerin, Parabene,<br>Saccharin, Aromastoff, Natriumfluorid | Zahnpasta                             |
| 20 kt-Gold                | Heimerle +<br>Meule/1925                  | Au: 83,3; Ag: 12,0; Cu: 4,7                                                                                                      | Zahnlegierung                         |
| 20er-Gold                 | Heraeus/Heraeus/<br>1938                  | Au: 83,3; Ag: 11,3; Cu: 5,4                                                                                                      | Zahnlegierung                         |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                   | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                           | Verwendung                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22 kt-Gold                    | Heimerle +<br>Meule/1925                  | Au: 91,7; Ag: 5,0; Cu: 3,3                                                                                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung                 |
| 22er-Gold                     | Heraeus/Heraeus/<br>1938                  | Au: 91,7; Ag: 4,0; Cu: 4,3                                                                                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung                 |
| 23 kt-Gold                    | Heimerle +<br>Meule/1925                  | Au: 96,0; Ag: 3,0; Cu: 1,0                                                                                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung                 |
| Gold-EWL B                    | Bego/Bego/1936                            | Au: 5,0; Pd: 26,0; Ag: 68,1; Zn: x; In: x                                                                                                                                                                                                                                              | Zahnlegierung                 |
| Gold-EWL G                    | Bego/Bego/1936                            | Au: 5,0; Pd: 22,5; Ag: 67,5; Sn: 3,5; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung                 |
| Gold-EWL H                    | Bego/Bego/1984                            | Au: 2,0; Pd: 27,5; Ag: 58,5; Cu: 11,0;<br>Zn: x; In: x                                                                                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung                 |
| Gold-EWL Lot II               | Bego                                      | Au: 15,00; Pd: 14,00; Cu: 19,00; Sn: 4,00;<br>Ag: 43,00; In: x; Zn: 5,00                                                                                                                                                                                                               | Dentalloy                     |
| Gold-EWL M                    | Bego/Bego/1945                            | Au: 2,5; Pd: 27,5; Ag: 59,0; Cu: 8,7; Sn: x                                                                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung                 |
| Goldpaste                     | Hafner                                    | EM-Legierungen                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blendgold                     |
| Goldstar                      | Scheftner/Jelenko/<br>1982                | Au: 2,0; Pd: 60,0; Ag: 26,0; Sn: 6,0; In: 6,0                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung                 |
| Granodent                     | Syn Pharma                                | Calciumdiphosphat, Siliciumdioxid,<br>Natrium C 14-16 Olefin Sulfonate, PEG-40<br>hydriertes Rizinusöl, Cellulose-Gum,<br>Glycerin, Sorbitol, Alkohol, Pfefferminzöl,<br>Fenchelöl, Eukalyptusöl, Korianderöl,<br>Menthol, Alkohol, Neemextrakt, Wassere-<br>nhärter, Natriumsaccharin | Zahnpasta                     |
| Grausit                       | Siladent                                  | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einbettmasse                  |
| Grotanat Bohrer-<br>bad       | Schülke & Mayr                            | Alkohol, Kalilauge                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Grotanat flüssig              | Schülke & Mayr                            | 4-Chlor-3-methylphenol, 4-Chlor-2-benzyl-<br>phenol, 2-Biphenylol                                                                                                                                                                                                                      | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Grotanat Granulat             | Schülke & Mayr                            | Natrium-o-phenylphenolat, reinigungsaktive<br>Substanzen                                                                                                                                                                                                                               | Reinigung                     |
| C Guld 3                      | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1982               | Au: 76,5; Ag: 8,5; Pt: 3,0; Cu: 11,5; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung                 |
| Guttapercha in<br>Stangen     | Favodent Karl<br>Huber                    | Zinkoxid in Verbindung mit Guttapercha<br>und Wachsen                                                                                                                                                                                                                                  | Provisorium                   |
| Guttapercha-Hilfs-<br>spitzen | Maillefer                                 | Guttapercha                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endostift                     |



| Produktname                          | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                 | Verwendung                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Guttapercha-Spitze 1132              | Brasseler                                 | Guttapercha                                                                                                                                                                                                  | Endostift                                                                 |
| Guttapercha-Spitzen                  | Kerr                                      | Guttapercha                                                                                                                                                                                                  | Endostift                                                                 |
| Guttapercha-Spitzen rosa             | Maillefer                                 | Guttapercha                                                                                                                                                                                                  | Endostift                                                                 |
| Guttapercha-Spitzen weiß             | Maillefer                                 | Guttapercha                                                                                                                                                                                                  | Endostift                                                                 |
| Guttapercha-Spitzen                  | Micro-Mega                                | Guttapercha                                                                                                                                                                                                  | Endostift                                                                 |
| Guttapercha-Stäbe                    | DeTrey Dentsply                           | Zinkoxid in Verbindung mit Guttapercha und Wachsen                                                                                                                                                           | Provisorium                                                               |
| H40                                  | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1985          | Ni: 74,0; Cr: 13,0; Mo: 5,0; Nb: 4,0; Si: 3,0                                                                                                                                                                | Nickel-Legierung                                                          |
| Hämostatikum Al-Cu mit Anästhetikum  | Humanchemie                               | Aluminiumchlorid(hexahydrat), KupferII-Sulfat(pentahydrat), Tetracain                                                                                                                                        | Wurzelkanalbehandlung                                                     |
| Hämostatikum Al-Cu ohne Anästhetikum | Humanchemie                               | Aluminiumchlorid(hexahydrat), KupferII-Chlorid(dihydrat)                                                                                                                                                     | Wurzelkanalbehandlung                                                     |
| Haftlack                             | Kettenbach                                | Silikonharzmischung                                                                                                                                                                                          | Abformmasse                                                               |
| Hakadont                             | Hakawerk VOS                              | unlösliches Metaphosphat, Dicalciumphosphatedihydrat, Siliciumdioxid, Natriumlauryltaurid, Cellulose Gum, Sorbitol, Glycerin, Natriumbenzoate, Pfefferminzöl, Saccharin, Natriummonofluorphosphat, Allantoin | Zahnpasta                                                                 |
| Handsafe                             | Dreve-Dentamid                            | Propylen, Glykol, Stearat, Sorbitol, Glycerol                                                                                                                                                                | Pflege- und Schutzpräparat (Hände)                                        |
| Hansaacryl grün                      | Hentschel-Dental                          |                                                                                                                                                                                                              | Abdrucklöffel                                                             |
| Hartex                               | Krupp Medizintechnik                      | ethylsilikatgebunden                                                                                                                                                                                         | Einbettmasse                                                              |
| Hartwigs Chlorthysol-Lösung          | Speiko                                    | Thymol, 4-Chlorphenol, Kresol, Formaldehyd-Lösung 35%                                                                                                                                                        | Wurzelkanalbehandlung                                                     |
| Hartwigs Chlorthysol-Paste           | Speiko                                    | Jodoform, Thymol, 4-Chlorphenol, Kresol, Formaldehyd-Lösung 35%, Zinkoxid                                                                                                                                    | Dentin- und Pulpenschutz, Unterfüllungsmaterial, Wurzelkanalfüllungsmasse |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                            | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                | Verwendung                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Harvard Aqua<br>Dentin                 | Richter & Hoff-<br>mann                   | Zinksulfat                                                                                                                  | Provisorium                                              |
| Harvard CC<br>Carboxylat Cement        | Richter & Hoff-<br>mann                   | Pulver: ZnO, MgO, Feldspat, Flüssigkeit:<br>Polyacrylsäure, H <sub>2</sub> O                                                | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>material |
| Harvard Cement +<br>Intensit normalh.  | Richter & Hoff-<br>mann                   | Pulver: ZnO, MgO, Feldspat, Flußspat, Flüs-<br>sigkeit: H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , Zn, Al, Intensit, H <sub>2</sub> O | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>material |
| Harvard Cement +<br>Intensit schnellh. | Richter & Hoff-<br>mann                   | Pulver: ZnO, MgO, Feldspat, Flüssigkeit:<br>H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , Zn, Al, Intensit, H <sub>2</sub> O             | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>material |
| Harvard Cement<br>normalhär.           | Richter & Hoff-<br>mann                   | Pulver: ZnO, MgO, Feldspat, Flußspat, Flüs-<br>sigkeit: H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , Zn, Al, H <sub>2</sub> O           | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>zement   |
| Harvard Cement<br>schnellhär.          | Richter & Hoff-<br>mann                   | Pulver: ZnO, MgO, Feldspat, Flüssigkeit:<br>H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , Zn, Al, H <sub>2</sub> O                       | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>zement   |
| Harvard Compo-<br>site, Lichthärtend   | Richter & Hoff-<br>mann                   | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                              | Kunststoff                                               |
| Harvard Composite<br>Paste/Paste       | Richter & Hoff-<br>mann                   | Ba-Glas, Pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                              | Kunststoff                                               |
| Harvard Eugenat<br>Cement              | Richter & Hoff-<br>mann                   | Pulver: ZnO, Quarz, Kolophonium, Flüssig-<br>keit: EBA, Eugenol                                                             | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>zement   |
| Harvard Kupfer-<br>Zement              | Richter & Hoff-<br>mann                   | Pulver: ZnO, MgO, Feldspat, Flußspat,<br>CuSCN, Flüssigkeit: H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , Zn, Al, H <sub>2</sub> O      | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>zement   |
| Harvard Lack                           | Richter & Hoff-<br>mann                   | Copal, Ethanol                                                                                                              | Schutzlacke-<br>Zement                                   |
| Harvard Silikat-<br>Lack               | Richter & Hoff-<br>mann                   | Copal, Ethanol, Diethylether, Ethylacetat                                                                                   | Schutzlacke-<br>Zement                                   |
| Harvard Verschluß-<br>Guttapercha      | Richter & Hoff-<br>mann                   | Guttapercha                                                                                                                 | Provisorium                                              |

| Produktname /                             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                | Verwendung                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Harvard Verschluß-<br>zement              | Richter & Hoff-<br>mann                   | Phosphate                                                                   | Provisorium                   |
| Ha-Ti Titanimplan-<br>tat                 | Mathys                                    | technisch reines Titan                                                      | Implantologie                 |
| Hauptlot für<br>Aufbrennlegierung<br>1005 | Argen                                     | Au: 39,40; Pd: 5,30; Pt: 2,90; Ag: 47,90;<br>Zn: 1,30                       | Dentallot                     |
| Hauptlot für<br>Aufbrennlegierung<br>1060 | Argen                                     | Au: 52,90; Pd: 6,70; Cu: x; Sn: x; Ni: x;<br>Pt: x; Ag: 35,60; In: x; Zn: x | Dentallot                     |
| Hauptlot für Stan-<br>dardlegierung 830   | Argen                                     | Au: 65,00; Cu: 15,60; Sn: x; Ag: 14,00;<br>Zn: 4,40                         | Dentallot                     |
| HD Crowntemp                              | Hager Dental                              | PMMA-Basis                                                                  | Brücken-<br>material          |
| Helio Progress<br>Basic Colors            | Vivadent                                  | pyr. SiO <sub>2</sub>                                                       | Kunststoff                    |
| Helio Progress<br>Special Color           | Vivadent                                  | pyr. SiO <sub>2</sub>                                                       | Kunststoff                    |
| Heliomolar radio-<br>paque                | Vivadent                                  | pyr. SiO <sub>2</sub> , Ytterbiumtrifluorid                                 | Kunststoff                    |
| Heliomolar radio-<br>paque Cavifil        | Vivadent                                  | pyr. SiO <sub>2</sub> , Ytterbiumtrifluorid                                 | Kunststoff                    |
| Heliopan M                                | Hafner/Hafner/<br>1989                    | Co: 65,0; Cr: 29,0; Mo: 4,5; Si: 0,5; C: 0,6;<br>Mn: 0,4                    | Kobalt-<br>Legierung          |
| Helipur H plus                            | C. Petzold                                | Glyoxal, Glutardialdehyd                                                    | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Helipur                                   | C. Petzold                                | p-Chlor-m-cresol, o-Phenylphenol, p-Chlor-<br>o-benzylphenol                | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Hera G                                    | Heraeus/Heraeus/<br>1953                  | Au: 69,5; Pd: 2,0; Ag: 18,2; Pt: 0,8; Cu: 7,5;<br>Zn: 2,0                   | Zahnlegierung                 |
| Hera GG                                   | Heraeus/Heraeus/<br>1984                  | Au: 59,3; Pd: 3,8; Ag: 22,9; Pt: 0,6;<br>Cu: 13,0; Zn: x                    | Zahnlegierung                 |
| Hera H                                    | Heraeus/Heraeus/<br>1980                  | Au: 56,0; Pd: 4,0; Ag: 32,0; Cu: 7,5; Zn: x                                 | Zahnlegierung                 |
| Hera KF                                   | Heraeus/Heraeus/<br>1980                  | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 30,5; Zn: 2,0;<br>In: 2,5                           | Zahnlegierung                 |
| Hera Lot 750                              | Heraeus Kulzer                            | Au: 59,80; Pd: 0,20; Cu: 15,20; Ag: 14,80;<br>In: 6,00; Zn: 4,00            | Dentallot                     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)       | Verwendung    |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hera Lot 800      | Heraeus Kulzer                            | Au: 55,60; Pd: 4,50; Cu: 11,90; Ag: 18,00;<br>In: 6,00; Zn: 4,00   | Dentalloy     |
| Hera Lot 850      | Heraeus Kulzer                            | Au: 55,10; Pd: 5,00; Cu: 11,90; Ag: 21,00;<br>In: 6,00; Zn: x      | Dentalloy     |
| Hera SG           | Heraeus/Heraeus/<br>1975                  | Au: 55,6; Pd: 3,8; Ag: 24,4; Pt: 1,0;<br>Cu: 14,0; Zn: x; In: x    | Zahnlegierung |
| Herabond          | Heraeus/Heraeus/<br>1974                  | Au: 51,5; Pd: 26,7; Ag: 18,0; Cu: x; Sn: 2,7;<br>In: x             | Zahnlegierung |
| Herabond N        | Heraeus/Heraeus/<br>1977                  | Au: 39,0; Pd: 35,1; Ag: 19,4; Pt: 1,0;<br>Sn: 5,0; In: x           | Zahnlegierung |
| Heradent E        | Heraeus/Heraeus/<br>1982                  | Au: 74,6; Pd: 11,2; Ag: 2,2; Pt: 8,5; Sn: 2,0;<br>In: x            | Zahnlegierung |
| Herador 1070      | Heraeus Kulzer                            | Au: 62,50; Pd: 16,50; Cu: 16,00; Ag: 3,00;<br>In: x; Zn: x         | Dentalloy     |
| Herador G         | Heraeus/Heraeus/<br>1965                  | Au: 82,8; Pt: 16,2; In: x                                          | Zahnlegierung |
| Herador GG        | Heraeus/Heraeus/<br>1984                  | Au: 86,7; Pt: 11,1; Cu: x; In: x                                   | Zahnlegierung |
| Herador GN        | Heraeus/Heraeus/<br>1987                  | Au: 84,0; Pd: 3,0; Ag: 0,5; Pt: 10,3; Cu: x;<br>In: x; Ga: x       | Zahnlegierung |
| Herador H         | Heraeus/Heraeus/<br>1970                  | Au: 78,5; Pd: 8,0; Pt: 10,0; In: 3,5                               | Zahnlegierung |
| Herador Lot 1030  | Heraeus Kulzer                            | Au: 64,00; Pd: 0,50; Ag: 35,00; In: x                              | Dentalloy     |
| Herador Lot 1060  | Heraeus Kulzer                            | Au: 71,90; Pd: 12,10; Cu: 8,00; Ag: 5,00;<br>In: x; Zn: 2,00       | Dentalloy     |
| Herador Lot 1100  | Heraeus Kulzer                            | Au: 79,80; Pd: 7,50; Cu: 3,80; Ag: 7,90;<br>Zn: x                  | Dentalloy     |
| Herador Lot V 800 | Heraeus Kulzer                            | Au: 38,00; Cu: 25,00; Ag: 36,70; Zn: x                             | Dentalloy     |
| Herador NH        | Heraeus/Heraeus/<br>1977                  | Au: 77,8; Pd: 9,1; Ag: 1,3; Pt: 9,5; Cu: x;<br>Sn: x; In: x        | Zahnlegierung |
| Herador P         | Heraeus/Heraeus/<br>1978                  | Au: 45,0; Pd: 45,0; Sn: 3,0; In: 5,0; Ga: 2,0                      | Zahnlegierung |
| Herador PS        | Heraeus/Heraeus/<br>1984                  | Au: 45,0; Pd: 39,0; Ag: 6,0; Cu: 2,0;<br>Sn: 2,0; In: 4,0; Ga: 2,0 | Zahnlegierung |
| Herador S         | Heraeus/Heraeus/<br>1977                  | Au: 84,2; Pd: 5,4; Pt: 7,7; In: 2,4                                | Zahnlegierung |

| Produktname                    | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                  | Verwendung                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Herador SG                     | Heraeus/Heraeus/<br>1989                   | Au: 85,5; Pd: 1,5; Ag: 0,4; Pt: 10,0; Cu: x;<br>Zn: x; In: x                  | Zahnlegierung                       |
| Heradot Lot 800                | Heraeus Kulzer                             | Au: 70,50; Pd: 1,50; Cu: 13,00; Ag: 6,50;<br>In: 5,50; Zn: 3,00               | Dentallot                           |
| Heraenium CE                   | Heraeus Kulzer<br>Heraeus Kulzer/<br>1987  | Co: 63,5; Cr: 27,8; Mo: 6,5; Si: x; C: x;<br>Mn: x; N: x                      | Kobalt-<br>Legierung                |
| Heraenium CM                   | Heraeus Kulzer/<br>Heraeus Kulzer/<br>1981 | Co: 61,7; Fe: x; Cr: 25,0; Mo: 7,5; Si: 2,0;<br>C: x; Mn: 2,0                 | Kobalt-<br>Legierung                |
| Heraenium EH                   | Heraeus Kulzer/<br>Heraeus Kulzer/<br>1991 | Co: 63,5; Cr: 28,0; Mo: 6,5; Si: 1,0; C: 0,1;<br>Mn: 0,6; N: 0,3              | Kobalt-<br>Legierung                |
| Heraloy G                      | Heraeus/Heraeus/<br>1982                   | Au: 51,5; Pd: 38,0; In: 8,5; Ga: 2,0                                          | Zahnlegierung                       |
| Heraloy U                      | Heraeus/Heraeus/<br>1982                   | Au: 50,0; Pd: 36,5; Cu: 5,0; Sn: x; In: 6,5;<br>Ga: x                         | Zahnlegierung                       |
| Heraplat                       | Heraeus/Kulzer                             | Au: 61; Pt: 24; Pd: 15                                                        | Fertigteil aus<br>Metall            |
| Heravest                       | Heraeus Kulzer                             | phosphatgebunden, graphitfrei                                                 | Einbettmasse                        |
| Heravest E                     | Heraeus Kulzer                             | phosphatgebunden, graphitfrei                                                 | Einbettmasse                        |
| Heravest L                     | Heraeus Kulzer                             | gipsgebunden                                                                  | Löteinbett-<br>masse                |
| Heravest M                     | Heraeus Kulzer                             | phosphatgebunden                                                              | Einbettmasse                        |
| Heravest Super                 | Heraeus Kulzer                             | phosphatgebunden, graphitfrei                                                 | Einbettmasse                        |
| Herculite                      | Kerr                                       | pyr. SiO <sub>2</sub> , Ba-Glas                                               | Kunststoff                          |
| Hermetic                       | Lege Artis                                 | Pulver: Zinkoxid, Zinkacetat, Zirkonoxid,<br>Flüssigkeit: Eugenol, Perubalsam | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse       |
| Hi Heat                        | Girrbach                                   | phosphatgebunden, graphitfrei                                                 | Einbettmasse                        |
| Hibiclen                       | G-C International                          | Chlorhexidindigluconat                                                        | Einreibe- und<br>Waschprä-<br>parat |
| Hibitane Hautdes-<br>infizienz | G-C International                          | Chlorhexidindigluconat, Isopropanol                                           | Einreibe- und Wasch-<br>präparat    |
| Hi-Ceram Stumpf-<br>masse      | Vita                                       | nahezu quarzfrei                                                              | Einbettmasse                        |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                        | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                | Verwendung               |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| High Span                          | Scheftner                                 | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                               | Einbettmasse             |
| High Span superfein                | Scheftner                                 | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                               | Einbettmasse             |
| Hi-Heat                            | Frankonia                                 | gipsgebunden                                                                                                                | Löteinbettmasse          |
| Histolith                          | Lege Artis                                | Natriumhypochlorit                                                                                                          | Wurzelkanalbehandlung    |
| Hi-Temp                            | Frankonia                                 | phosphatgebunden, kohlenstofffrei                                                                                           | Einbettmasse             |
| Hostacain 3% ohne Vasokonstringens | Hoechst                                   | Butanilicainphosphat, Methyl-4-hydroxybenzoat                                                                               | Lokal-anästhetikum       |
| HP-3                               | Scheftner/Jelenko/1977                    | Au: 86,0; Pd: 2,0; Pt: 10,0; In: 2,0                                                                                        | Zahnlegierung            |
| Hydrocast                          | Ubert                                     | Ethylmethacrylat                                                                                                            | Abformmasse              |
| Hydroxylite N                      | Merz                                      | Ca(OH) <sub>2</sub>                                                                                                         | Dentin- und Pulpenschutz |
| Hypocal                            | Merz                                      | Ca(OH) <sub>2</sub> , Ba SO <sub>4</sub>                                                                                    | Dentin- und Pulpenschutz |
| Hypochlorit                        | Speiko                                    | Natriumhypochlorit                                                                                                          | Wurzelkanalbehandlung    |
| Hypochlorit                        | Vivadent                                  | Natriumhypochlorit                                                                                                          | Wurzelkanalbehandlung    |
| Ilor Cast F                        | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989          | Au: 47,0; Pd: 5,9; Ag: 35,4; Pt: 1,0; Cu: 10,2; Sn: 0,5                                                                     | Zahnlegierung            |
| Impraegmol                         | Ubert                                     | Thymol, Silbernitrat, Resina Sanda-raca, Isopropyl-Alkohol                                                                  | Dentin- und Pulpenschutz |
| Imprelon                           | Scheu-Dental                              | Polystyrol                                                                                                                  | Abformmaterial           |
| Impresept                          | Espe                                      | Glyoxal, Pentandial                                                                                                         | Desinfektion             |
| IMS-Reinigungspulver               | Hu-Friedy                                 | Natriumpolyphosphat, Natriumkarbonat, Laurylalkanolamid, Karbamide, Natriumcarboxymethylzellulose, Natriumsulfat (Anhydrid) | Reinigung                |
| Incidin perfekt                    | Henkel Cosmetic                           | Formaldehyd, Glutaraldehyd, Glyoxal, Benzalkoniumchlorid, Oligo, di-(iminoimidocarbonyl)-iminohexamethylen                  | Desinfektion             |
| Individuo                          | Voco                                      | PMMA/Methacrylate                                                                                                           | Abdrucklöffel            |

| Produktname                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                      | Verwendung                    |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Individuo Lux                | Voco                                      | Methacrylate                                                                      | Abdrucklöffel                 |
| Injector 4                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 70,0; Ag: 13,0; Pt: 5,0; Cu: 11,5; Zn: x                                      | Zahnlegierung                 |
| Inkolux Tray                 | Hedent                                    | Methacrylat                                                                       | Abdrucklöffel                 |
| Inkotray                     | Hedent                                    | PMMA                                                                              | Abdrucklöffel                 |
| Inkovest E Einbett-<br>masse | Hedent                                    | phosphatgebunden                                                                  | Einbettmasse                  |
| Inlay 90                     | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 62,0; Pd: 3,5; Ag: 24,5; Cu: 9,3; Zn: x                                       | Zahnlegierung                 |
| Inlay LS                     | Heraeus Kulzer                            | Ba-Glas, Li-Al-Silikat, pyr. SiO <sub>2</sub>                                     | Kunststoff                    |
| InLloyd H                    | Bego/Bego/1960                            | Au: 78,0; Pd: 2,0; Ag: 10,0; Pt: 0,5; Cu: 7,5;<br>Zn: x; In: x                    | Zahnlegierung                 |
| InLloyd W                    | Bego/Bego/1950                            | Au: 95,8; Ag: 3,0; Zn: x; In: x                                                   | Zahnlegierung                 |
| Instropur                    | Favodent Karl<br>Huber                    | Lösung mit Korrosionsinhibitor, Alkohole,<br>Aldehyde                             | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Instropur                    | Favodent Karl<br>Huber                    | Lösung mit Korrosionsinhibitor, Alkohole,<br>Aldehyde                             | Reinigung                     |
| Instru-Dental                | Dental-Liga                               | Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid,<br>Glutardialdehyd, Glyoxal, Formalin, Glykol | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Interim                      | Müller &<br>Weygandt                      | PMMA-Basis                                                                        | Brücken-<br>material          |
| Interims-Kronenze-<br>ment   | Humanchemie                               | Ca(OH) <sub>2</sub> volle Calciumhydroxid-Wirkung,<br>pH 12,7                     | Provisorium                   |
| Inzoma „P 990“               | Ivoclar                                   | EM-Legierungen                                                                    | Blendgold                     |
| IRM                          | DeTrey Dentsply                           | Zinkoxid-Eugenol                                                                  | Provisorium                   |
| Iso Functional Stick         | G-C International                         | synthetische Kunststoffe                                                          | Abformmasse                   |
| Isopast                      | Vivadent                                  | pyr. SiO <sub>2</sub>                                                             | Kunststoff                    |
| I-Spray                      | Micro-Mega                                | medizinische Weißöle                                                              | Reinigung                     |
| Iteco's Impression<br>Cream  | Ubert                                     | Zinkoxid-Eugenol                                                                  | Abformmasse                   |
| Itoplastine                  | Molloplast/<br>Thyssen/1966               | Ni: x; Co: 64,0; Fe: 0,2; Cr: 28,5; Mo: 4,8;<br>Si: 0,8; C: 0,5; sonst.: x        | Kobalt-<br>Legierung          |
| JD                           | Scheftner/Jelenko/<br>1975                | Co: 67,0; Fe: 1,0; Cr: 26,0; Mo: 4,5; W:<br>1,0; Si: 0,5                          | Kobalt-<br>Legierung          |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                         | Verwendung                                |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jel-4                     | Scheftner/Jelenko/<br>1965                | Au: 66,5; Pd: 3,5; Ag: 14,5; Cu: 14,5;<br>Zn: 1,0                                                                                                                                    | Zahnlegierung                             |
| Jelcast                   | Scheftner/Jelenko/<br>1973                | Pd: 25,0; Ag: 70,0; Zn: 2,0; In: 3,0                                                                                                                                                 | Zahnlegierung                             |
| Jelenko 7                 | Scheftner/Jelenko/<br>1930                | Au: 69,0; Pd: 3,5; Ag: 12,5; Pt: 3,0;<br>Cu: 12,0                                                                                                                                    | Zahnlegierung                             |
| Jelenko Prima<br>Deckgold | Scheftner                                 | EM-Legierungen, NEM-Legierungen                                                                                                                                                      | Blendgold                                 |
| Jelenko-O                 | Scheftner/Jelenko/<br>1972                | Au: 87,5; Pd: 6,0; Ag: 1,0; Pt: 4,5; Sn: 0,4;<br>In: 0,3                                                                                                                             | Zahnlegierung                             |
| Jel-Sol                   | Scheftner                                 | Schwermetall-Komplexbildner, Tenside in<br>stark alkalischer Lösung                                                                                                                  | Reinigung                                 |
| Jelstar                   | Scheftner/Jelenko/<br>1976                | Pd: 60,0; Ag: 28,0; Sn: 6,0; In: 6,0                                                                                                                                                 | Zahnlegierung                             |
| Jodisil                   | Richter & Hoff-<br>mann                   | Kieselsäure-Tetra-Ethylester, Jod, Campher,<br>Thymol                                                                                                                                | Dentin- und<br>Pulpenschutz               |
| Junior DuroDont<br>Gel    | Dr. Scheller                              | Siliciumdioxid, Natrium C 14-17 Alkyl Sec<br>Sulfonate, Natriumcocoylisethionat, Cellu-<br>lose-Gum, Silica, Sorbitol, Natriumsac-<br>charin, Flavour, Natriummonofluorphos-<br>phat | Zahnpasta                                 |
| Juwel-<br>Löffelmaterial  | Cherudenta                                | PMMA                                                                                                                                                                                 | Abdrucklöffel                             |
| Kältetest                 | Lege Artis                                | Dichlordifluormethan                                                                                                                                                                 | Kältespray                                |
| Kalsogen                  | DeTrey Dentsply                           | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                                                                     | Provisorium<br>Unterfüllungs-<br>material |
| Kalsogen Plus             | DeTrey Dentsply                           | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                                                                     | Provisorium<br>Unterfüllungs-<br>material |
| Kamasept Konzen-<br>trat  | Cherudenta                                | Formaldehyd, Glyoxal, Glutardialdehyd,<br>quaternäre Ammoniumverbindung, nichtio-<br>nische Tenside                                                                                  | Desinfektion                              |
| Kampasept Spray           | Cherudenta                                | Ethanol, quaternäre Ammonium-<br>verbindungen                                                                                                                                        | Desinfektion                              |
| 20 Karat B                | Bego/Bego/1900                            | Au: 83,3; Ag: 11,5; Cu: 5,2                                                                                                                                                          | Zahnlegierung                             |
| 20 Karat G                | Bego/Bego/1900                            | Au: 83,3; Ag: 11,5; Cu: 5,2                                                                                                                                                          | Zahnlegierung                             |



| Produktname                        | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit   | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                           | Verwendung                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 20 Karat Gold                      | Elephant/<br>Elephant/1978                  | Au: 83,5; Ag: 11,5; Pt: 5,0                                                                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung               |
| Kario-dent                         | Blendax                                     | Siliciumdioxid, Natriummetaphosphat,<br>unlöslich, Hydroxyethylcellulose, Wasser,<br>Sorbitol, Popylenglykol, Benzoesäure,<br>Methylparaben, Konservierungsmittel, Pfefferminzöl, Anethol, Natriumsaccharin,<br>Aminfluorid (olafluor), Kokosfetalkoholpolyglykolether | Zahnpasta                   |
| Kavitätenspalt-<br>Dichtungsmixtur | Humanchemie                                 | Lamellares Kupferpulver                                                                                                                                                                                                                                                | Unterfüllungs-<br>material  |
| Kavitäten-Wasch-<br>liquid         | Humanchemie                                 | schwach anästhesierende verdampfende<br>Lösung Rückstand KupferII-Chlorid, Dich-<br>lormethan, Aceton, KupferII-Chloriddihy-<br>drat                                                                                                                                   | Dentin- und<br>Pulpenschutz |
| KaVo Spray                         | KaVo                                        | synthetische Öle, Reinigungsmittel                                                                                                                                                                                                                                     | Reinigung                   |
| Kelly's Abdruck-<br>paste          | Ubert                                       | Zinkoxyd-Eugenol                                                                                                                                                                                                                                                       | Abformmasse                 |
| Kentzallooy Ratio                  | Kentzler-<br>Kaschner/nicht<br>genannt/1982 | Ni: 0,5; Co: 63,2; Fe: 0,5; Cr: 29,0;<br>Mo: 6,0; Si: 0,5; C: 0,3                                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung               |
| Kentzallooy Ratio<br>Nr. 3         | Kentzler-<br>Kaschner/nicht<br>genannt/1983 | Ni: 0,5; Co: 61,0; Fe: 1,5; Cr: 30,0;<br>Mo: 5,0; Si: 1,0; C: 0,5; Mn: 0,5                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung               |
| Kentzallooy Top<br>Nr. 2           | Kentzler-<br>Kaschner/nicht<br>genannt/1982 | Ni: 0,5; Co: 63,2; Fe: 0,5; Cr: 29,0;<br>Mo: 6,0; Si: 0,5; C: 0,3                                                                                                                                                                                                      | Zahnlegierung               |
| Kentzallooy Top<br>Nr. 3           | Kentzler-<br>Kaschner/nicht<br>genannt/1983 | Ni: 0,5; Co: 61,0; Fe: 1,5; Cr: 30,0;<br>Mo: 5,0; Si: 1,0; C: 0,5; Mn: 0,5                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung               |
| Kerabond                           | Wieland                                     | EM-Legierungen                                                                                                                                                                                                                                                         | Blendgold                   |
| Keradec                            | Wieland                                     | EM-Legierungen                                                                                                                                                                                                                                                         | Blendgold                   |
| Keralloy KB                        | Siladent/Mesa/<br>1988                      | Co: 65,5; Cr: 20,0; Mo: 6,0; Nb: 0,8;<br>W: 6,0; Si: 0,8; C: 0,2; Mn: 0,7                                                                                                                                                                                              | Kobalt-<br>Legierung        |
| Keramit 450                        | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989            | Au: 45,0; Pd: 40,0; Cu: 3,0; In: 12,0                                                                                                                                                                                                                                  | Zahnlegierung               |
| Keramit 960                        | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989            | Au: 81,5; Pd: 2,2; Ag: 2,0; Pt: 12,3 In: 2,0                                                                                                                                                                                                                           | Zahnlegierung               |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                             | Verwendung                    |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ketac-Bond                   | Espe                                      | Calcium-Lautannatrium-fluorphosphoraluminium-Silikat, Poly(acrylsäure, maleinsäure), Flüssigkeit: Weinsäure                                                                                                                                              | Unterfüllungsmaterial         |
| Kfo Economic                 | Müller & Weygandt                         | Cu: 16,00; Ag: 59,00; In: x; Zn: 24,00                                                                                                                                                                                                                   | Dentallot                     |
| Kinder Vademecum             | Barnängen<br>Deutschland                  | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsarcosinat, Cellulose-Gum, PEG-32, Silica, Sorbitol, Methylparaben, Pfefferminzöl, Natriumsaccharin, Natriummonofluorophosphat, Wasser, Natriumphosphat                                                                     | Zahnpasta                     |
| Kinderzahnpaste              | Logona                                    | Siliciumdioxid, Cocosfettsäuretaurat 1,00, Xanthan, Carrageen, Sorbitol, Krauseminzöl, Orangenöl, Anisöl, Fruchtaroma, natürlich, Natriumhydrogencarbonat, äth. Öle, Kräuterextrakte, Hamamelisextrakt, Myrrheextrakt, Echinaceaextrakt, Kamillenextrakt | Zahnpasta                     |
| Kirkland Periodontal Pack    | Ubert                                     | Zinkoxid 40%, Eugenol 46,5%                                                                                                                                                                                                                              | Mittel für Parodontaltherapie |
| Klammerdraht                 | Scheu-Dental                              | Ni: 17; Cr: 12                                                                                                                                                                                                                                           | Draht                         |
| Kleenex Waschmilch           | Kimberly-Clark                            | molkebasierte anionische und amphotere waschaktive Substanzen, Fett- und Ölkomponenten, Duftstoffe, Konservierungsstoffe                                                                                                                                 | Reinigungspräparat (Hände)    |
| Kobalt-Chrom-Lot             | Bego                                      | Co: x                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentallot                     |
| Kohrsolin                    | Bode                                      | Glutaraldehyd, 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexan, Polymethylolharnstoffderivate                                                                                                                                                                               | Desinfektion                  |
| Kohrsolin iD                 | Bode                                      | Glutaraldehyd, 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexan, Polymethylolharnstoffderivate                                                                                                                                                                               | Desinfektion und Reinigung    |
| Korsole Bohrerbad            | Bode                                      | Alkohole                                                                                                                                                                                                                                                 | Desinfektion                  |
| Kräuter-Mundwasser           | Bioforce                                  | Pfefferminze, Sandelholz, Gewürznelken, Anis, Zimtrinde, Ratanhia, Salbei, Sanikel, Bibernell, Myrrhe, Parakresse                                                                                                                                        | Mundpflegemittel              |
| Kräuterzahnpaste Pfefferminz | Logona                                    | Siliciumdioxid, Cocosfettsäuretaurat, Xanthan, Carrageen, Sorbitol, Pfefferminzöl, Nelkenöl, äth. Öle, Kräuterextrakte, Hamamelisextrakt, Myrrheextrakt, Echinaceaextrakt, Kamillenextrakt, Meersalz                                                     | Zahnpasta                     |

| Produktname/                                     | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe/<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                | Verwendung                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kräuterzahnpaste<br>Rosmarin-Salbei              | Logona                                    | Siliciumdioxid, Xanthan, Carrageen, Sorbitol, Rosmarinöl, Salbeiöl, äth. Öle, Kräuterextrakte, Hamamelisextrakt, Myrrheextrakt, Echinaceaextrakt, Kamillenextrakt, Meersalz                                                  | Zahnpaste                                           |
| Kromopan 2000                                    | Weil-Dental                               | Farbumschlag                                                                                                                                                                                                                 | Abformmaterial                                      |
| Kunststoff-Pflege                                | Cherudenta                                | Reinigungsbenzin, Emulgatoren, Lanolin, Silikonöl                                                                                                                                                                            | Reinigung                                           |
| Kunststoff-Reiniger                              | Cherudenta                                | anionische Tenside, Komplexbildner, mehrwertige Alkohole, Ammoniak                                                                                                                                                           | Reinigung                                           |
| Kupfer-Calcium-hydroxid                          | Humanchemie                               | wasserhaltige Paste (stabilisierte Adsorptionsverbindung), $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , Calciumsulfat, KupferII-Hydroxid stabil                                                                                                | Unterfüllungsmaterial,<br>Wurzelkanal-Füllungsmasse |
| Kupferzement                                     | DeTrey Dentsply                           | $\text{ZnO}$ , $\text{MgO}$ , $\text{CuSCN}$ , $\text{H}_3\text{PO}_4$                                                                                                                                                       | Unterfüllungsmaterial                               |
| Laboratory 44                                    | Scheftner/Jelenko/<br>1973                | Au: 56,0; Pd: 4,0; Ag: 25,0; Cu: 14,0; Zn: 1,0                                                                                                                                                                               | Zahnlegierung                                       |
| Laminta Menthol-Mundfrisch Karies-Prophylaktikum | Ravenco                                   | frei von Mineral-Putzkörpern, Texapon 100 1,7-1,8, Traganth, Glycerin DAP 9, Glycerin, visköse Polymerisate, Pfefferminzöl, Fenchelöl, Menthol, Thymol, Bisabolol, Papainwirkstoff, Menthol, Saccharin, dest. Wasser, Sorbit | Zahnpaste                                           |
| Ledermix-Paste                                   | Lederle                                   | 1 g enthält: Triamcinolonacetonid 10,00 mg, Demeclocyclin-Calcium 30,21 mg                                                                                                                                                   | Dentin- und Pulpenschutz                            |
| Ledermix-Zement                                  | Lederle                                   | 1 g enthält: Triamcino-lonacetonid 6,70 mg, Demeclocyclin-Hydrochlorid 20,0 mg                                                                                                                                               | Unterfüllungsmaterial                               |
| Legacy                                           | Scheftner/Jelenko/<br>1988                | Au: 2,0; Pd: 85,0; Ag: 1,0; In: 1,0; Ga: 10,0                                                                                                                                                                                | Zahnlegierung                                       |
| Legased                                          | Lege Artis                                | Tetracainhydrochlorid, Prednisolon 10 mg, Myrrhentinktur 100 mg, Benzoetinktur 100 mg                                                                                                                                        | Parodontalverband                                   |
| Legecain                                         | Lege Artis                                | Tetracainhydrochlorid, Benzocain, Dimethylsulfoxid 500 mg/ml                                                                                                                                                                 | Parodontalverband                                   |
| LG                                               | Scheftner/Jelenko/<br>1960                | Ni: 14,0; Co: 55,0; Fe: 1,5; Cr: 27,0; Si: 1,0; C: 0,5; Mn: 1,0                                                                                                                                                              | Kobalt-Legierung                                    |
| Liberty                                          | Scheftner/Jelenko/<br>1986                | Au: 2,0; Pd: 76,0; Cu: 10,0; Sn: 6,0; Ga: 5,5                                                                                                                                                                                | Zahnlegierung                                       |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                                    | Verwendung                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lidocain 2% forte                            | Dr. Josef Schoene                         | Lidocainhydrochlorid, Adrenalin, Noradrenalin                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokalanästhetikum          |
| Lidocain 2% standard                         | Dr. Josef Schoene                         | Lidocainhydrochlorid, Noradrenalin                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokalanästhetikum          |
| Lido-Hyal A<br>Vorspritzmittel               | Ubert                                     | Lidocainhydrochlorid, Natriumchlorid 6 mg, Methyl-4-hydroxybenzoat 1 mg, 25 i.E. Hyaluronidase                                                                                                                                                                                                  | Lokalanästhetikum          |
| Lido-Hyal B Nach-<br>spritzmittel            | Ulbert                                    | Lidocainhydrochlorid, Natriumchlorid 6 mg, Methyl-4-hydroxybenzoat 1 mg, 175 i.E. Hyaluronidase                                                                                                                                                                                                 | Lokalanästhetikum          |
| Lifosan soft                                 | C. Petzold                                | Na-lauryl ethersulfat, Cocamid DEA, Lauroamphocarboxyglycinat, Na-chlorid, Na-laurylsulfat, Hexylenglykol, Parfüm, Zitronensäure, Dehydracetsäure, L-Blau 3, L-Gelb 3                                                                                                                           | Reinigungspräparat (Hände) |
| Lightplast                                   | Dreve-Dentamid                            | Urethandimethacrylat                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausblockmasse              |
| Lightplast-Löffel-<br>platten                | Dreve-Dentamid                            | Urethandimethacrylat                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abdrucklöffel              |
| Lining Cement                                | G-C International                         | SiO <sub>2</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , ZnO, MgO, NaF, Polyacrylsäure, H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                             | Unterfüllungsmaterial      |
| Liquicoat                                    | Merz                                      | SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kunststoff                 |
| Liquisil                                     | Richter & Hoffmann                        | Kieselsäure-Tetra-Ethylester, Thymol, Campher                                                                                                                                                                                                                                                   | Dentin- und Pulpenschutz   |
| Löffelplatten<br>Comtray                     | Schütz-Dental                             | mehrfunktionelle Acrylate                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abdrucklöffel              |
| Löteinbettmasse<br>LM 86                     | Shera Chemie-<br>Technik                  | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                | Löteinbettmasse            |
| Lötmasse                                     | Albaum                                    | gipsgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Löteinbettmasse            |
| Lot 750 PY für<br>Argipal                    | Argen                                     | Au: 63,00; Cu: 18,00; Sn: x; Ag: 9,00; In: x; Zn: 1,50                                                                                                                                                                                                                                          | Dentallot                  |
| Lot PNP 950                                  | Argen                                     | Au: 75,50; Ni: 20,90; Zn: 3,60                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dentallot                  |
| L-P.C. Pyocid-<br>Zahnpasta medizi-<br>nisch | Speiko                                    | Calciumcarbonat, Bariumsulfat, Siliciumdioxid, Natriumdodecylsulfat, Natriumlaurylsulfat, Glycerol, Natriumalginat, Wasser, Propylenglykol, Eucalyptusöl, Anisöl, Fenchelöl, Zimtöl, Menthol, Süßstoff, Pfefferminzöle, Carvacrol, 5-Chlorcarvacrol, Kümmelöl, Campher, äth. Öle, Pfefferminzöl | Zahnpasta                  |

| Produktname                                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)           | Verwendung                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Luster Cast                                 | Kerr                                      | gipsgebunden                                                           | Einbettmasse                  |
| Lux-A-Fill                                  | Blend-a-med                               | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                         | Kunststoff                    |
| LV-Silber (gelb)                            | Nobil-Metal                               | Cu: 59,00; Sn: 6,00; Ag: 20,00; In: 1,00;<br>Zn: 14,00                 | Dentallot                     |
| Lysetol FF                                  | Schülke & Mayr                            | Glutaraldehyd, 2-Ethylhexanal                                          | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Lysetol V                                   | Schülke & Mayr                            | Formaldehyd, Glutardialdehyd, 2-Ethylhexanal                           | Desinfektion<br>und Reinigung |
| M + W Bohrerbad<br>Neu                      | Müller &<br>Weygandt                      | Kaliumhydroxid                                                         | Desinfektion                  |
| M + W Desinfektions-<br>u. Reinigungspulver | Müller &<br>Weygandt                      | Natrium-Dichlorisocyanurat                                             | Reinigung                     |
| M + W Flächen-<br>desinfektion              | Müller &<br>Weygandt                      | quaternäre Ammoniumverbindungen,<br>Glyoxal, Glutaraldehyd             | Desinfektion                  |
| M + W Instrumen-<br>tenbad                  | Müller &<br>Weygandt                      | quaternäre Ammoniumverbindung, Glutaraldehyd, Formaldehyd, Formacetale | Desinfektion<br>und Reinigung |
| M + W Sprüh-<br>desinfektion                | Müller &<br>Weygandt                      | Ethanol, Glyoxal, quaternäre Ammoniumverbindungen                      | Desinfektion                  |
| M + W Stellite                              | Müller &<br>Weygandt/Deloro/<br>1985      | Co: 66,8; Cr: 27,0; Mo: 6,0; C: 0,2                                    | Kobalt-<br>Legierung          |
| M + W Stellite-S                            | Müller &<br>Weygandt/Deloro/<br>1989      | Co: 66,8; Cr: 27,0; Mo: 6,0; C: 0,2                                    | Kobalt-<br>Legierung          |
| M + W Ultra-Suc<br>Neu                      | Müller &<br>Weygandt                      | o-Phenylphenol                                                         | Desinfektion                  |
| Maestro                                     | Scheftner/Jelenko/<br>1983                | Au: 3,0; Pd: 30,0; Ag: 50,0; Cu: 16,0;<br>Zn: 1,0                      | Zahnlegierung                 |
| Maingold G                                  | Heraeus/Heraeus/<br>1952                  | Au: 74,5; Pd: 3,5; Ag: 9,5; Cu: 11,5; Zn: x                            | Zahnlegierung                 |
| Maingold GV                                 | Heraeus/Heraeus/<br>1967                  | Au: 78,5; Pd: 1,5; Ag: 10,0; Pt: 1,0; Cu: 7,0;<br>Sn: x; Zn: x         | Zahnlegierung                 |
| Maingold I                                  | Heraeus/Heraeus/<br>1987                  | Au: 78,0; Pd: 1,0; Ag: 7,5; Pt: 8,5; Cu: 4,0;<br>Zn: x                 | Zahnlegierung                 |
| Maingold KF                                 | Heraeus/Heraeus/<br>1978                  | Au: 70,0; Pd: 13,2; Ag: 13,3; Zn: 3,4                                  | Zahnlegierung                 |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)     | Verwendung                          |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Maingold Lot 750        | Heraeus Kulzer                            | Au: 59,80; Pd: 0,20; Cu: 15,20; Ag: 14,80;<br>In: 6,00; Zn: 4,00 | Dentallot                           |
| Maingold Lot 800        | Heraeus Kulzer                            | Au: 70,50; Pd: 1,50; Cu: 13,00; Ag: 6,50;<br>In: 5,50; Zn: 3,00  | Dentallot                           |
| Maingold Lot 850        | Heraeus Kulzer                            | Au: 70,50; Pd: 4,00; Cu: 13,00; Ag: 5,00;<br>In: 5,50; Zn: 2,00  | Dentallot                           |
| Maingold NO             | Heraeus/Kulzer                            | Au: 73; Ag: 19; Pt: 5                                            | Fertigteil aus<br>Metall            |
| Maingold O              | Heraeus/Kulzer                            | Au: 70; Ag: 12,5; Cu: 10; Pt: 7                                  | Fertigteil aus<br>Metall            |
| Maingold OG             | Heraeus/Heraeus/<br>1961                  | Au: 70,0; Pd: 1,0; Ag: 13,4; Pt: 7,5; Cu: 7,6;<br>Zn: x          | Zahnlegierung                       |
| Maingold SG             | Heraeus/Heraeus/<br>1962                  | Au: 71,0; Pd: 2,0; Ag: 12,3; Pt: 2,0; Cu:<br>12,2; Zn: x         | Zahnlegierung                       |
| Maingold W              | Heraeus/Heraeus/<br>1961                  | Au: 88,0; Pd: 0,4; Ag: 10,3; Pt: 0,3; Cu: x;<br>Zn: x            | Zahnlegierung                       |
| Major Resin Tray        | Müller-Dental                             | Methylmethacrylat                                                | Abdrucklöffel                       |
| Maniprax<br>Waschlotion | Wybert                                    | waschaktive Substanzen                                           | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)  |
| Manusept                | Bode                                      | 2-Biphenylol                                                     | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Manusept forte          | Bode                                      | Ethanol, Benzethoniumchlorid                                     | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Marycol                 | Voco                                      | Polymethacrylate                                                 | Befestigungs-<br>material           |
| Matticast R             | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1980          | Au: 74,0; Pd: 2,0; Ag: 13,0; Pt: 2,0; Cu: 7,0;<br>Zn: 2,0        | Zahnlegierung                       |
| Mattident 4L            | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1988          | Au: 50,0; Pd: 5,0; Ag: 14,0; Pt: x; Cu: 25,0;<br>Zn: 5,0         | Zahnlegierung                       |
| Mattident 60            | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1983          | Au: 61,0; Pd: 4,0; Ag: 16,0; Pt: 1,0;<br>Cu: 17,0; Zn: 1,0       | Zahnlegierung                       |
| Mattident B             | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1980          | Au: 11,0; Pd: 20,0; Ag: 54,0; Pt: 5,0;<br>Cu: 10,0               | Zahnlegierung                       |
| Mattident J             | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1985          | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 40,0; In: 20,0                           | Zahnlegierung                       |

| Produktname/              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                            | Verwendung                         |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Mattident R               | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1980          | Au: 72,0; Ag: 10,0; Pt: 4,0; Cu: 8,0; Zn: 6,0                                                                           | Zahnlegierung                      |
| Mattinax R                | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1980          | Au: 90,0; Pd: 4,0; Ag: 6,0                                                                                              | Zahnlegierung                      |
| Maxibond                  | Jeneric Keppeler &<br>Wöhr                | EM-Legierungen, NEM-Legierungen                                                                                         | Blendgold                          |
| Meaverin 3%<br>Woelm      | Rorer                                     | Mepivacainhydrochlorid, Methyl-4-hydroxybenzoat, 1,2 mg in Flaschen                                                     | Lokalanästhetikum                  |
| Meaverin „A“<br>Woelm 2%  | Rorer                                     | Mepivacainhydrochlorid, Epinephrinhydrogentartrat, Natriumdisulfit max. 2,0 mg, Methyl-4-hydroxybenzoat 1,2 mg          | Lokalanästhetikum                  |
| Meaverin „N“<br>Woelm 2%  | Rorer                                     | Mepivacainhydrochlorid, Norepinephrin-(RR)-hydrogentartrat, Natriumdisulfit max. 2,0 mg, Methyl-4-hydroxybenzoat 1,2 mg | Lokalanästhetikum                  |
| Meaverin „N3“<br>Woelm 3% | Rorer                                     | Mepivacainhydrochlorid, Norepinephrin-(RR)-hydrogentartrat, Natriumdisulfit max. 2,0 mg, Methyl-4-hydroxybenzoat 1,2 mg | Lokalanästhetikum                  |
| Medicast h                | Medisoft/R und<br>Sohn/1985               | Ni: 0,6; Co: 62,6; Fe: 0,7; Cr: 30,0; Mo: 5,0; Si: 0,3; C: 0,5; Mn: 0,3                                                 | Kobalt-Legierung                   |
| Medicast w                | Medisoft/R und<br>Sohn/1985               | Ni: 0,9; Co: 62,4; Fe: 0,7; Cr: 29,0; Mo: 6,0; Si: 0,4; C: 0,3; Mn: 0,3                                                 | Kobalt-Legierung                   |
| Medior 3                  | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 55,0; Pd: 6,0; Ag: 26,0; Cu: 11,0; Zn: 2,0                                                                          | Zahnlegierung                      |
| Medital 1400              | Medisoft/R und<br>Sohn/1983               | Co: 57,0; Cr: 26,0; Nb: 1,5; W: 8,0; Si: 1,9; C: x; Mn: 2,0; Ir: 2,0; Ta: 1,5; Zr: 1,5                                  | Kobalt-Legierung                   |
| Medolin                   | Beycodent                                 | Syndets                                                                                                                 | Reinigungspräparat (Hände)         |
| Medskina                  | Lege Artis                                | Aluminiumlaktat, Silikonöl, hautpflegende Rückfettungskomponenten                                                       | Pflege- und Schutzpräparat (Hände) |
| Medwash                   | Lege Artis                                | Tenside, hautpflegende Rückfettungskomponenten, Aluminiumlaktat                                                         | Reinigungspräparat (Hände)         |
| Meliseptol                | Petzold                                   | 1-Propanol, Glyoxal                                                                                                     | Desinfektion                       |
| Meliseptol HBV<br>Spray   | Petzold                                   | 1-Propanol, Glyoxal                                                                                                     | Desinfektion                       |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                     | Verwendung                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Meliseptol HBV<br>Tücher                   | Petzold                                   | 1-Propanol, Glyoxal                                                                                                                                                                              | Desinfektion                  |
| Melsept                                    | Petzold                                   | Glutardialdehyd, Glyoxal, Didecylmethyl-<br>ammoniumchlorid                                                                                                                                      | Desinfektion                  |
| Mentadent C                                | Elida Gibbs                               | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat,<br>Xanthan-Gum, Sorbitol, PEG-32, Aroma-<br>stoffe, Saccharinnatrium, Natriummono-<br>fluorophosphat, Zinkcitrattrihydrat, Wasser                          | Zahnpasta                     |
| Mentadent sensitive                        | Elida Gibbs                               | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat,<br>Xanthan-Gum, Sorbitol, PEG-32, Aroma-<br>stoff, Natriumsaccharin, Natriummono-<br>fluorophosphat, Wasser, Trikaliumcitrat,<br>Trinatriumphosphat, Wasser | Zahnpasta                     |
| Mepivastesin                               | Espe                                      | Mepivacainhydrochlorid                                                                                                                                                                           | Lokalanästhe-<br>tikum        |
| Mepivastesin forte                         | Espe                                      | Mepivacainhydrochlorid, Epinephrin, Natri-<br>umsulfat                                                                                                                                           | Lokalanästhe-<br>tikum        |
| Merfluan                                   | Asche                                     | Calciumcarbonat, Calciumhydrogenphos-<br>phat, Magnesiumcarbonat, Medialan, Pfeffer-<br>minzöl, Menthol, Anethol, Natriumflu-<br>orid, Myrrhentinktur-Extrakt, Meersalz                          | Zahnsalz                      |
| Merfluan                                   | Asche                                     | Natriumfluorid, Chlorhexidindigluconat,<br>Cetylpyridiniumchlorid, Menthol, äth. Öle,<br>Myrrhentinktur                                                                                          | Mundpflege-<br>mittel         |
| MFR-Merz licht-<br>härtbar                 | Merz                                      | pyr. SiO <sub>2</sub> , amorphes SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                | Kunststoff                    |
| MFR-Merz Paste-<br>Paste Dosier-<br>System | Merz                                      | pyr. SiO <sub>2</sub> , amorphes SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                | Kunststoff                    |
| Micro 10                                   | Micro-Mega                                | Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid,<br>alkalische Reinigungskomponenten, nichtio-<br>nische Tenside, Komplexbildner, Hilfsstoffe                                                                | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Micro 12                                   | Micro-Mega                                | anorganische Säuren, Tenside, Hilfsstoffe                                                                                                                                                        | Desinfektion                  |
| Micro-Bond A-32                            | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1972      | Au: 62,3; Pd: 23,3; Ag: 8,2; Pt: 0,1; Cu: 0,1;<br>In: 6,0                                                                                                                                        | Zahnlegierung                 |
| Micro-Bond A-34                            | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1983      | Au: 45,0; Pd: 40,0; Ag: 5,0; Cu: 0,3; In: 7,9;<br>Ga: 2,0                                                                                                                                        | Zahnlegierung                 |



| Produktname                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)   | Verwendung       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Micro-Bond A-35             | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1979       | Pd: 59,0; Ag: 29,0; Sn: 12,0                                   | Zahnlegierung    |
| Micro-Bond A-37             | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1987       | Au: 1,8; Pd: 76,2; Cu: 10,0; In: 5,0; Ga: 7,0                  | Zahnlegierung    |
| Micro-Bond Non-Gold-Bonding | Nobelpharma                                | EM-Legierungen, NEM-Legierungen                                | Blendgold        |
| Micro-Bond NP2              | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1975       | Ni: 66,2; Fe: 5,0; Cr: 13,5; Mo: 7,0; Ga: 7,5; Si: 0,8         | Nickel-Legierung |
| Micro-Bond NP3              | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1986       | Ni: 64,0; Fe: 1,0; Cr: 22,0; Mo: 9,0; Nb: 4,0                  | Nickel-Legierung |
| Micro-Bond Nr. 4            | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1990       | Au: 86,0; Pt: 10,4; In: 1,5                                    | Zahnlegierung    |
| Micro-Bond Nr. 6            | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1975       | Au: 77,0; Pd: 10,0; Ag: 9,0; Pt: 2,0; Sn: 1,8; In: 0,3         | Zahnlegierung    |
| Micro-Bond Vi-Comp          | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1985       | Co: 61,1; Cr: 32,0; Mo: 5,5; Si: 0,7; sonst.: 0,7              | Kobalt-Legierung |
| Microcast                   | Albaum                                     | gipsgebunden, graphit- und phosphatfrei                        | Einbettmasse     |
| Microlit C                  | Schütz-Dental/<br>Oberst. Feinguß/<br>1985 | Co: 61,0; Cr: 30,0; Mo: 6,0; Nb: 1,1; Si: 0,3; C: 0,1; Mn: 0,5 | Kobalt-Legierung |
| Micronium Exclusiv          | Schütz-Dental/<br>Niranium/1970            | Co: 64,6; Cr: 28,0; Mo: 6,0; Si: 0,6; C: 0,5; Mn: 0,3          | Kobalt-Legierung |
| Micronium N10               | Schütz-Dental/<br>Deloro/1972              | Co: 64,4; Cr: 28,0; Mo: 6,0; Si: 1,0; C: 0,4; Mn: 0,2          | Kobalt-Legierung |
| Microstar                   | Scheftner/Jelenko/<br>1985                 | Au: 2,0; Pd: 79,0; Co: 5,5; Sn: 9,0; Ga: 4,0                   | Zahnlegierung    |
| Microtex 84 Universal       | Schütz-Dental                              | phosphatgebunden                                               | Einbettmasse     |
| Midas                       | Scheftner/Jelenko/<br>1976                 | Au: 46,0; Pd: 6,0; Ag: 39,5; Cu: 7,5; Zn: 1,0                  | Zahnlegierung    |
| Midigold                    | Bego/Bego/1975                             | Au: 49,5; Pd: 3,4; Ag: 35,0; Pt: 0,1; Cu: 10,0; In: x          | Zahnlegierung    |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname /                                        | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                   | Verwendung                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Midipal                                              | Bego/Bego/1986                            | Au: 20,4; Pd: 14,2; Ag: 47,0; Cu: x; Zn: x;<br>In: 15,0                                                                                                                                        | Zahnlegierung                      |
| Miela Bienenkos-<br>metik Mundwasser<br>mit Propolis | Trenkle                                   | Sojamolke, Weingeist, Milchsäure, natürl.<br>Gewürze, Propolisextrakt, Rathaniaextrakt,<br>Myrrheextrakt, Camomille-Extrakt,<br>Neemextrakt                                                    | Mundpflege-<br>mittel              |
| Miela Bienenkos-<br>metik Zahnpasta<br>mit Propolis  | Trenkle                                   | Calziumcarbonat, Taurid, Xanthan,<br>Glycerin, Bartflechten-Extrakt, Propolis-<br>Extrakt, Ratania-Extrakt, Kamillen-Extrakt,<br>Neem-Extrakt, Sojamolke, Milchsäure,<br>Haderheck Quellwasser | Zahnpasta                          |
| Mikrobac                                             | Bode                                      | Cocospropylendiaminguanidinumacetat,<br>Cocosdimethyldichlorbenzylammonium-<br>chlorid, Didecylmethyloxethylammonium-<br>propionat                                                             | Desinfektion                       |
| Mikrozid Liquid                                      | Schülke & Mayr                            | Ethanol, 1-Propanol, Glutardialdehyd,<br>2-Ethylhexanal                                                                                                                                        | Desinfektion                       |
| Mildor                                               | Beycodent                                 | Syndets                                                                                                                                                                                        | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände) |
| Minerva 35                                           | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 56,0; Pd: 7,0; Ag: 27,9; Cu: 8,0; Zn: x                                                                                                                                                    | Zahnlegierung                      |
| Minerva 4                                            | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 52,0; Pd: 8,0; Ag: 27,4; Cu: 11,0; Sn: x;<br>Zn: x                                                                                                                                         | Zahnlegierung                      |
| Minerva 4CF                                          | Elephant/<br>Elephant/1980                | Au: 52,0; Pd: 10,0; Ag: 32,0; Zn: x; In: 5,0                                                                                                                                                   | Zahnlegierung                      |
| Minerva 58                                           | Elephant/<br>Elephant/1987                | Au: 58,0; Pd: 3,5; Ag: 23,9; Pt: 1,0;<br>Cu: 12,0; Zn: x                                                                                                                                       | Zahnlegierung                      |
| Minerva Lot I                                        | Elephant                                  | Au: 50,00; Cu: 13,00; Ag: 28,00; In: 5,00;<br>Zn: 4,00                                                                                                                                         | Dentallot                          |
| Minerva Lot II                                       | Elephant                                  | Au: 50,00; Cu: 13,00; Ag: 26,00; In: 6,00;<br>Zn: 5,00                                                                                                                                         | Dentallot                          |
| Minuten-Desinfek-<br>tion                            | Alpro-Dental-<br>Produkte                 | Ethanol, Isopropanol, QAV                                                                                                                                                                      | Desinfektion                       |
| Minuten-Spray                                        | Alpro-Dental-<br>Produkte                 | Ethanol, Isopropanol, quaternäre Ammoni-<br>umverbindungen                                                                                                                                     | Desinfektion                       |
| Minuten-Wipes/<br>Feuchttücher                       | Alpro-Dental-<br>Produkte                 | Ethanol, Isopropanol, quaternäre Ammoni-<br>umverbindungen                                                                                                                                     | Desinfektion                       |

| Produktname                                                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe) | Verwendung           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mira Suc Granulat<br>(Reinigungsmittel<br>für Absauganlagen) | Hager & Werken                            | Chloramin, Silikon, Enzyme                                   | Desinfektion         |
| Mirafort 3L                                                  | Elephant/<br>Elephant/1980                | Au: 18,0; Pd: 20,0; Ag: 41,5; Sn: x; Zn: 4,0;<br>In: 16,0    | Zahnlegierung        |
| Mirafort 4                                                   | Elephant/<br>Elephant/1979                | Au: 42,0; Pd: 10,0; Ag: 26,0; Cu: 21,0;<br>Zn: x             | Zahnlegierung        |
| Mirrotrue                                                    | Frankonia                                 | Gips                                                         | Abformmasse          |
| Modiral S                                                    | Siladent/Mesa/<br>1988                    | Co: 61,0; Cr: 31,5; Mo: 5,0; Si: 0,7; C: 0,5;<br>Mn: 0,8     | Kobalt-<br>Legierung |
| Modulay                                                      | Scheftner/Jelenko/<br>1930                | Au: 77,0; Pd: 1,0; Ag: 14,0; Cu: 8,0                         | Zahnlegierung        |
| Modulor 3                                                    | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 65,0; Pt: 2,5; Ag: 17,8; Pt: 0,5;<br>Cu: 13,0; Zn: 1,2   | Zahnlegierung        |
| Monomycin                                                    | Grünenthal                                | Erythromycin                                                 | Antibiotikum         |
| Mooser-Wurzelstift<br>mit Adhäsionskopf                      | Straumann                                 | Legierung: Ceramicor                                         | Endostift            |
| Mooser-Wurzelstift<br>mit Flachkopf                          | Straumann                                 | Rein-Titan                                                   | Endostift            |
| Mooser-Wurzelstift<br>mit Retentionskopf                     | Straumann                                 | Legierung: Ceramicor                                         | Endostift            |
| Mt-1                                                         | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 71,5; Pd: 2,0; Ag: 13,2; Pt: 3,0; Cu: 9,1;<br>Zn: x      | Zahnlegierung        |
| Mt-2                                                         | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 71,0; Pd: 0,1; Ag: 7,5; Pt: 4,4; Cu: 16,4;<br>Zn: x      | Zahnlegierung        |
| Mt-3                                                         | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 74,0; Pd: 2,5; Ag: 10,5; Pt: 2,0; Cu:<br>10,0; Zn: x     | Zahnlegierung        |
| Mt-4                                                         | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 81,4; Pd: 1,7; Ag: 10,5; Pt: 0,4; Cu: 5,5;<br>Zn: x      | Zahnlegierung        |
| Mt-20                                                        | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 83,3; Ag: 10,0; Cu: 6,7                                  | Zahnlegierung        |
| Mt-22                                                        | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 91,7; Ag: 6,7; Cu: 1,0                                   | Zahnlegierung        |
| Mt-50                                                        | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 55,5; Pd: 8,4; Ag: 24,5; Pt: 0,1; Cu:<br>10,5; Zn: x     | Zahnlegierung        |
| Mt-55                                                        | Mt-metalle/Mt-<br>metalle/1977            | Au: 56,0; Pd: 3,9; Ag: 31,1; Cu: 8,0; Zn: x                  | Zahnlegierung        |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)        | Verwendung                         |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Mt-60                    | Mt-metalle/Mt-metalle/1985                | Au: 56,8; Pd: 3,7; Ag: 25,0; Pt: 0,8; Cu: 12,5; Zn: x               | Zahnlegierung                      |
| Mt-70                    | Mt-metalle/Mt-metalle/1986                | Au: 19,5; Pd: 19,5; Ag: 35,0; Zn: 4,0; In: 22,0                     | Zahnlegierung                      |
| Mt-80                    | Mt-metalle/Mt-metalle/1982                | Au: 3,5; Pd: 26,0; Ag: 60,5; Pt: 0,5; Cu: 8,5; Zn: x                | Zahnlegierung                      |
| Mt-81                    | Mt-metalle/Mt-metalle/1988                | Pd: 37,0; Ag: 55,0; Sn: 2,5; Zn: 3,0; In: 2,5                       | Zahnlegierung                      |
| Mt-85                    | Mt-metalle/Mt-metalle/1982                | Au: 5,0; Pd: 26,0; Ag: 68,0; Zn: x                                  | Zahnlegierung                      |
| Mt-150                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1979                | Au: 39,1; Pd: 35,1; Ag: 17,8; Pt: 0,7; Sn: 2,6; In: 4,6             | Zahnlegierung                      |
| Mt-200                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1979                | Au: 51,6; Pd: 26,5; Ag: 18,1; Cu: x; Sn: 3,0; In: x                 | Zahnlegierung                      |
| Mt-300                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1982                | Au: 84,0; Pd: 4,9; Ag: 1,2; Pt: 7,8; Cu: x; Sn: x; In: x; Mn: x     | Zahnlegierung                      |
| Mt-600                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1979                | Au: 50,5; Pd: 39,4; Sn: 4,2; In: 5,8                                | Zahnlegierung                      |
| Mt-610                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1988                | Au: 50,0; Pd: 36,5; Cu: 5,0; Sn: x; In: 6,5; Ga: x                  | Zahnlegierung                      |
| Mt-750                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1988                | Au: 74,7; Pd: 11,2; Ag: 2,1; Pt: 8,8; Sn: 2,0; In: 1,6              | Zahnlegierung                      |
| Mt-800                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1983                | Au: 2,0; Pd: 80,9; Sn: 5,8; In: 5,8; Ga: 5,3                        | Zahnlegierung                      |
| Mt-810                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1988                | Au: 1,5; Pd: 78,5; Cu: 11,0; Sn: x; In: x; Ga: 7,5                  | Zahnlegierung                      |
| Mt-900                   | Mt-metalle/Mt-metalle/1987                | Pd: 60,1; Ag: 28,0; Sn: 5,0; Zn: 2,7; In: 4,0; Ga: x                | Zahnlegierung                      |
| Mt-1000                  | Mt-metalle/Mt-metalle/1983                | Ni: 68,3; Cr: 19,5; Mo: 7,0; Si: 3,0                                | Zahnlegierung                      |
| Mucaderma<br>Waschlotion | Merz                                      | waschaktive Substanzen, hautpflegende<br>Rückfettungskomponenten    | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände) |
| Mucadont-AS              | Merz                                      | 3-Methyl-4-chlorphenol, 2-Benzyl-4-chlor-<br>phenol, 2-Phenylphenol | Desinfektion                       |
| Mucadont-ID              | Merz                                      | 3-Methyl-4-chlorphenol, 2-Benzyl-4-chlor-<br>phenol, 2-Phenylphenol | Desinfektion<br>und Reinigung      |

| Produktname             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                            | Verwendung                          |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mucalgin                | Merz                                      | Biguanidverbind., quat. Ammoniumverbind                                                                 | Desinfektion                        |
| Mucama Wasch-<br>lotion | Merz                                      | waschaktive Substanzen, hautpflegende<br>Komponenten                                                    | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)  |
| Mucapur 2000            | Merz                                      | spezielle Phosphate, Silikate, Tenside, Emul-<br>gatoren, Gerüst- u. Hilfsstoffe, Korrosions-<br>schutz | Reinigung                           |
| Mucapur Mielclear       | Merz                                      | Säurederivate, Tenside, Korrosionsinhibito-<br>ren                                                      | Reinigung                           |
| Mucapur-AF              | Merz                                      | spezielle Phosphate, Alkalien, Silikate,<br>Komplexbildner, Korrosionsschutz                            | Reinigung                           |
| Mucapur-AP              | Merz                                      | spezielle Phosphate, Ätzalkalien, Silikate,<br>Tenside, Komplexbildner, Korrosionsschutz                | Reinigung                           |
| Mucapur-DP              | Merz                                      | spezielle Phosphate, Aktivchlor, Komplex-<br>bildner, Korrosionsschutz                                  | Desinfektion<br>und Reinigung       |
| Mucapur-MP              | Merz                                      | spezielle Phosphate, Silikate, Tenside, Chlor-<br>träger, Komplexbildner, Korrosionsschutz              | Reinigung                           |
| Mucapur-N               | Merz                                      | Säurederivate, Korrosionsinhibitoren                                                                    | Reinigung                           |
| Mucapur-S               | Merz                                      | spezielle Tenside, organische Säuren                                                                    | Reinigung                           |
| Mucasept-A              | Merz                                      | 2-Propanol, Ethanol                                                                                     | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Mucasol                 | Merz                                      | spezielle Phosphate, Tenside, Emulgatoren,<br>Komplexbildner, Gerüst- u. Hilfsstoffe                    | Reinigung                           |
| Mucocit-A               | Merz                                      | Propanol, Glyoxal, Glutaraldehyd, quater-<br>näre Ammoniumverbindungen                                  | Desinfektion                        |
| Mucocit-B               | Merz                                      | Propanol                                                                                                | Desinfektion                        |
| Mucocit-F 2000          | Merz                                      | 3-Methyl-4-chlorphenol, 2-Benzyl-4-chlor-<br>phenol, 2-Phenylphenol                                     | Desinfektion<br>und Reinigung       |
| Mucocit-G               | Merz                                      | Biguanidverbindungen, quaternäre Ammoni-<br>umverbindungen                                              | Desinfektion                        |
| Mucocit-GN              | Merz                                      | Biguanidverbindungen, quaternäre Ammoni-<br>umverbindungen                                              | Desinfektion                        |
| Mucocit-P               | Merz                                      | 2-Methyl-3,4,5,6-tetrabromphenol,<br>2-Benzyl-4-chlorphenol                                             | Desinfektion<br>und Reinigung       |
| Mucocit-R               | Merz                                      | Formaldehyd, Glyoxal, Glutaraldehyd,<br>quaternäre Ammoniumverbindungen                                 | Desinfektion                        |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                                           | Verwendung                 |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mucocit-T                | Merz                                      | Bis-Aminopropyläurylamin, quartäre Ammoniumverbindungen                                                                                                                                                                                                                                                | Desinfektion und Reinigung |
| Müscodent-Bohrerbad      | Cherudenta                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desinfektion               |
| Mundwasser               | Logona                                    | Glycerin, Wasser, Sorbitol, Lösungsvermittler (Rizinusölderivat), Mischung äth. Öle, Ethanol, Salbeiextrakt, Myrrhenextrakt, Propolisextrakt, alpha-Bisabolol, natürlich                                                                                                                               | Mundpflegemittel           |
| Mynta                    | Elida Gibbs                               | Calciumcarbonat, Natriumpalmitat, Xanthan-Gum, Glycerin, Aromastoff, Wasser, Citronensäure, Pflanzenextrakt Kombination                                                                                                                                                                                | Zahnpasta                  |
| N2 Normal Universal      | Hager & Werken                            | Pulver: Zinkoxid, Wismutnitrat u. -carbonat, Paraformaldehyd, Flüssigkeit: Eugenol, Erdnußöl, Rosenöl                                                                                                                                                                                                  | Wurzelkanalfüllungsmasse   |
| Naturcast weiß           | Jeneric Keppeler & Wöhr                   | phosphatgebunden, gips- und graphitfrei                                                                                                                                                                                                                                                                | Einbettmasse               |
| Nenedent Kinderzahncreme | Dentincox                                 | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsarcosinat, Xanthan-Gum, Glycerol, Xylitol, Propylene Glycol, Methyl-4-Hydroxybenzoate, Propyl-4-Hydroxybenzoate, Himbeer-Erdbeer-Minz-Aroma, Natriumsaccharin, Natriummonofluorophosphat (0,025% F0), Xylit, Kieselgel, Wasser, Titaniumdioxid, Natrium-cetat, Farbstoff | Zahnpasta                  |
| Neo Duroterm 5           | Bayer Dental                              | gipsgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einbettmasse               |
| Neo Duroterm 7           | Bayer Dental                              | gipsgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einbettmasse               |
| Neobond II               | Girrbach/Neoloy/1981                      | Co: 52,0; Fe: 0,9; Cr: 27,4; Nb: 0,7; W: 12,0; Ga: 2,5; Si: 0,5; Ru: 2,5; Cu: 1,0; Ta: 1,0                                                                                                                                                                                                             | Titan-Legierung            |
| Neocast 1                | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 85,0; Pd: 3,0; Ag: 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung              |
| Neocast 2                | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 70,0; Ag: 18,0; Pt: 4,0; Cu: 7,2; Zn: 0,8                                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung              |
| Neocast 3                | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 71,6; Ag: 12,7; Pt: 3,8; Cu: 10,8; Zn: 1,1                                                                                                                                                                                                                                                         | Zahnlegierung              |
| Neocast 4                | Degussa/Cendres + Metaux/1990             | Au: 76,5; Pd: 1,5; Ag: 13,5; Pt: 2,5; Cu: 5,0; Zn: 1,0                                                                                                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung              |

| Produktname             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)        | Verwendung                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Neocrom FH              | Girrbach/Mesa/<br>1988                    | Co: 64,0; Fe: 0,2; Cr: 28,2; Mo: 6,0; Si: 0,6;<br>C: 0,4; Mn: 0,6   | Kobalt-<br>Legierung          |
| Neocrom H               | Girrbach/Anka/<br>1988                    | Co: 64,3; Fe: 0,3; Cr: 29,7; Mo: 4,3; Si: 0,4;<br>C: 0,5; Mn: 0,5   | Kobalt-<br>Legierung          |
| neodisher Drill         | Dr. Weigert                               | Iso-Propanol                                                        | Desinfektion<br>und Reinigung |
| neodisher MA<br>Dental  | Dr. Weigert                               | Phosphate, Silikate, Emulgatoren, Anti-<br>schaummittel             | Reinigung                     |
| neodisher Mielclear     | Dr. Weigert                               | nichtionische Tenside, Phosphatester                                | Reinigung                     |
| neodisher N Dental      | Dr. Weigert                               | organische und anorganische Säuren                                  | Reinigung                     |
| neodisher Septo<br>2000 | Dr. Weigert                               | Glutardialdehyd, Formaldehyd, Glyoxal                               | Desinfektion<br>und Reinigung |
| neodisher Septo SF      | Dr. Weigert                               | 1,3,5-Tris(hydroxyethyl)hexahydrotriazin,<br>Amphotenside           | Desinfektion<br>und Reinigung |
| neodisher TS<br>Dental  | Dr. Weigert                               | nichtionische Tenside, organische Säuren                            | Reinigung                     |
| Neoform D               | Dr. Weigert                               | nichtionische Tenside, Didecyldimethylam-<br>moniumchlorid, Glyoxal | Desinfektion                  |
| Neomix                  | Girrbach                                  | phosphatgebunden                                                    | Einbettmasse                  |
| Neoplast                | Girrbach                                  | Silikon                                                             | Ausblock-<br>masse            |
| New Applause            | Neyco/Ney/1985                            | Pd: 55,0; Ag: 35,0; Sn: 9,0; Zn: x                                  | Zahnlegierung                 |
| New Ceramit USA<br>88   | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989          | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 10,0; Ga: 9,0                                | Zahnlegierung                 |
| Ney 76                  | Neyco/Ney/1971                            | Pd: 25,0; Ag: 59,0; Cu: 14,0; Zn: x                                 | Zahnlegierung                 |
| Ney Denture-Clasp       | Neyco/Ney/1945                            | Au: 56,5; Pd: 5,0; Ag: 25,0                                         | Zahnlegierung                 |
| Ney Eclipse             | Neyco/Ney/1978                            | Au: 52,0; Pd: 38,0; Sn: 4,0; Zn: 4,0; In: x                         | Zahnlegierung                 |
| Ney Encore              | Neyco/Ney/1985                            | Au: 48,0; Pd: 40,0; Sn: 3,0; Zn: 4,4; In: 4,0                       | Zahnlegierung                 |
| Ney Gold-Ceramic        | Neyco/Ney/1965                            | Au: 49,0; Pd: 32,0; Ag: 15,0; Sn: 4,0                               | Zahnlegierung                 |
| Ney Image               | Neyco/Ney/1975                            | Au: 85,0; Pd: 5,0; Ag: 4,0; Pt: 5,0; Sn: x                          | Zahnlegierung                 |
| Ney Majority            | Neyco/Ney/1969                            | Au: 50,0; Pd: 4,5; Ag: 10,0; Cu: 31,5;<br>Zn: 4,0                   | Zahnlegierung                 |
| Ney Miracast            | Neyco/Ney/1975                            | Au: 41,0; Pd: 4,0; Ag: 9,0; Pt: 1,0; Cu: 38,0;<br>Zn: 7,0           | Zahnlegierung                 |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                     | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                                         | Verwendung            |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ney Option                      | Neyco/Ney/1981                            | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 10,0; Ga: 8,9                                                                                                                                                                                                                                                 | Zahnlegierung         |
| Ney Oro 5                       | Neyco/Ney/1954                            | Au: 63,0; Pd: 5,0; Ag: 19,0; Cu: 12,0; Sn: x                                                                                                                                                                                                                                         | Zahnlegierung         |
| Ney Oro 65CF                    | Neyco/Ney/1989                            | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 25,5; Sn: x; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                           | Zahnlegierung         |
| Ney Oro A-1                     | Neyco/Ney/1975                            | Au: 78,0; Pd: 2,0; Ag: 12,5; Cu: 7,3; Sn: x                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung         |
| Ney Oro A-A                     | Neyco/Ney/1975                            | Au: 81,0; Pd: 4,0; Ag: 12,0; Cu: 3,0; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung         |
| Ney Oro B-2                     | Neyco/Ney/1930                            | Au: 74,0; Pd: 4,0; Ag: 11,0; Cu: 9,5; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung         |
| Ney Oro B-20                    | Neyco/Ney/1956                            | Au: 62,0; Pd: 3,0; Ag: 26,0; Cu: 8,0; Sn: x                                                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung         |
| Ney Oro G-3                     | Neyco/Ney/1950                            | Au: 69,0; Pd: 4,0; Ag: 12,0; Pt: 3,0;<br>Cu: 10,0; Zn: x                                                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung         |
| Ney Oro-41                      | Neyco/Ney/1986                            | Au: 20,0; Pd: 21,0; Ag: 38,5; Zn: x; In: 17,0                                                                                                                                                                                                                                        | Zahnlegierung         |
| Ney Oro-60                      | Neyco/Ney/1981                            | Au: 56,0; Pd: 4,0; Ag: 20,0; Cu: 17,0;<br>Sn: 3,0                                                                                                                                                                                                                                    | Zahnlegierung         |
| Ney Oro-CB                      | Neyco/Ney/1954                            | Au: 59,0; Pd: 4,0; Ag: 23,0; Cu: 13,0; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                         | Zahnlegierung         |
| Ney SMG-2                       | Neyco/Ney/1975                            | Au: 87,0; Pd: 5,0; Pt: 7,0; Sn: x; In: x                                                                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung         |
| Ney SMG-3                       | Neyco/Ney/1975                            | Au: 81,0; Pd: 11,0; Pt: 6,0; Sn: x                                                                                                                                                                                                                                                   | Zahnlegierung         |
| Ney SMG-Y                       | Neyco/Ney/1975                            | Au: 84,0; Pd: 14,0; Sn: x; In: x                                                                                                                                                                                                                                                     | Zahnlegierung         |
| Ney Tempo                       | Neyco/Ney/1979                            | Pd: 55,0; Ag: 35,0; Sn: 9,0; Zn: x                                                                                                                                                                                                                                                   | Zahnlegierung         |
| Ney Ultima-Lite                 | Neyco/Ney/1989                            | Pd: 78,1; Cu: 8,0; Zn: 5,0; In: 4,0; Ga: 4,5                                                                                                                                                                                                                                         | Zahnlegierung         |
| Ney Veritas                     | Neyco/Ney/1989                            | Au: 40,0; Pd: 45,0; Ag: 5,0; Sn: 5,0; Zn:<br>2,3; In: 2,5                                                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung         |
| Neydent                         | Regena Ney<br>Cosmetic                    | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat,<br>Carboxymethylcellulose, Sorbitol, Methylpa-<br>raben, Propylparaben, Natriumcycamate,<br>Aromatic-Öl Pfefferminz, John Worth's Öl,<br>Natriumfluorid, Ascorbinsäure, Rathania<br>Extract, Yeast Extract, Bovine amniotic<br>(fluid) Extract | Zahnpasta             |
| Neyhartinger<br>Moor-Mundwasser | Neyhartinger<br>Moor                      | Menthol cryst., Anis-Öl, Nelken-Öl, Neydh.<br>Moorwasser-Extrakt                                                                                                                                                                                                                     | Mundpflege-<br>mittel |
| Neyhartinger Moor               | Neyhartinger<br>Moor                      | Dicalciumphosphat, Aerosil 200, Hostapon<br>KTW, Natrium-Alginat, Glycerin, Wasser,<br>Kaliumsorbat, Pfefferminzöl, Natreen,<br>Neyhartinger Moorpastös                                                                                                                              | Zahnpasta             |
| Nimetic                         | Espe                                      | Quarz                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kunststoff            |



| Produktname              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                     | Verwendung                     |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nimetic Dispers F        | Espe                                      | disperses SiO <sub>2</sub>                                                                                                       | Kunststoff                     |
| Niranium extrahart       | Omnident/Niranium/1974                    | Ni: 2,5; Co: 61,3; Fe: 1,3; Cr: 27,5;<br>Mo: 5,5; Si: 0,8; C: 0,4; Mn: 0,8                                                       | Kobalt-Legierung               |
| Niranium Spezial         | Omnident/Niranium/1974                    | Ni: 0,4; Co: 63,0; Fe: 1,0; Cr: 27,5;<br>Mo: 5,7; Si: 0,8; C: 0,4; Mn: 0,8; V: 0,5                                               | Kobalt-Legierung               |
| Nobil Ceramit X          | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989          | Au: 87,0; Pt: 7,5; Cu: 4,0; In: 0,5                                                                                              | Zahnlegierung                  |
| Nobil LV                 | Nobil-Metal                               | Cu: 16,00; Ag: 59,00; In: x; Zn: 24,22                                                                                           | Dentallot                      |
| Nobilium Hard Alloy      | Weber Dental/<br>Nobilium/1960            | Co: 62,0; Cr: 30,0; Mo: 6,0; Ga: x; Si: 0,6;<br>C: 0,5; Mn: x; V: x                                                              | Kobalt-Legierung               |
| Nobilium Regular Alloy   | Weber Dental/<br>Nobilium/1960            | Co: 62,0; Cr: 30,0; Mo: 6,0; Ga: x; Si: 0,6;<br>C: 0,4; Mn: x; V: x                                                              | Kobalt-Legierung               |
| Nobilium Super Alloy     | Weber Dental/<br>Nobilium/1972            | Co: 62,0; Cr: 30,0; Mo: 6,0; Ga: x; Si: 0,6;<br>C: 0,4; Mn: x; V: x; Pt: x                                                       | Kobalt-Legierung               |
| Nogenol Temporary Cement | G-C International                         | Zinkoxid                                                                                                                         | Befestigungsmaterial           |
| Nor-Anaesthesol          | Merz                                      | Lidocainhydrochlorid, Norepinephrin,<br>Natriumsulfat H <sub>2</sub> O frei, 0,66 mg entspricht<br>max. 0,335 mg SO <sub>2</sub> | Lokalanästhetikum              |
| Nosta Clean              | APS Dental                                | anionische Tenside                                                                                                               | Reinigungspräparate<br>(Hände) |
| Nosta Tray               | APS Dental                                | PMMA + MMA                                                                                                                       | Abdrucklöffel                  |
| Nouvag-Lite              | Dentex                                    | PMMA                                                                                                                             | Abdrucklöffel                  |
| Novabond                 | Argen/Argen/1980                          | Au: 51,4; Pd: 38,6; Sn: 2,0; In: 8,0                                                                                             | Zahnlegierung                  |
| Novalor 3                | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 40,0; Pd: 20,0; Ag: 20,0; Cu: 1,0; Zn:<br>3,0; In: 16,0                                                                      | Zahnlegierung                  |
| Novarex                  | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1975          | Co: 56,0; Cr: 27,0; W: 10,0; Ru: 6,0; 1,0;<br>1,0                                                                                | Kobalt-Legierung               |
| Novocast                 | Frankonia                                 | gipsgebunden                                                                                                                     | Einbettmasse                   |
| Novopal 3                | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 2,0; Pd: 26,9; Ag: 58,0; Pt: 0,1;<br>Cu: 11,5; Zn: 1,2; In: 0,3                                                              | Zahnlegierung                  |
| Novostil                 | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 60,0; Pd: 15,0; Pt: 24,0                                                                                                     | Zahnlegierung                  |
| Nu-Cap                   | G-C International                         | Basispaste: Ca(OH) <sub>2</sub> , Katalysatorpaste:<br>Glykolsalicylat                                                           | Dentin- und<br>Pulpschutz      |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname          | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                                          | Verwendung                                            |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nüscoderm Lotion     | Cherudenta                                | Anionische und amphotere Tenside, Hautpflegemittel, Gerüststoff                                                                                                                                                                                                       | Pflege- und Schutzpräparat (Hände), Reinigung (Hände) |
| Nüscosal flüssig     | Cherudenta                                | anionische und nichtionische Tenside, Phosphate, Komplexbildner, Lösungsvermittler                                                                                                                                                                                    | Reinigung                                             |
| Nüscosal Pulver      | Cherudenta                                | anionische und nichtionische Tenside, Phosphate, Karbonate, Gerüststoffe                                                                                                                                                                                              | Reinigung                                             |
| Nüscosept-ID-FF      | Cherudenta                                | quaternäre Ammoniumverbindung, tertiäre Amine, Netzmittel, Lösungsmittel, Korrosionsschutz                                                                                                                                                                            | Desinfektion und Reinigung                            |
| Nüscosept-o.F.       | Cherudenta                                | Kokosfettalkyldimethylbenzylammoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid, nichtionische Tenside, Isopropanol                                                                                                                                                       | Desinfektion                                          |
| Nüscosoman           | Cherudenta                                | Ethanol, anionische Tenside, Naturseifenderivate, Rückfetter, Hautschutz                                                                                                                                                                                              | Einreibe- und Waschpräparat                           |
| Octacrom FH          | Bayer Dental/<br>Deloro/1986              | Co: 62,0; Cr: 30,0; Mo: 5,0; C: 0,5; Mn: 1,5                                                                                                                                                                                                                          | Kobalt-Legierung                                      |
| Octacrom S           | Bayer Dental/<br>Deloro/1985              | Co: 64,0; Cr: 29,0; Mo: 5,0; C: 0,5; sonst.: 1,5                                                                                                                                                                                                                      | Kobalt-Legierung                                      |
| Odol Med 3           | Lingner + Fischer                         | Calciumcarbonat, Natrium-Laurylsulfat, Sodiumlithiummagnesiumsilicat, Cellulose-Gum, Sorbitol, PEG-6, Glycerin, Menthol, Spearmint-Öl, Natriummonofluorophosphat, Natriumfluorid, Calciumglycerophosphat, Wasser, Siliciumdioxid, Saccharinnatrium, Natriumhydroxid   | Zahnpaste                                             |
| Odol Med 3 Mint      | Lingner + Fischer                         | Calciumcarbonat, Natrium-Laurylsulfat, Sodiumlithiummagnesiumsilicate, Cellulose-Gum, Sorbitol, PEG-6, Glycerin, Pfefferminzöl, Menthol, Natriummonofluorophosphat, Natriumfluorid, Calciumglycerophosphat, Wasser, Siliciumdioxid, Natriumsaccharin, Natriumhydroxid | Zahnpaste                                             |
| Odol Med Anti-Plaque | Lingner + Fischer                         | hydrogeniertes Rizinusöl, Aromastoffe, Natrium, Cetylpyridinium-Chlorid, Alkohol, Wasser, PEG-60, Saccharin, C.I. 16035                                                                                                                                               | Mundspül-lösung                                       |
| Odol Mundwasser      | Lingner + Fischer                         | Propylenglycol, Ethanol, Wasser, Phenylsali-cylat, Polysorbat 20, Saccharin                                                                                                                                                                                           | Mundspül-lösung                                       |

| Produktname/                                                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                 | Verwendung                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Odol Mundwasser<br>Extra Frisch                               | Lingner + Fischer                         | Polysorbat 20, Propylenglykol, Alkohol,<br>Ethanol, Wasser, Phenylsalicylat, Saccharin                                                                                       | Mundspül-<br>lösung                       |
| Odol Mundwasser<br>Motion Fresh                               | Lingner + Fischer                         | Propylenglykol, Alkohol, Aromastoff,<br>Wasser, Phenylsalicylat, Polysorbat 20,<br>Natriumsaccharin                                                                          | Mundspül-<br>lösung                       |
| Odol Zahnfleisch-<br>Aktiv                                    | Lingner + Fischer                         | Cetylpyridinium-Chlorid, Saccharinnatrium,<br>PEG-60, Hydrogeniertes Rizinusöl, Aro-<br>mastoff, Patentblau V, Wasser, Alkohol,<br>Gewürznelkenöl, Salbeiöl, Kamille-Extrakt | Mundspül-<br>lösung                       |
| Odontotest-Gerät                                              | Jaschke/1962                              | Kohlensäure                                                                                                                                                                  | Kältespray                                |
| Ohara Titanium<br>Vest für Kronen-<br>und Brücken-<br>technik | Ohara Tanaka                              | phosphatgebunden                                                                                                                                                             | Einbettmasse                              |
| Olympia                                                       | Scheftner/Jelenko/<br>1976                | Au: 51,5; Pd: 38,5; In: 8,5; Ga: 1,5                                                                                                                                         | Zahnlegierung                             |
| Olympia II                                                    | Scheftner/Jelenko/<br>1984                | Au: 35,0; Pd: 57,0; Sn: 3,0; Ga: 5,0                                                                                                                                         | Zahnlegierung                             |
| Olympos Easy-Cast                                             | Elephant                                  | phosphatgebunden, graphithaltig                                                                                                                                              | Einbettmasse                              |
| Olympos Frame<br>Cast                                         | Elephant                                  | phosphatgebunden                                                                                                                                                             | Einbettmasse                              |
| Olympos GF                                                    | Elephant                                  | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                | Einbettmasse                              |
| Omnident Alginat                                              | Omnident                                  | staubfrei                                                                                                                                                                    | Abform-<br>material                       |
| Oplid Keramik 3                                               | Hafner/Hafner/<br>1976                    | Au: 84,0; Pd: 4,7; Ag: 0,5; Pt: 8,3; Cu: 0,1;<br>In: 2,4                                                                                                                     | Zahnlegierung                             |
| Opotow                                                        | Jaschke                                   | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                                                             | Befestigungs-<br>material,<br>Abformmasse |
| Opotow-Eba-<br>Zement                                         | Jaschke                                   | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                                                             | Befesti-<br>gungsmaterial                 |
| Optec-Instant<br>Refractory                                   | Keppeler u. Wöhr                          | gelige Masse                                                                                                                                                                 | Löteinbett-<br>masse                      |
| Optivest                                                      | Degussa                                   | phosphatgebunden                                                                                                                                                             | Einbettmasse                              |
| Optoc-HSP                                                     | Jeneric Keppeler &<br>Wöhr                | gips- und graphitfrei                                                                                                                                                        | Einbettmasse                              |
| Or 300                                                        | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1987               | Au: 72,0; Ag: 13,7; Pt: 3,0; Cu: 10,4; Zn: x                                                                                                                                 | Zahnlegierung                             |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                               | Verwendung    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Or 400                                     | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 72,0; Ag: 13,7; Pt: 3,0; Cu: 10,4; Zn: x                                                                                                                                               | Zahnlegierung |
| Oral-B Kinder-<br>Zahncreme mit<br>Fluorid | Oral-B                                    | Siliciumdioxid, Aromastoff, Saccharin,<br>Natrium, Natriumfluorid                                                                                                                          | Zahnpasta     |
| Oral-B Zahncreme<br>für sensible Zähne     | Oral-B                                    | Tricalciumphosphat, Natriumlaurylsulfat,<br>Cellulose-Gum, Siliciumdioxid, Glycerin,<br>Propylenglykol, Methylparaben, Propylpa-<br>raben, Natriumsaccharin, Aromastoff,<br>Hydroxylapatit | Zahnpasta     |
| Orange-Clean                               | Dental-Liga                               | etherische Orangenöle                                                                                                                                                                      | Reinigung     |
| Orange-Clean Plus                          | Dental-Liga                               | etherische Orangenöle                                                                                                                                                                      | Reinigung     |
| Orba 269                                   | Orba/Walser-<br>Bauer/1985                | Au: 59,3; Pd: 4,4; Ag: 22,9; Cu: 13,0;<br>Zn: 0,4                                                                                                                                          | Zahnlegierung |
| Orba B                                     | Orba/Walser-<br>Bauer/1979                | Au: 84,5; Pd: 3,0; Ag: 1,0; Pt: 9,5; Cu: 0,4;<br>Sn: 0,6; In: 0,8                                                                                                                          | Zahnlegierung |
| Orba BE                                    | Orba/Walser-<br>Bauer/1980                | Au: 77,4; Pd: 8,6; Ag: 1,5; Pt: 9,0; Cu: 0,5;<br>Sn: 0,7; In: 1,4                                                                                                                          | Zahnlegierung |
| Orba BR                                    | Orba/Walser-<br>Bauer/1982                | Au: 51,4; Pd: 38,4; Ag: 0,2; Pt: 0,1; Sn: 0,7;<br>In: 7,4; Ga: 1,2                                                                                                                         | Zahnlegierung |
| Orba BS                                    | Orba/Walser-<br>Bauer/1982                | Au: 51,5; Pd: 27,0; Ag: 18,0; Cu: 0,2;<br>Sn: 2,4; In: 0,7                                                                                                                                 | Zahnlegierung |
| Orba G                                     | Orba/Walser-<br>Bauer/1979                | Au: 71,0; Pd: 3,5; Ag: 13,5; Pt: 0,5; Cu: 8,5;<br>Zn: 3,0                                                                                                                                  | Zahnlegierung |
| Orba GH                                    | Orba/Walser-<br>Bauer/1980                | Au: 69,8; Pd: 2,0; Ag: 13,6; Pt: 4,0; Cu: 9,0;<br>Zn: 1,6                                                                                                                                  | Zahnlegierung |
| Orba GR                                    | Orba/Walser-<br>Bauer/1986                | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 36,0; Sn: 1,0;<br>Zn: 4,0; In: 19,0                                                                                                                                | Zahnlegierung |
| Orba Opal                                  | Orba/Walser-<br>Bauer/1986                | Au: 2,0; Pd: 27,5; Ag: 58,5; Cu: 10,0;<br>Zn: 2,0                                                                                                                                          | Zahnlegierung |
| Orba Ored 3                                | Orba/Walser-<br>Bauer/1983                | Au: 2,5; Pd: 78,0; Pt: 0,1; Cu: 9,0; Sn: 0,3;<br>Ga: 8,6                                                                                                                                   | Zahnlegierung |
| Orba Ored 5                                | Orba/Walser-<br>Bauer/1985                | Au: 2,0; Pd: 78,0; Cu: 13,0; Ga: 7,0                                                                                                                                                       | Zahnlegierung |
| Orba Ored 6                                | Orba/Walser-<br>Bauer/1986                | Pd: 58,0; Ag: 31,0; Sn: 6,0; In: 5,0                                                                                                                                                       | Zahnlegierung |
| Orba R                                     | Orba/Walser-<br>Bauer/1979                | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 24,5; Cu: 11,5;<br>Zn: 2,0                                                                                                                                          | Zahnlegierung |

| Produktname            | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe) | Verwendung    |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Orba RR                | Orba/Walser-<br>Bauer/1982                | Au: 52,2; Pd: 7,9; Ag: 28,0; Pt: 0,1; Cu: 8,4;<br>Zn: 2,9    | Zahnlegierung |
| Orba Silor             | Orba/Walser-<br>Bauer/1987                | Au: 39,0; Pd: 6,0; Ag: 47,0; Pt: 1,0; Cu: 6,0;<br>Zn: 1,0    | Zahnlegierung |
| OrbaCF                 | Orba/Walser-<br>Bauer/1982                | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 28,6; Sn: 1,0;<br>Zn: 1,0; In: 4,0   | Zahnlegierung |
| Orion Argos            | Elephant/<br>Elephant/1980                | Pd: 53,5; Ag: 37,5; Sn: 8,5; In: x                           | Zahnlegierung |
| Orion Delphi           | Elephant/<br>Elephant/1979                | Au: 45,0; Pd: 40,0; Ag: 5,0; In: 8,0; Ga: 2,0                | Zahnlegierung |
| Orion GX               | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 84,0; Pd: 5,1; Ag: 0,8; Pt: 8,0; Sn: x;<br>In: x         | Zahnlegierung |
| Orion Libra            | Elephant/<br>Elephant/1980                | Au: 2,0; Pd: 78,0; Cu: 10,0; Sn: 2,0; In: 3,0;<br>Ga: 5,0    | Zahnlegierung |
| Orion Lot 1030<br>gelb | Elephant                                  | Au: 61,00; Pd: 1,00; Ag: 37,00; In: 1,00                     | Dentallot     |
| Orion Lot 1060<br>gelb | Elephant                                  | Au: 80,00; Pd: 3,00; Sn: 1,00; Ag: 26,00                     | Dentallot     |
| Orion Lot 1120<br>weiß | Elephant                                  | Au: 70,00; Pd: 10,00; Sn: 1,00; Ag: 17,00;<br>Zn: 2,00       | Dentallot     |
| Orion Lot weiß         | Elephant                                  | Au: 67,00; Pd: 13,00; Ag: 18,00; Zn: 2,00                    | Dentallot     |
| Orion Lux              | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 84,0; Pd: 1,9; Ag: 1,3; Cu: 10,0; Sn: x;<br>Zn: x; In: x | Zahnlegierung |
| Orion Star             | Elephant/<br>Elephant/1982                | Pd: 78,0; Cu: 4,6; Sn: 3,9; In: 9,0; Ga: 4,5                 | Zahnlegierung |
| Orion Super            | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 83,1; Pd: 2,8; Ag: 1,3; Pt: 10,8; Sn: x;<br>In: x        | Zahnlegierung |
| Orion UWX              | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 75,0; Pd: 18,5; Ag: 3,0; Sn: x; In: 2,5                  | Zahnlegierung |
| Orion UX               | Elephant/<br>Elephant/1977                | Au: 77,0; Pd: 9,0; Ag: 1,7; Pt: 9,6; Sn: x;<br>In: x         | Zahnlegierung |
| Orion Vesta            | Elephant/<br>Elephant/1980                | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu 10,0; Ga: 9,0                          | Zahnlegierung |
| Orion Virgo            | Elephant/<br>Elephant/1979                | Pd: 59,0; Ag: 28,0; Pt: 1,0; Sn: 6,0; In: 6,0                | Zahnlegierung |
| Orion WX               | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 52,0; Pd: 38,0; In: 8,0; Ga: 2,0                         | Zahnlegierung |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                  | Verwendung          |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Orion WX2                   | Elephant/<br>Elephant/1980                | Au: 50,0; Pd: 36,0; Ca: 4,0; In: 8,0; Ga: 2,0                                                                                 | Zahnlegierung       |
| Orion WX3                   | Elephant/<br>Elephant/1980                | Au: 52,5; Pd: 35,5; Co: 2,0; In: 8,0; Ga: 2,0                                                                                 | Zahnlegierung       |
| Orojet                      | Beycodent                                 | Hexahydro-1,3,5-Tris sym-Triazine, poly-<br>quat. Ammoniumverb., Natriumhydroxid,<br>Korrosionsinhibitoren, Schaumregulatoren | Desinfektion        |
| Orplid Draht                | Hafner/Hafner/<br>1953                    | Au: 65,0; Ag: 17,0; Pt: 10,0; Cu: 8,0                                                                                         | Zahnlegierung       |
| Orplid EH                   | Hafner/Hafner/<br>1960                    | Au: 69,0; Ag: 13,0; Pt: 6,0; Cu: 11,0;<br>Sn: 1,0                                                                             | Zahnlegierung       |
| Orplid H                    | Hafner/Hafner/<br>1953                    | Au: 70,0; Pd: 2,0; Ag: 13,0; Pt: 4,0; Cu: 9,5;<br>Zn: 1,5                                                                     | Zahnlegierung       |
| Orplid Keramik 1            | Hafner/Hafner/<br>1976                    | Au: 82,0; Pd: 1,0; Ag: 4,2; Pt: 12,3; Cu: 0,4;<br>In: 0,1                                                                     | Zahnlegierung       |
| Orplid Keramik 4            | Hafner/Hafner/<br>1982                    | Au: 74,5; Pd: 10,0; Ag: 1,7; Pt: 10,3; Cu:<br>0,1; Sn: 0,5; In: 2,9                                                           | Zahnlegierung       |
| Orplid Keramik-<br>Lot      | Hafner                                    | Au: 82,20; Pt: 5,80; Ag: 10,00; Zn: 2,00                                                                                      | Dentallot           |
| Orplid Keramik<br>Lot-2     | Hafner                                    | Au: 80,00; Pd: 1,00; Ag: 17,00; Zn: 2,00                                                                                      | Dentallot           |
| Orplid M                    | Hafner/Hafner/<br>1953                    | Au: 78,0; Pd: 2,0; Ag: 15,0; Pt: 0,5; Cu: 3,5;<br>Zn: 1,0                                                                     | Zahnlegierung       |
| Orplid MH                   | Hafner/Hafner/<br>1972                    | Au: 75,0; Pd: 2,0; Ag: 13,0; Pt: 2,0; Cu: 7,0;<br>Zn: 1,0                                                                     | Zahnlegierung       |
| Orplid Retentions-<br>draht | Hafner/Hafner/<br>1959                    | Au: 78,0; Pd: 3,0; Ag: 13,0; Pt: 6,0                                                                                          | Zahnlegierung       |
| Orplid W                    | Hafner/Hafner/<br>1953                    | Au: 84,0; Pd: 1,5; Ag: 11,5; Pt: 1,0; Cu: 2,0                                                                                 | Zahnlegierung       |
| Orplid-Lot 1                | Hafner                                    | Au: 75,00; Cu: 8,00; Ag: 6,00; Zn: 11,00                                                                                      | Dentallot           |
| Orplid-Lot 2                | Hafner                                    | Au: 75,00; Cu: 7,00; Ag: 5,00; Zn: 13,00                                                                                      | Dentallot           |
| Orplid-Lot O                | Hafner                                    | Au: 75,00; Cu: 9,50; Ag: 7,50; Zn: 8,00                                                                                       | Dentallot           |
| Orthalgenat                 | Dentaurum                                 | staubarm, bleifrei                                                                                                            | Abform-<br>material |
| Ostron 100                  | G-C International                         | PMMA                                                                                                                          | Abdrucklöffel       |

| Produktname         | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)             | Verwendung                  |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Oturasol            | Ubert                                     | Thymol, Calciumsalicylat, Resina Mastix,<br>Isopropylalkohol             | Dentin- und<br>Pulpenschutz |
| P-10                | 3M Medica                                 | Quarz, pyr. SiO <sub>2</sub>                                             | Kunststoff                  |
| P-30                | 3M Medica                                 | pyr. SiO <sub>2</sub> , Zinkoxidglas                                     | Kunststoff                  |
| P-50 Composite      | 3M Medica                                 | pyr. SiO <sub>2</sub> , Zirkoniumdioxid                                  | Kunststoff                  |
| P6F Pulverlegierung | Flamarc                                   | EM-Legierungen, NEM-Legierungen                                          | Blendgold                   |
| Pagalinor 2         | Metalor/Metalor/<br>1984                  | Au: 12,5; Pd: 19,0; Ag: 53,7; Cu: 14,2;<br>Zn: x                         | Zahnlegierung               |
| Pagedor 5           | Pagedor/Pagedor/<br>1983                  | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 24,5; Cu: 11,5;<br>Zn: 2,0                        | Zahnlegierung               |
| Pagedor AM-G        | Pagedor/Pagedor/<br>1981                  | Au: 84,5; Pd: 3,0; Ag: 1,0; Pt: 9,5; Cu: 0,4;<br>Sn: 0,6; Zn: x; In: 0,8 | Zahnlegierung               |
| Pagedor AM-W        | Pagedor/Pagedor/<br>1981                  | Au: 77,4; Pd: 8,6; Ag: 1,5; Pt: 9,0; Cu: 0,5;<br>Sn: 0,7; Zn: x; In: 1,5 | Zahnlegierung               |
| Pagedor Argopal     | Pagedor/Pagedor/<br>1983                  | Pd: 58,0; Ag: 31,0; Zn: 6,0; In: 5,0                                     | Zahnlegierung               |
| Pagedor G           | Pagedor/Pagedor/<br>1981                  | Au: 69,8; Pd: 2,0; Ag: 13,6; Pt: 4,0; Cu: 9,0;<br>Zn: 1,6                | Zahnlegierung               |
| Pagedor G25         | Pagedor/Pagedor/<br>1983                  | Au: 2,5; Pd: 78,0; Pt: 0,1; Cu: 9,0; Sn: 0,3;<br>In: 0,3; Ga: 8,6        | Zahnlegierung               |
| Pagedor Palagor     | Pagedor/Pagedor/<br>1983                  | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 36,0; Sn: 1,0;<br>Zn: 4,0; In: 19,0              | Zahnlegierung               |
| Pagedor SK          | Pagedor/Pagedor/<br>1983                  | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 28,6; Sn: x; Zn: x;<br>In: x; Ga: 4,0            | Zahnlegierung               |
| Pagedor SW-I        | Pagedor/Pagedor/<br>1981                  | Au: 51,4; Pd: 38,4; Ag: x; Pt: x; Sn: x;<br>In: 7,4; Ga: 1,3             | Zahnlegierung               |
| Pagedor SW-II       | Pagedor/Pagedor/<br>1981                  | Au: 51,5; Pd: 27,0; Ag: 18,0; Cu: 0,2;<br>Sn: 2,4; In: 0,7               | Zahnlegierung               |
| Pal Keramit         | Nobil-Metal/<br>Nobil-Metal/1989          | Pd: 57,5; Ag: 32,0; Sn: 2,0; Zn: 1,0; In: 6,0;<br>Ga: 1,5                | Zahnlegierung               |
| Palatray LC         | Heraeus Kulzer                            | hochmolekulare Methacrylsäureester                                       | Abdrucklöffel               |
| Palaural            | Schuler/Johnson/<br>Matthey/1980          | Au: 4,0; Pd: 30,0; Ag: 46,0; Cu: 19,0;<br>Zn: 1,0                        | Zahnlegierung               |
| Palgaflex           | Espe                                      | staubfrei                                                                | Abform-<br>material         |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/    | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)       | Verwendung          |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Palgaflex Quick | Espe                                      | staubfrei                                                          | Abform-<br>material |
| Paliney 7       | Neyco/Ney/1960                            | Au: 10,0; Pd: 25,0; Ag: 30,0; Pt: 10,0                             | Zahnlegierung       |
| Pallacon        | Elephant/<br>Elephant/1980                | Pd: 25,0; Ag: 70,0; Zn: x; In: 4,5                                 | Zahnlegierung       |
| Pallagor        | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 25,0; Pd: 15,0; Ag: 51,0; Pt: 0,8;<br>Cu: 7,0; Zn: x           | Zahnlegierung       |
| Pallagor A      | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1954               | Au: 27,5; Pd: 14,0; Ag: 58,0; Zn: x                                | Zahnlegierung       |
| Pallagor 3      | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1984               | Au: 10,0; Pd: 22,0; Ag: 54,4; Pt: 10,0;<br>Cu: 2,4; Zn: x          | Zahnlegierung       |
| Pallagor 4      | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 25,0; Pd: 15,0; Ag: 51,0; Pt: 0,8;<br>Cu: 7,0; Zn: x           | Zahnlegierung       |
| Pallagor 30     | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1981               | Au: 2,0; Pd: 22,0; Ag: 56,0; Cu: 19,0; Zn: x                       | Zahnlegierung       |
| Pallas 3        | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 25,0; Pd: 15,0; Ag: 52,0; Cu: 7,0; Zn: x                       | Zahnlegierung       |
| Pallas 4        | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 16,0; Pd: 22,0; Ag: 48,0; Cu: 13,0;<br>Zn: x                   | Zahnlegierung       |
| Pallas Lot I    | Elephant                                  | Au: 10,00; Pd: 8,00; Cu: 11,00; Sn: 3,00;<br>Ag: 63,00; In: 5,00   | Dentallot           |
| Pallas Lot II   | Elephant                                  | Au: 10,00; Pd: 5,00; Cu: 11,00; Sn: 3,00;<br>Ag: 69,00; In: 5,00   | Dentallot           |
| Pallas Lot III  | Elephant                                  | Au: 10,00; Cu: 11,00; Sn: 4,00; Ag: 67,00;<br>In: 6,00; Zn: 2,00   | Dentallot           |
| Palliag M       | Degussa/Degussa/<br>1931                  | Au: x; Pd: 27,4; Ag: 58,5; Cu: 10,5; Zn: x                         | Zahnlegierung       |
| Palliag NFIV    | Degussa/Degussa/<br>1987                  | Pd: 39,9; Ag: 52,0; Sn: x; Zn: 4,0; In: x                          | Zahnlegierung       |
| Palliag W       | Degussa/Degussa/<br>1931                  | Au: x; Pd: 27,5; Ag: 70,0; Sn: x; Zn: x                            | Zahnlegierung       |
| Palliag-Lot 1   | Degussa                                   | Au: 25,00; Pd: 14,90; Cu: 30,00; Ag: 15,00;<br>Zn: 15,00           | Dentallot           |
| Palliag-Lot 2   | Degussa                                   | Au: 25,00; Pd: 14,90; Cu: 25,00; Sn: 5,00;<br>Ag: 15,00; Zn: 15,00 | Dentallot           |
| Pallidor        | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1971               | Au: 50,0; Pd: 5,0; Ag: 36,0; Cu: 8,7; Zn: x                        | Zahnlegierung       |



| Produktname           | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)    | Verwendung    |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Pallidor 3            | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 50,0; Pd: 5,0; Ag: 36,0; Pt: 8,7; Zn: x                     | Zahnlegierung |
| Pallidor 4            | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1980               | Au: 40,0; Pd: 5,0; Ag: 40,0; Cu: 14,0; Zn: x                    | Zahnlegierung |
| Pallium 3             | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 2,0; Pd: 26,7; Ag: 60,8; Cu: 9,0; In: x                     | Zahnlegierung |
| Pallium 3C            | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 10,0; Pd: 20,0; Ag: 60,0; Cu: 9,0; In: x                    | Zahnlegierung |
| Pallium K             | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 10,0; Pd: 20,0; Ag: 69,5; In: x                             | Zahnlegierung |
| Pallor G              | Evis/Allgemeine/<br>1985                  | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 39,0; Pt: 0,8;<br>Sn: 4,0; In: 16,0     | Zahnlegierung |
| Pallorag 3            | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 25,0; Pd: 13,0; Ag: 51,0; Pt: 2,0;<br>Cu: 8,4; Zn: 0,6      | Zahnlegierung |
| Pallorag 11           | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 1,5; Pd: 28,5; Ag: 70,0                                     | Zahnlegierung |
| Pallorag 33           | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 10,0; Pd: 20,0; Ag: 59,5; Cu: 9,5;<br>Zn: 1,0               | Zahnlegierung |
| Pallorag 35           | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 35,0; Pd: 10,5; Ag: 41,0; Pt: 1,0;<br>Cu: 12,0; In: 0,5     | Zahnlegierung |
| Pallum 3              | Evis/Allgemeine/<br>1981                  | Au: 2,0; Pd: 27,5; Ag: 58,5; Cu: 10,6;<br>Zn: 1,3               | Zahnlegierung |
| Pangold               | Hafner/Hafner/<br>1932                    | Au: 5,0; Pd: 23,0; Ag: 59,0; Cu: 12,0;<br>Zn: 1,0               | Zahnlegierung |
| Pangold Blech         | Hafner/Hafner/<br>1932                    | Au: 4,0; Pd: 27,0; Ag: 69,0                                     | Zahnlegierung |
| Pangold Draht         | Hafner/Hafner/<br>1932                    | Au: 4,0; Pd: 27,0; Ag: 61,0; Pt: 2,0; Cu: 5,0;<br>Zn: 1,0       | Zahnlegierung |
| Pangold Draht KfO     | Hafner/Hafner/<br>1932                    | Au: 2,0; Pd: 41,0; Ag: 40,0; Pt: 9,0; Cu: 8,0                   | Zahnlegierung |
| Pangold G1            | Hafner/Hafner/<br>1985                    | Au: 18,0; Pd: 20,0; Ag: 39,0; Cu: 2,0;<br>Zn: 5,0; In: 16,0     | Zahnlegierung |
| Pangold Keramik N     | Hafner/Hafner/<br>1989                    | Au: x; Pd: 54,7; Ag: 35,0; Sn: 6,0; In: 3,0;<br>Ga: x           | Zahnlegierung |
| Pangold Keramik<br>N2 | Hafner/Hafner/<br>1989                    | Au: 15,0; Pd: 52,3; Ag: 20,0; Pt: x; Sn: 5,5;<br>In: 6,0; Ga: x | Zahnlegierung |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                    | Verwendung                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pangold Keramik<br>SF                     | Hafner/Hafner/<br>1983                    | Au: 2,0; Pd: 73,5; Cu: 8,5; Sn: 16,0                                                                                                                                                            | Zahnlegierung                         |
| Pangold Keramik<br>SF2                    | Hafner/Hafner/<br>1985                    | Au: 1,5; Pd: 78,5; Cu: 11,5; Ga: 8,5                                                                                                                                                            | Zahnlegierung                         |
| PD Temporary<br>Guttapercha Stop-<br>ping | Ubert                                     | natürlicher Gummi mit Zinkoxid                                                                                                                                                                  | Provisorium                           |
| PD Universallot<br>(Erstlot)              | Ubert                                     | Cu: 20,00; Sn: 4,00; Ag: 45,00; Zn: 8,00                                                                                                                                                        | Dentalloy                             |
| PD Universallot                           | Ubert                                     | Au: 64,00; Cu: 17,60; Ag: 5,20; Zn: 15,00                                                                                                                                                       | Dentalloy                             |
| PDA 2000                                  | Keppeler & Wöhrl/<br>Jeneric/1986         | Co: 63,7; Cr: 29,3; Mo: 5,5; sonst: 1,5                                                                                                                                                         | Kobalt-<br>Legierung                  |
| Pekatray                                  | Bayer Dental                              | PMMA                                                                                                                                                                                            | Abdrucklöffel                         |
| Pepsodent                                 | Elida Gibbs                               | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat 1,30,<br>Cellulose-Gum, Sorbitol, PEG-32, Aroma-<br>stoff, Natriumsaccharin, Natriummonofluor-<br>phosphat, Wasser                                         | Zahnpasta                             |
| Perform                                   | Schülke & Mayr                            | Kaliumperoxomonosulfat, Natriumbenzoat,<br>Weinsäure                                                                                                                                            | Desinfektion                          |
| Periogard                                 | Colgate-Palmolive                         | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Cellu-<br>lose-Gum, Sorbitol, Wasser, Aromastoff,<br>Natriumsaccharin, Natriummonofluorphos-<br>phat, Sanguinaria Extract, Zink-Chlorid,<br>Zitronensäure | Zahnpasta                             |
| Peripac                                   | Haupt                                     | Calciumsulfat, Zinksulfat, Zinkoxid                                                                                                                                                             | Mittel für<br>Parodontal-<br>therapie |
| Permador                                  | Degussa                                   | Au: 60; Pt: 25; Pd: 15                                                                                                                                                                          | Fertigteile aus<br>Metall             |
| Permagum<br>Adhesive                      | Espe                                      | Silikon-Basis                                                                                                                                                                                   | Abformmasse                           |
| Permaplast                                | Müller &<br>Weygandt                      | Quarz, Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                           | Kunststoff                            |
| Permaplast LH                             | Müller &<br>Weygandt                      | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub> , Alumosilikat                                                                                                                                                   | Kunststoff                            |
| Permlastic Adhäsiv                        | Kerr                                      | Synth. Elastomer, Aceton etc.                                                                                                                                                                   | Abformmasse                           |
| Pernox                                    | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 61,5; Pd: 18,4; Pt: 20,1                                                                                                                                                                    | Zahnlegierung                         |

| Produktname                         | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)           | Verwendung                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pharyngocin                         | Upjohn                                    | Erythromycin                                                           | Antibiotikum               |
| Phosphacap                          | Vivadent                                  | Phosphate                                                              | Befestigungs-<br>material  |
| Phosphatzement                      | Drala                                     | Phosphate                                                              | Befestigungs-<br>material  |
| Phosphatzement<br>Bayer normal      | Bayer Dental                              | Phosphate                                                              | Befestigungs-<br>material  |
| Phosphatzement<br>Bayer schnell     | Bayer Dental                              | Phosphate                                                              | Befestigungs-<br>material  |
| Phosphatzement<br>normalabbindend   | Bayer Dental                              | Pulver: ZnO, MgO, Flüssigkeit: H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>          | Unterfüllungs-<br>material |
| Phosphatzement-<br>schnellabbindend | Bayer Dental                              | Pulver: ZnO, MgO, Flüssigkeit: H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>          | Unterfüllungs-<br>material |
| Pirec                               | Metalor                                   | Legierung: Ti6Al4V                                                     | Endostift                  |
| Pivotherm                           | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1977               | Au: 46,4; Pd: 24,4; Pt: 28,9                                           | Zahnlegierung              |
| Plastopaste                         | Ubert                                     | Zinkoxid-Eugenol                                                       | Abformmasse                |
| Plastor                             | Ubert                                     | Zinkoxid in Verbindung mit Calciumsulfat-<br>Hemihydrat                | Provisorium                |
| PlatinLloyd A                       | Bego/Bego/1960                            | Au: 78,0; Pd: 1,0; Ag: 13,0; Pt: 7,0; Cu: x;<br>In: x                  | Zahnlegierung              |
| PlatinLloyd B                       | Bego/Bego/1960                            | Au: 78,0; Pd: 2,0; Ag: 16,0; Pt: 0,5; Cu: 3,0;<br>In: x                | Zahnlegierung              |
| PlatinLloyd C                       | Bego/Bego/1980                            | Au: 74,0; Pd: 3,5; Ag: 10,5; Pt: 0,5;<br>Cu: 11,0; Zn: x               | Zahnlegierung              |
| PlatinLloyd G                       | Bego/Bego/1960                            | Au: 78,0; Pd: 2,0; Ag: 10,0; Pt: 0,5; Cu: 7,5;<br>Zn: x                | Zahnlegierung              |
| PlatinLloyd M                       | Bego/Bego/1960                            | Au: 70,0; Pd: 1,0; Ag: 11,7; Pt: 5,0;<br>Cu: 10,0; Sn: x; Zn: x; In: x | Zahnlegierung              |
| Platinor AK1                        | Heimerle +<br>Meule/1982                  | Au: 33,0; Pd: 54,0; Cu: 2,5; Sn: x; In: 6,4;<br>Ga: 3,2                | Zahnlegierung              |
| Platinor AM1                        | Heimerle +<br>Meule/1979                  | Au: 84,5; Pd: 3,2; Ag: x; Pt: 9,3; Cu: x;<br>Sn: x; In: x              | Zahnlegierung              |
| Platinor AM2                        | Heimerle +<br>Meule/1980                  | Au: 82,0; Pd: 7,0; Ag: x; Pt: 8,0; Cu: x;<br>Sn: x; In: x              | Zahnlegierung              |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname       | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)    | Verwendung    |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Platinor AM3      | Heimerle +<br>Meule/1980                  | Au: 77,0; Pd: 9,0; Ag: x; Pt: 8,8; Cu: x;<br>Sn: x; In: x       | Zahnlegierung |
| Platinor AM4      | Heimerle +<br>Meule/1983                  | Au: 59,5; Pd: 32,5; Cu: x; Sn: 4,7; In: 2,6                     | Zahnlegierung |
| Platinor AM5      | Heimerle +<br>Meule/1988                  | Au: 52,0; Pd: 38,0; In: 8,5; Ga: x                              | Zahnlegierung |
| Platinor AM70     | Heimerle +<br>Meule/1988                  | Au: 70,0; Pd: 18,0; Ag: 2,1; Pt: 5,1; Cu: x;<br>Sn: x; In: 2,7  | Zahnlegierung |
| Platinor AM97     | Heimerle +<br>Meule/1990                  | Au: 87,0; Pt: 10,0; In: 3,0                                     | Zahnlegierung |
| Platinor AM-Lot   | Heimerle + Meule                          | Au: 80,00; Pd: 7,50; Cu: 3,90; Ag: 8,00;<br>Zn: x               | Dentallot     |
| Platinor CF4      | Heimerle +<br>Meule/1981                  | Au: 69,0; Pd: 6,0; Ag: 17,7; Pt: 4,0; Zn: 3,3                   | Zahnlegierung |
| Platinor Cf-Lot 1 | Heimerle + Meule                          | Au: 55,00; Pd: 4,05; Sn: 2,40; Ag: 30,70;<br>In: 3,40; Zn: 4,40 | Dentallot     |
| Platinor CF-Lot 2 | Heimerle + Meule                          | Au: 52,00; Pd: 2,55; Sn: 2,40; Ag: 35,20;<br>In: 3,40; Zn: 4,40 | Dentallot     |
| Platinor G3       | Heimerle +<br>Meule/1955                  | Au: 73,5; Pd: 2,0; Ag: 13,0; Pt: 2,5; Cu: 7,5;<br>Zn: x         | Zahnlegierung |
| Platinor G4       | Heimerle +<br>Meule/1955                  | Au: 69,8; Pd: 2,0; Ag: 13,6; Pt: 4,0; Cu: 9,1;<br>Zn: x         | Zahnlegierung |
| Platinor K        | Heimerle +<br>Meule/1955                  | Au: 79,2; Pd: 2,0; Ag: 14,8; Pt: x; Cu: 3,5                     | Zahnlegierung |
| Platinor K-G      | Heimerle +<br>Meule/1955                  | Au: 79,0; Pd: x; Ag: 13,5; Pt: x; Cu: 3,8;<br>Zn: 2,0           | Zahnlegierung |
| Platinor R        | Heimerle +<br>Meule/1955                  | Au: 79,0; Pd: 3,0; Ag: 13,5; Pt: 4,5                            | Zahnlegierung |
| Platinor SV-D     | Heimerle +<br>Meule/1955                  | Au: 66,5; Pd: x; Ag: 12,5; Pt: 7,5; Cu: 11,0;<br>Sn: x; Zn: x   | Zahnlegierung |
| Platinor SV-G     | Heimerle +<br>Meule/1955                  | Au: 65,5; Pd: x; Ag: 13,5; Pt: 9,0; Cu: 10,0;<br>Zn: x          | Zahnlegierung |
| Platinor WD       | Heimerle +<br>Meule/1979                  | Au: 60,0; Pd: 15,0; Pt: 25,0                                    | Zahnlegierung |
| Platinor-Lot 1    | Heimerle + Meule                          | Au: 70,00; Pd: 1,00; Cu: 7,00; Pt: x;<br>Ag: 11,00; Zn: 10,00   | Dentallot     |

| Produktname/                        | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                            | Verwendung                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Platinor-Lot 2                      | Heimerle + Meule                          | Au: 70,00; Pd: x; Cu: 4,50; Pt: x; Ag: 12,00;<br>Zn: 12,00                                                                                                                                                                              | Dentallot                  |
| Platorit                            | Dentaurum                                 | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                                                           | Einbettmasse               |
| Plax Mint-frisch                    | Taylor Kosmetik                           | Wasser, Glycerin, Alkohol, Zitronensäure,<br>Xanthan, Saccharin, D & C Yellow No. 10,<br>FD & C Blue No. 1, Aromastoff, Natrium-<br>benzoat, Polysorbat 20, Natriumbicarbonat,<br>Natriumlaurylsulfat, Allantoin, Natriumsali-<br>cylat | Mundpflege-<br>mittel      |
| Plax-Zahnspülung<br>gegen Zahnbelag | Taylor Kosmetik                           | Wasser, Glycerin, Alkohol, Zitronensäure,<br>Xanthan Gum, Saccharin, FD & RED No.<br>40, Aromastoff, Polysorbat 20, Natriumbi-<br>carbonat, Natriumlaurylsulfat, Natriumsali-<br>cylat, Natriumbenzoat, Allantoin                       | Mundpflege-<br>mittel      |
| Pluto 2                             | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 71,0; Pd: 2,5; Ag: 16,9; Cu: 8,5; Zn: x                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung              |
| Pluto 2P                            | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 74,5; Pd: 3,5; Ag: 11,9; Cu: 9,0; Zn: x                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung              |
| Pluto 3                             | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 66,0; Pd: 4,0; Ag: 19,9; Pt: 9,0; Zn: x                                                                                                                                                                                             | Zahnlegierung              |
| Pluto 4                             | Elephant/<br>Elephant/1978                | Au: 66,5; Pd: 3,5; Ag: 14,7; Cu: 14,0; Zn: x                                                                                                                                                                                            | Zahnlegierung              |
| Polofil                             | Voco                                      | Ba-Glas, Li-Al-Silikat, Vorpolymerisat                                                                                                                                                                                                  | Kunststoff                 |
| Polofil Molar                       | Voco                                      | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                          | Kunststoff                 |
| Poly F Plus                         | DeTrey Dentsply                           | ZnO, MgO, Polyacrylsäure                                                                                                                                                                                                                | Unterfüllungs-<br>material |
| Poly F Plus                         | DeTrey Dentsply                           | Polycarboxylate                                                                                                                                                                                                                         | Befestigungs-<br>material  |
| Polycarboxylat-<br>Zement           | Drala                                     | ZnO, MgO, Feldspat, Flußspat, Polyacryl-<br>säure, H <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                     | Unterfüllungs-<br>material |
| Polyether Adhesive                  | Espe                                      | Kautschuk-Basis                                                                                                                                                                                                                         | Abformmasse                |
| Polyvest                            | Frankonia                                 | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                                        | Einbettmasse               |
| Pontallor-Lot                       | Degussa                                   | Au: 50,00; Pd: x; Cu: 5,00; Ag: 28,00;<br>In: 2,00; Zn: 14,00                                                                                                                                                                           | Dentallot                  |
| Ponto Rex                           | Bego/Bego/1989                            | Au: 82,5; Pd: 6,1; Ag: 3,4; Pt: 7,4                                                                                                                                                                                                     | Zahnlegierung              |
| PontoLloyd P                        | Bego/Bego/1977                            | Au: 77,5; Pd: 8,9; Ag: x; Pt: 9,9; Cu: x;<br>Sn: x; In: x                                                                                                                                                                               | Zahnlegierung              |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)        | Verwendung    |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| PontoLloyd S     | Bego/Bego/1983                            | Au: 77,5; Pd: 8,1; Pt: 8,9; Cu: x; Sn: x; In: x                     | Zahnlegierung |
| Pontoloyd Lot    | Bego                                      | Au: 80,00; Pd: 5,50; Cu: x; Sn: 1,00;<br>Pt: 1,50; Ag: 11,50; In: x | Dentalloy     |
| Pontor 2         | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 63,0; Pd: 3,0; Ag: 20,0; Pt: 0,5;<br>Cu: 12,0; Zn: x            | Zahnlegierung |
| Pontor 4 CF      | Metalor/Metalor/<br>1987                  | Au: 65,1; Pd: 10,0; Ag: 18,9; Sn: x; Zn: x;<br>In: 4,0              | Zahnlegierung |
| Pontostar        | Bego/Bego/1977                            | Au: 85,0; Pd: 0,6; Pt: 11,6; In: 1,5                                | Zahnlegierung |
| Pontostar Lot    | Bego                                      | Au: 78,00; Pd: 5,00; Cu: x; Sn: 1,00;<br>Ag: 15,00; In: x           | Dentalloy     |
| Pors-on 4        | Degussa/Degussa/<br>1983                  | Pd: 57,8; Ag: 30,0; Sn: 6,0; Zn: x; In: 4,0                         | Zahnlegierung |
| Porta AB76       | Wieland/Wieland/<br>1976                  | Au: 84,5; Pd: 4,5; Ag: 0,5; Pt: 8,3; Cu: x;<br>Sn: x; In: x         | Zahnlegierung |
| Porta AB88       | Wieland/Wieland/<br>1988                  | Au: 85,5; Pd: 1,5; Ag: 0,4; Pt: 10,0; Cu: x;<br>Zn: x; In: x        | Zahnlegierung |
| Porta Bio99      | Wieland/Wieland/<br>1988                  | Au: 84,0; Pd: 0,5; Pt: 14,5; In: x                                  | Zahnlegierung |
| Porta K10        | Wieland/Wieland/<br>1952                  | Au: 66,0; Ag: 11,5; Pt: 9,5; Cu: 12,5                               | Zahnlegierung |
| Porta K5         | Wieland/Wieland/<br>1930                  | Au: 70,0; Ag: 10,0; Pt: 5,0; Cu: 15,0                               | Zahnlegierung |
| Porta kf Lot M-1 | Wieland                                   | Au: 71,00; Pd: 2,00; Ag: 17,00; Zn: 10,00                           | Dentalloy     |
| Porta kf Lot W-2 | Wieland                                   | Au: 68,00; Pd: 1,00; Ag: 19,00; Zn: 12,00                           | Dentalloy     |
| Porta KL         | Wieland/Wieland/<br>1975                  | Au: 85,5; Pd: 0,8; Ag: 0,8; Pt: 10,2; Cu: x;<br>Sn: x; In: x        | Zahnlegierung |
| Porta Lot II-O   | Wieland                                   | Au: 72,00; Pd: 2,00; Cu: 16,00; Ag: 1,00;<br>Zn: 9,00               | Dentalloy     |
| Porta Lot M-1    | Wieland                                   | Au: 71,00; Pd: 1,00; Cu: 3,00; Ag: 15,00;<br>Zn: 10,00              | Dentalloy     |
| Porta Lot W-2    | Wieland                                   | Au: 68,00; Pd: 1,00; Cu: 3,00; Ag: 16,00;<br>Zn: 12,00              | Dentalloy     |
| Porta N-1        | Wieland                                   | Au: 71,00; Pd: 1,00; Cu: 3,00; Ag: 15,00;<br>Zn: 10,00              | Dentalloy     |
| Porta PS         | Wieland/Wieland/<br>1950                  | Au: 60,0; Pd: 15,0; Pt: 25,0                                        | Zahnlegierung |

| Produktname                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)       | Verwendung                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Porta SMK80                  | Wieland/Wieland/<br>1980                  | Au: 50,5; Pd: 38,3; Cu: x; In: 9,0; Ga: x                          | Zahnlegierung                                            |
| Porta SMK82                  | Wieland/Wieland/<br>1982                  | Au: 57,5; Pd: 31,5; Pt: 1,5; In: 8,0; Ga: x                        | Zahnlegierung                                            |
| Porta SMK84                  | Wieland/Wieland/<br>1979                  | Au: 50,1; Pd: 31,5; Ag: 8,5; Pt: 1,0; Cu: 2,4;<br>Sn: 3,5; In: 3,0 | Zahnlegierung                                            |
| Porta V-1                    | Wieland                                   | Au: 48,00; Pd: 18,70; Cu: 9,40; Ag: 23,90                          | Dentalloy                                                |
| Porta V-2                    | Wieland                                   | Au: 80,00; Pd: 7,00; Cu: 3,20; Ag: 8,00;<br>Zn: 1,80               | Dentalloy                                                |
| Porta V-3                    | Wieland                                   | Au: 71,90; Pd: 7,70; Cu: 1,60; Ag: 16,00;<br>Zn: 2,80              | Dentalloy                                                |
| Portadur 1                   | Wieland/Wieland/<br>1954                  | Au: 72,0; Pd: 3,0; Ag: 9,5; Pt: 3,0; Cu: 11,3;<br>Zn: x            | Zahnlegierung                                            |
| Portadur 2                   | Wieland/Wieland/<br>1954                  | Au: 70,4; Pd: 1,8; Ag: 13,6; Pt: 3,9; Cu: 9,1;<br>Zn: x            | Zahnlegierung                                            |
| Portadur 3                   | Wieland/Wieland/<br>1960                  | Au: 69,0; Ag: 7,0; Pt: 6,0; Cu: 16,7; Zn: x                        | Zahnlegierung                                            |
| Portadur kf                  | Wieland/Wieland/<br>1980                  | Au: 69,0; Pd: 6,0; Ag: 16,0; Pt: 4,0; Zn: 3,0                      | Zahnlegierung                                            |
| Portadur P                   | Wieland/Wieland/<br>1975                  | Au: 77,0; Pd: 10,5; Ag: 1,9; Pt: 7,1; Cu: x;<br>Sn: x; In: 2,7     | Zahnlegierung                                            |
| Portadur P6                  | Wieland/Wieland/<br>1981                  | Au: 78,0; Pd: 8,0; Pt: 9,8; Sn: x; In: 4,0                         | Zahnlegierung                                            |
| Portagold                    | Wieland/Wieland/<br>1952                  | Au: 80,0; Pd: 1,8; Ag: 11,7; Pt: 0,5; Cu: 5,5;<br>Zn: x            | Zahnlegierung                                            |
| Portagold IN                 | Wieland/Wieland/<br>1986                  | Au: 91,7; Ag: 6,3; Pt: 0,5; Cu: x                                  | Zahnlegierung                                            |
| Poscal                       | Voco                                      | Pulver: ZnO, Flüssigkeit: H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>           | Unterfüllungs-<br>material,<br>Befestigungs-<br>material |
| 18er P.P.                    | Bego/Bego/1930                            | Au: 67,5; Ag: 12,5; Pt: 7,5; Cu: 10,0                              | Zahnlegierung                                            |
| 18er PP EM-Klam-<br>merdraht | Bego                                      | Au, Ag, Pt                                                         | Fertigteil aus<br>Metall                                 |
| Praecimycin                  | Molimin                                   | Erythromycin                                                       | Antibiotikum                                             |
| Preci-Plast L                | Krupp Medizin-<br>technik                 | Polystyrol                                                         | Abformlöffel                                             |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname /                                                    | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe) | Verwendung                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PRE-Flux Gold Lot                                                | Bego                                      | Au: 73,00; Cu: 12,50; Sn: 2,00; Ag: 9,50;<br>In: x; Zn: 3,00 | Dentallot                           |
| Priginal                                                         | Ihde                                      | Ba-Glas, sil. SiO <sub>2</sub>                               | Kunststoff                          |
| Priginal H                                                       | Ihde                                      | Ba-Glas                                                      | Kunststoff                          |
| Prim Solder                                                      | Nobil-Metal                               | Au: 78,00; Pd: 6,00; Cu: x; Ni: 14,10; Zn: x                 | Dentallot                           |
| Primallor 1                                                      | Degussa/Degussa/<br>1989                  | Au: 85,0; Pd: 3,2; Ag: 5,0; Pt: 5,0                          | Zahnlegierung                       |
| Primallor 2                                                      | Degussa/Degussa/<br>1989                  | Au: 80,0; Pd: 4,2; Ag: 3,0; Pt: 11,0                         | Zahnlegierung                       |
| Primallor 3                                                      | Degussa/Degussa/<br>1989                  | Au: 70,0; Pd: 15,0; Ag: 5,0; Pt: 7,5                         | Zahnlegierung                       |
| Primallor-Lot                                                    | Degussa                                   | Au: 78,00; Pd: x; Pt: x; Ag: 20,00                           | Dentallot                           |
| Primasept M                                                      | Schülke & Mayr                            | 1-Propanol, 2-Propanol, 2-Biphenylol                         | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Primor 4                                                         | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 63,0; Pd: 4,5; Ag: 18,3; Pt: x; Cu: 12,3;<br>Zn: x       | Zahnlegierung                       |
| Prisma Microfine                                                 | DeTrey Dentsply                           | hochdisperses SiO <sub>2</sub>                               | Kunststoff                          |
| Prisma-Fil                                                       | DeTrey Dentsply                           | Ba-Al-Börsilikat                                             | Kunststoff                          |
| Proclean                                                         | Promed                                    | Biguanide                                                    | Desinfektion                        |
| Proclean extra B<br>(für Absauganlagen)                          | Promed                                    | Biguanide                                                    | Desinfektion                        |
| Proclean extra (für<br>Absauganlagen)                            | Promed                                    | Biguanide                                                    | Desinfektion                        |
| Pro-Desomed-<br>Feucht                                           | Promed                                    | Ethanol, Isopropanol                                         | Desinfektion                        |
| Prof. Dr. Walkhoffs<br>ChKM-Lösung                               | Haupt                                     | 4-Chlorphenol, Kampfer, Menthol                              | Wurzelkanal-<br>behandlung          |
| Prof. Dr. Walkhoffs<br>Chlorphenol-<br>Kampfer-Thymol-<br>Lösung | Haupt                                     | 4-Chlorphenol, Kampfer, Menthol, Thymol                      | Wurzelkanal-<br>behandlung          |
| Prof. Dr. Walkhoffs<br>Chlorphenol-<br>Lösung                    | Haupt                                     | 4-Chlorphenol, Kampfer                                       | Wurzelkanal-<br>behandlung          |



| Produktname                                               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)    | Verwendung                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prof. Dr. Walkhoffs<br>Jodoformpaste                      | Haupt                                     | Jodoform, Menthol, 4-Chlorphenol,<br>Kampfer                    |                                           |
| Prof. Dr. Walkhoffs<br>Jodoformpaste m.<br>Menthol-Thymol | Haupt                                     | Jodoform, Menthol, Thymol, 4-Chlor-<br>phenol, Kampfer          |                                           |
| Profix Multi Reini-<br>gungstücher                        | Temca                                     | Zellstoff-Flockenvlies 1-lagig                                  | Reinigung                                 |
| Promanum                                                  | C. Petzold                                | Ethanol, 2-Propanol, 3,4,5,6-Tetrabrom-o-<br>kresol             | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |
| Promed Bohrerbad                                          | Promed                                    | Kaliumhydroxid                                                  | Desinfektion                              |
| Pro-Portion-Ultra-<br>schallkonzentrat                    | Jaschke                                   | organische und anorganische Wirkstoffe                          | Reinigung                                 |
| Prospector                                                | Scheftner/Jelenko/<br>1985                | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 38,0; Cu: 1,0;<br>Zn: 4,0; In: 17,0     | Zahnlegierung                             |
| Protemp II                                                | Espe                                      | Bisacryl-Composite                                              | Brücken-<br>material                      |
| Proth-Auro 22                                             | Metalor/Metalor/<br>1979                  | Au: 68,5; Pd: 3,8; Ag: 11,0; Pt: 3,5;<br>Cu: 11,7; Zn: x        | Zahnlegierung                             |
| Protor 1                                                  | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 85,0; Pd: 7,0; Ag: 8,0                                      | Zahnlegierung                             |
| Protor 2                                                  | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 74,5; Pd: 3,5; Ag: 12,0; Cu: 9,0; Sn: 1,0                   | Zahnlegierung                             |
| Protor 3                                                  | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 68,5; Pd: 4,0; Ag: 12,0; Pt: 2,4;<br>Cu: 10,6; Zn: 2,5      | Zahnlegierung                             |
| Protor 3 Draht                                            | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990          | Au: 68,5; Pd: 4,0; Ag: 12,0; Pt: 2,4;<br>Cu: 10,6; Zn: 2,5      | Zahnlegierung                             |
| Provicol                                                  | Voco                                      | Zinkoxid, Naturharze und Calciumhydroxid                        | Provisorium,<br>Befestigungs-<br>material |
| Provis                                                    | Favodent Karl<br>Huber                    | Zinkoxid in Verbindung mit Kaliumsulfat<br>und Mischpolymerisat | Provisorium                               |
| Proviso blend                                             | Blend-a-med                               | PMMA-Basis                                                      | Brücken-<br>material                      |
| Provisor.<br>Verschlußmittel                              | Bayer Dental                              | Zinksulfat                                                      | Provisorium                               |
| Provotest                                                 | Hoechst/1971                              | Dichlordifluormethan                                            | Kältespray                                |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                      | Verwendung                  |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PTM-45       | Scheftner/Jelenko/<br>1978                | Au: 45,0; Pd: 40,0; Ag: 5,0; In: 8,5; Ga: 1,5                                                                     | Zahnlegierung               |
| PTM-88       | Scheftner/Jelenko/<br>1984                | Pd: 88,0; Co: 4,0; Ga: 8,0                                                                                        | Zahnlegierung               |
| Pulpal       | Merz                                      | Pulver: Thymol, ZnO, Flüssigkeit: Zinkchlorid, Eugenol                                                            | Unterfüllungs-<br>material  |
| Pulpovital   | Lege Artis                                | Prednisolon-21-dihydrogenphosphat, Dinatriumsalz, Neomycinsulfat, Chloramphenicol, Lidocainhydrochloridmonohydrat | Dentin- und<br>Pulpenschutz |
| Pursept      | Merz                                      | Glyoxal, quaternäre Ammoniumverbindungen                                                                          | Desinfektion                |
| Pursept-N    | Merz                                      | Glutardialdehyd, Glyoxal, quaternäre Ammoniumverbindungen                                                         | Desinfektion                |
| Qualibond 1  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 51,4; Pd: 38,4; Cu: x; In: 6,6; Ga: x                                                                         | Zahnlegierung               |
| Qualibond 2  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 51,2; Pd: 38,6; In: 8,6; Ga: x                                                                                | Zahnlegierung               |
| Qualibond 4  | Stomed/Qualident/<br>1989                 | Au: 45,0; Pd: 38,9; Ag: 5,0; Cu: x; Sn: x; In: 8,5; Ga: x                                                         | Zahnlegierung               |
| Qualiceram 2 | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 81,0; Pd: 2,1; Ag: 3,0; Pt: 12,0; In: x                                                                       | Zahnlegierung               |
| Qualiceram 3 | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 84,4; Pd: 4,6; Pt: 7,9; Cu: x; In: 2,6                                                                        | Zahnlegierung               |
| Qualiceram 4 | Stomed/Qualident/<br>1989                 | Au: 75,0; Pd: 18,5; Ag: 1,5; Cu: x; Sn: x; Zn: x; In: x                                                           | Zahnlegierung               |
| Qualifil 1   | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 60,7; Ag: 16,0; Pt: 14,0; Cu: 9,3                                                                             | Zahnlegierung               |
| Qualigold 1  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 87,4; Pd: 0,7; Ag: 11,5; Pt: 0,1; Zn: x                                                                       | Zahnlegierung               |
| Qualigold 2  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 79,3; Pd: 2,5; Ag: 12,5; Pt: 0,1; Cu: 5,0; Zn: x                                                              | Zahnlegierung               |
| Qualigold 3  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 72,0; Ag: 13,6; Pt: 3,0; Cu: 10,4; Zn: x                                                                      | Zahnlegierung               |
| Qualigold 4  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 68,5; Pd: 4,2; Ag: 12,5; Pt: 2,3; Cu: 10,3; Zn: 2,2                                                           | Zahnlegierung               |
| Qualipall 1  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 9,6; Zn: x; Ga: 9,0                                                                        | Zahnlegierung               |

| Produktname/ | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)    | Verwendung    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Qualipall 2  | Stomed/Qualident/<br>1989                 | Pd: 53,8; Ag: 38,0; Sn: 8,0                                     | Zahnlegierung |
| Qualiplus 1  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 61,5; Pd: 3,0; Ag: 28,0; Cu: 6,3; Zn: x                     | Zahnlegierung |
| Qualiplus 2  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 54,8; Pd: 6,2; Ag: 26,0; Cu: 10,9;<br>Zn: 2,1               | Zahnlegierung |
| Qualiplus 3  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 49,0; Pd: 5,0; Ag: 36,0; Cu: 9,7; Zn: x                     | Zahnlegierung |
| Qualiplus 4  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 20,0; Pd: 20,4; Ag: 39,5; Pt: 0,1;<br>Zn: 4,0; In: 16,0     | Zahnlegierung |
| Qualiplus 5  | Stomed/Qualident/<br>1990                 | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 29,0; Sn: x; Zn: x;<br>In: 4,0          | Zahnlegierung |
| Qualisold 1  | Stomed                                    | Au: 75,00; Pd: 4,00; Cu: 12,50; Ag: 1,10;<br>In: 4,80; Zn: 2,60 | Dentallot     |
| Qualisold 2  | Stomed                                    | Au: 75,00; Pd: 2,80; Cu: 12,50; Ag: 1,50;<br>In: 5,30; Zn: 2,90 | Dentallot     |
| Qualisold 3  | Stomed                                    | Au: 75,00; Pd: 0,30; Cu: 11,40; Ag: 4,80;<br>In: 5,50; Zn: 3,00 | Dentallot     |
| Qualisold 4  | Stomed                                    | Au: 75,00; Pd: 0,10; Cu: 10,89; Ag: 3,80;<br>In: 6,60; Zn: 3,60 | Dentallot     |
| Qualisold A1 | Stomed                                    | Au: 80,00; Cu: 2,00; Ni: 14,0; Zn: 3,90                         | Dentallot     |
| Qualisold A2 | Stomed                                    | Au: 75,00; Cu: 15,0; Zn: 4,0                                    | Dentallot     |
| Qualisold P1 | Stomed                                    | Au: 68,50; Pd: 17,0; Cu: 10,50; Zn: 3,50                        | Dentallot     |
| Qualisold P2 | Stomed                                    | Au: 80,00; Pt: 7,80; Ag: 10,50; Zn: 1,70                        | Dentallot     |
| Qualisold P3 | Stomed                                    | Au: 80,00; Pt: 7,50; Ag: 10,50; Zn: 2,00                        | Dentallot     |
| Qualisold S2 | Stomed                                    | Au: 75,00; Pd: 0,30; Cu: 11,40; Ag: 4,80;<br>In: 5,50; Zn: 3,00 | Dentallot     |
| Qualistar 1  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 25,0; Pd: 15,0; Ag: 52,0; Pt: 0,1;<br>Cu: 6,9; Zn: x        | Zahnlegierung |
| Qualistar 2  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 10,0; Pd: 19,0; Ag: 60,0; Cu: 9,5; Zn: x                    | Zahnlegierung |
| Qualistar 3  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 3,0; Pd: 20,5; Ag: 59,0; Pt: 4,0;<br>Cu: 11,3; Zn: x        | Zahnlegierung |
| Qualistar 4  | Stomed/Qualident/<br>1988                 | Au: 2,0; Pd: 27,4; Ag: 58,5; Cu: 10,4; Zn: x                    | Zahnlegierung |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                               | Verwendung                                      |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Quatohex         | Petzold                                   | Didecyldimethylammoniumchlorid, Benzalkoniumchlorid, Biguanidiniumacetat, polymeres Biguanid                                                                                               | Desinfektion                                    |
| Recessan         | Kreussler                                 | Polidocanol 3%, Aluminiumtrilactat, Anisöl, Benzalkoniumchlorid, Fenchelöl, Menthol, Natriumalginat, Natriumsaccharinat, Paraffin, Salbeiöl, Siliciumdioxid, Thymol, Titandioxid, Vaseline | Haftsalbe für die Mundschleimhaut               |
| Reflect Adhäsiv  | Kerr                                      | Ethylacetat                                                                                                                                                                                | Abformmasse                                     |
| Rema-Exakt       | Dentaurum                                 | phosphatgebunden                                                                                                                                                                           | Einbettmasse                                    |
| Remanium CD      | Dentaurum/<br>Dentaurum/1985              | Co: 65,0; Fe: 0,4; Cr: 28,0; Mo: 4,5; Si: 1,6; Mn: 0,2; Ce: 0,2; La: 0,1                                                                                                                   | Kobalt-Legierung                                |
| Remanium CS      | Dentaurum/<br>Dentaurum/1984              | Ni: 59,0; Co: 0,5; Fe: 1,2; Cr: 26,0; Mo: 11,0; Si: 1,5; C: 0,1; B: 0,2; Ce: 0,2; Al: 0,2                                                                                                  | Kobalt-Legierung                                |
| Remanium Gfh     | Dentaurum/<br>Dentaurum/1935              | Co: 65,0; Cr: 29,0; Mo: 4,5; Si: 0,5; C: 0,5; Mn: 0,5                                                                                                                                      | Kobalt-Legierung                                |
| Remanium GM 380  | Dentaurum/<br>Dentaurum/1935              | Co: 65,0; Cr: 29,0; Mo: 4,5; Si: 0,5; C: 0,6; Mn: 0,4                                                                                                                                      | Kobalt-Legierung                                |
| Remanium GM 700  | Dentaurum/<br>Dentaurum/1988              | Co: 61,7; Cr: 32,0; Mo: 5,0; Si: 0,5; C: 0,5; Mn: 0,3                                                                                                                                      | Kobalt-Legierung                                |
| Remanium G-weich | Dentaurum/<br>Dentaurum/1935              | Ni: 66,6; Cr: 26,0; Mo: 5,0; Si: 1,5; Mn: 0,6                                                                                                                                              | Nickel-Legierung                                |
| Remanium-Draht   | Dentaurum                                 | Cr: 18; Ni: 9                                                                                                                                                                              | Draht, Befestigungsmaterial                     |
| Rema-Star        | Dentaurum                                 | phosphatgebunden                                                                                                                                                                           | Einbettmasse                                    |
| Reocap           | Vivadent                                  | Pulver: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , $\text{ZnO}$ , $\text{SiO}_2$ , Flüssigkeit: Benzylsalicylat, Ethylenglycolmonosalicylat 50%                                                            | Dentin- und Pulpenschutz                        |
| Reocap           | Vivadent                                  | Pulver: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , $\text{ZnO}$ , $\text{SiO}_2$ , Flüssigkeit: Benzylsalicylat, Äthylenglycol-Monosalicylat                                                               | Unterfüllungsmaterial                           |
| Reocap-E         | Vivadent                                  | Pulver: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , Zeolith, $\text{ZnO}$ , $\text{Al}_2\text{O}_3$ , Flüssigkeit: Salicylsäure-ethylester, Ethylenglycolmonosalicylat, Celluloseacetobutyrat               | Dentin- und Pulpenschutz, Unterfüllungsmaterial |
| Reocap-Temp      | Vivadent                                  | Calciumhydroxid, Salicylat                                                                                                                                                                 | Befestigungsmaterial                            |

| Produktname                                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                              | Verwendung                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Reogan                                       | Vivadent                                  | Ca(OH) <sub>2</sub> , Mg(OH) <sub>2</sub> , CaO, Casein                                                                   | Dentin- und<br>Pulpschutz |
| Reogan-Rapid                                 | Vivadent                                  | Ca(OH) <sub>2</sub> , CaO, MgO, Casein, BaSO <sub>2</sub>                                                                 | Dentin- und<br>Pulpschutz |
| Reparaturlot für<br>Standardlegierung<br>750 | Argen                                     | Au: 57,90; Cu: 12,20; Ag: 18,20; In: 4,70;<br>Zn: 7,00                                                                    | Dentallot                 |
| Resifil                                      | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1951               | Au: 60,7; Ag: 16,0; Pt: 14,0; Cu: 9,3                                                                                     | Zahnlegierung             |
| Resilium N                                   | Renfert/Thyssen/<br>1982                  | Co: 64,0; Fe: 0,5; Cr: 28,6; Mo: 4,5; Nb: x;<br>Ti: x; W: x; Be: x; Ga: x; Si: 1,0; C: 0,4;<br>Mn: 1,0; P: x; S: x        | Kobalt-<br>Legierung      |
| Resilium S                                   | Renfert/Thyssen/<br>1982                  | Ni: x; Co: 62,2; Fe: 0,5; Cr: 30,0; Mo: 4,7;<br>Nb: x; Ti: x; W: x; Be: x; Ga: x; Si: 1,0;<br>C: 0,6; Mn: 1,0; P: x; S: x | Kobalt-<br>Legierung      |
| Resilloy                                     | Renfert/Neoloy/<br>1982                   | Co: 52,0; Fe: 0,9; Cr: 28,0; Nb: 0,6;<br>W: 12,0; Ga: 2,5; Si: 0,5; Ru: 2,5; Cu: 1,0                                      | Titan-<br>Legierung       |
| Resistor                                     | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1951               | Au: 67,0; Ag: 13,0; Pt: 8,0; Cu: 11,6; Zn: x                                                                              | Zahnlegierung             |
| Resistor 1                                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 88,0; Pd: 3,4; Ag: 8,0; Pt: 0,1; Zn: x                                                                                | Zahnlegierung             |
| Resistor 2                                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 79,0; Pd: 2,8; Ag: 12,0; Pt: 0,1; Cu: 4,1;<br>Zn: 2,0                                                                 | Zahnlegierung             |
| Resistor 3                                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 76,0; Pd: 2,0; Ag: 11,8; Pt: 0,5; Cu: 8,0;<br>Zn: x                                                                   | Zahnlegierung             |
| Resistor 4                                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1978               | Au: 69,0; Pd: 4,2; Ag: 12,5; Pt: 2,0;<br>Cu: 10,4; Zn: x                                                                  | Zahnlegierung             |
| Resistor A                                   | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1953               | Au: 88,5; Pd: 3,5; Ag: 8,0                                                                                                | Zahnlegierung             |
| Reto Haftlack                                | Kettenbach                                | Methylsilikonharz                                                                                                         | Abformmasse               |
| Rexillium III                                | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Ni: 76,0; Co: 0,5; Cr: 13,0; Mo: 3,0; Ti:<br>2,0; Be: 1,5; Ga: 1,0; Si: 1,0                                               | Nickel-<br>Legierung      |
| Rota-Spray                                   | KaVo                                      | synthetische Öle, Reinigungsmittel                                                                                        | Reinigung                 |
| Rotosept                                     | Dental-Liga                               | 2-Propanol, p-Chlor-m-kresol, o-Phenyl-<br>Phenol, Monoethylenglycol, Alkali, Edta-Na                                     | Desinfektion              |
| Ruscher Lötteinbet-<br>tungsmasse            | Übert                                     | gipsgebunden                                                                                                              | Lötteinbett-<br>masse     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname     | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                | Verwendung <sup>1)</sup> |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RX 91           | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1986          | Pd: 53,5; Ag: 37,5; Zn: 8,5                                                 | Zahnlegierung            |
| RX A            | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1981          | Au: 84,0; Ag: 12,0; Pt: 1,0                                                 | Zahnlegierung            |
| RX Aspen        | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1987          | Au: 5,5; Pd: 75,0; Ag: 6,5; Pt: 0,8; In: 6,0;<br>Ga 5,0                     | Zahnlegierung            |
| RX C            | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1980          | Au: 75,0; Pd: 3,0; Ag: 14,0; Pt: 3,0; Cu: 4,0                               | Zahnlegierung            |
| RX CB-20 KF     | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1982          | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 42,0; Zn: 2,0;<br>In: 12,0                          | Zahnlegierung            |
| RX CB-45        | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 45,0; Pd: 6,0; Ag: 40,0; Cu: 2,0;<br>Zn: 3,0; In: 2,0                   | Zahnlegierung            |
| RX G            | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 86,0; Pt: 10,0                                                          | Zahnlegierung            |
| RX IV           | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 68,0; Pd: 6,0; Ag: 12,0; Pt: 1,0; Cu: 3,0;<br>Sn: 1,0; Zn: 3,0; In: 2,0 | Zahnlegierung            |
| RX KB-2         | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 60,0; Pd: 4,0; Ag: 21,0; Cu: 7,0;<br>Zn: 3,0; In: 3,0                   | Zahnlegierung            |
| RX KB-3         | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 47,0; Pd: 6,5; Ag: 40,0; Cu: 5,0;<br>Zn: 1,0                            | Zahnlegierung            |
| RX KB-Star      | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 52,0; Pd: 8,0; Ag: 25,0; Cu: 7,0;<br>Zn: 3,0; In: 3,0                   | Zahnlegierung            |
| RX Lot 585 Fein | Jeneric, Keppeler<br>& Wöhr               | Au: 58,50; Cu: 12,00; Ag: 28,50; In: x;<br>Zn: x                            | Dentallot                |
| RX Lot 615 Fein | Jeneric, Keppeler<br>& Wöhr               | Au: 61,50; Cu: 12,00; Ag: 20,00; In: 3,50;<br>Zn: 3,00                      | Dentallot                |
| RX Lot 650 Fein | Jeneric, Keppeler<br>& Wöhr               | Au: 65,00; Cu: 18,50; Ag: 10,00; In: 2,50;<br>Zn: 2,50                      | Dentallot                |
| RX Lot Cn       | Jeneric, Keppeler<br>& Wöhr               | Au: 64,00; Pd: 10,00; Ag: 23,90; In: 3,50                                   | Dentallot                |
| RX Lot SP-CG    | Jeneric, Keppeler<br>& Wöhr               | Au: 68,00; Pd: 10,00; Sn: x; Ag: 12,00;<br>In: 4,50; Zn: 2,50               | Dentallot                |
| RX Lot WCG      | Jeneric, Keppeler<br>& Wöhr               | Au: 72,00; Pd: 14,00; Sn: x; Ag: 9,00; Zn: x                                | Dentallot                |
| RX Lot WLF      | Jeneric, Keppeler<br>& Wöhr               | Au: 61,50; Cu: x; Ni: 4,00; Ag: 21,50;<br>Zn: 12,00                         | Dentallot                |

| Produktname                         | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)       | Verwendung                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RX Naturelle                        | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1981          | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 10,0; Ga: 8,0                               | Zahnlegierung                              |
| RX Naturel-Lite                     | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1983          | Pd: 79,0; Cu: 9,0; In: 4,0; Ga: 6,0                                | Zahnlegierung                              |
| RX NY-SP                            | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 52,0; Pd: 5,0; Ag: 24,0; Cu: 7,0;<br>Sn: 3,0; Zn: 3,0; In: 4,0 | Zahnlegierung                              |
| RX PC-Star                          | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 45,0; Pd: 45,0; Zn: 3,0; In: 3,0; Ga: 2,0                      | Zahnlegierung                              |
| RX PMW                              | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Pd: 25,0; Ag: 72,0; Zn: 1,0; In: 2,0                               | Zahnlegierung                              |
| RX SFC-Star                         | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 52,0; Pd: 38,0; Sn: 1,0; In: 8,0; Ga: 1,0                      | Zahnlegierung                              |
| RX SP-CG                            | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 75,0; Pd: 13,0; Ag: 10,0; Sn: 1,0; In: 1,0                     | Zahnlegierung                              |
| RX-Yellow Cera-<br>mik              | Keppeler & Wöhr/<br>Jeneric/1969          | Au: 84,0; Pd: 6,0; Ag: 1,0; Pt: 7,0; Zn: 0,5;<br>In: 0,5           | Zahnlegierung                              |
| S + M Labor                         | Schülke & Mayr                            | nichtionische Tenside, Phosphate, Karbonat,<br>Korrosionsschutz    | Reinigung                                  |
| S + M Labor flüs-<br>sig            | Schülke & Mayr                            | Kalilauge, Phosphorsäure, Silikate, Korrosi-<br>onsschutz          | Reinigung                                  |
| S & M Matic 5                       | Schülke & Mayr                            | 2-Benzyl-4-Chlorphenol, 3-Methyl-4-Chlor-<br>phenol                | Desinfektion                               |
| Saap-Kunststoff für<br>Provisorien  | Roeko                                     | PMMA-Basis                                                         | Brücken-<br>material                       |
| Sagrodent Granulat                  | Schülke & Mayr                            | Natriumpercarbonat, Benzoylsalicylsäure                            | Reinigung,<br>Desinfektion                 |
| Sagrolind P Pflege-<br>lotion       | Schülke & Mayr                            | Öl-in-Wasser-Emulsion, Avocado-Öl                                  | Pflege- und<br>Schutzprä-<br>parat (Hände) |
| Sagrolind S Schutz-<br>creme Lotion | Schülke & Mayr                            | Öl-in-Wasser-Emulsion, Alpha-Bisabolol,<br>Allantoin               | Pflege- und<br>Schutzprä-<br>parat (Hände) |
| Sagromed HBV<br>Aero-Spray          | Schülke & Mayr                            | Ethanol, N-Propanol, Glutardialdehyd,<br>2-Ethylhexanol            | Desinfektion                               |
| Sagromed HBV<br>Pump-Spray          | Schülke & Mayr                            | Ethanol, 1-Propanol, Glutardialdehyd,<br>2-Ethylhexanal            | Desinfektion                               |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                             | Verwendung                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sagrosept                                | Schülke & Mayr                            | 1-Propanol, 2-Propanol, Milchsäure                                                                       | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |
| Sagrosept Tücher                         | Schülke & Mayr                            | 2-Propanol, 1-Propanol, Benzoesäure,<br>Milchsäure                                                       | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |
| Sagrotan Feindesin-<br>fektion           | Schülke & Mayr                            | 3-Methyl-4-chlorphenol, 2-Biphenylol,<br>2-Benzyl-4-chlorphenol                                          | Desinfektion<br>und Reinigung             |
| Sanaphten-Paste                          | Haupt                                     | Arg. chloratum 12,2, Aethacid. lact. 0,13,<br>Cinchocain chl. 0,43, Excip. ad suspens                    | Haftsalbe für<br>die Mund-<br>schleimhaut |
| Saphilox Stifte ISO<br>130               | Feldmühle                                 | monokristalline Aluminiumoxidkeramik                                                                     | Endostift                                 |
| Saphilox-Stifte ISO<br>130               | Feldmühle                                 | Saphir, monokristalline Aluminiumoxidkera-<br>mik                                                        | Endostift                                 |
| Schraubenim-<br>plantat nach<br>Heinrich | Protisa                                   | technisch reines Titan                                                                                   | Implantologie                             |
| Scutabond nF                             | Espe                                      | Zinkoxid-Eugenol                                                                                         | Befestigungs-<br>material                 |
| Sealapex-Kalzium-<br>hydroxid-Paste      | Kerr                                      | (nach dem Anmischen) Calciumoxid, Bari-<br>umsulfat, Zinkoxid, Titandioxid, Polymeres<br>Methylsalicylat | Wurzelkanal-<br>füllungsmasse             |
| Sebelin 150                              | Upjohn                                    | Clindamycin                                                                                              | Antibiotikum                              |
| Sekudrill                                | Henkel Cosmetic                           | Propylenglykol, Kaliumhydroxid                                                                           | Desinfektion                              |
| Sekusept Extra                           | Henkel Cosmetic                           | Glyoxal, Glutaraldehyd                                                                                   | Desinfektion<br>und Reinigung             |
| Sekusept forte                           | Henkel Cosmetic                           | Formaldehyd, Glyoxal, Glutaraldehyd,<br>Benzalkoniumchlorid                                              | Desinfektion<br>und Reinigung             |
| Sekusept Pulver                          | Henkel Cosmetic                           | Perborat, Tetraacetylenhydramin                                                                          | Desinfektion<br>und Reinigung             |
| Selector 3                               | Metalor/Metalor/<br>1984                  | Au: 20,0; Pd: 21,0; Ag: 38,7; Zn: 3,8;<br>In: 16,5                                                       | Zahnlegierung                             |
| Selfcleaner                              | Beycodent                                 | BC Ambiter D, NTA LX                                                                                     | Desinfektion<br>und Reinigung             |
| Semper Lloyd<br>Draht                    | Bego                                      | Au, Pt, Pd                                                                                               | Fertigteil aus<br>Metall                  |
| SemperLloyd                              | Bego/Bego/1968                            | Au: 61,0; Pd: 37,0; Pt: 2,0                                                                              | Zahnlegierung                             |



| Produktname                                       | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                             | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                             | Verwendung                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sensodyne                                         | Block Drug                                                            | Siliciumdioxid, Hostapon TC 42, Polyoxyethylen-Stearat, Guar-Gum, Hydroxyethylcellulose, Sorbitol, p-Hydroxybenzoesäuremethylester, p-Hydroxybenzoesäurepropylester, Süßstoffe, Pfefferminzöl, Strontiumchlorid Hexahydrat                               | Zahnpasta                     |
| Sensodyne F                                       | Block Drug                                                            | Siliciumdioxid, Dicalciumphosphat, Hostapon TC 42, Hydroxyäthyl Cellulose, Sorbitol, Glycerin, p-Hydroxybenzoesäuremethylester, p-Hydroxybenzoesäurepropylester, Menthol, Pfefferminz, Spearmintöle, Saccharin, Natriummonofluorophosphat, Kaliumchlorid | Zahnpasta                     |
| Septanin 0,1-Spray                                | Wybert                                                                | Alkohol, Aldehyde                                                                                                                                                                                                                                        | Desinfektion                  |
| Septanin plus<br>Instrumentendesinfektion         | Wybert                                                                | quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde                                                                                                                                                                                                                | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Septanin plus<br>Wisch- und Putz-<br>desinfektion | Wybert                                                                | quaternäre Ammoniumverbindungen                                                                                                                                                                                                                          | Desinfektion                  |
| Sheracast-A                                       | Shera Chemie-<br>Technik                                              | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                                                         | Einbettmasse                  |
| Sheracast-F                                       | Shera Chemie-<br>Technik                                              | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                                                         | Einbettmasse                  |
| Sherakeram                                        | Shera Chemie-<br>Technik                                              | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                                                                            | Einbettmasse                  |
| Sheralit                                          | Shera Chemie-<br>Technik/Shera<br>Chemie-Technik;<br>Implantcast/1980 | Co: 65,5; Fe: 0,5; Cr: 27,0; Mo: 6,0; Si: 0,5;<br>C: 0,5                                                                                                                                                                                                 | Kobalt-<br>Legierung          |
| Sheralit elastic                                  | Shera Chemie-<br>Technik/Shera<br>Chemie-Technik;<br>Implantcast/1988 | Co: 64,5; Cr: 30,0; Mo: 5,0; C: 0,5                                                                                                                                                                                                                      | Kobalt-<br>Legierung          |
| Sheralit flex                                     | Shera/Deloro/1978                                                     | Co: 66,5; Cr: 27,0; Mo: 0,3; C: 0,2                                                                                                                                                                                                                      | Kobalt-<br>Legierung          |
| Sheralit Imperial                                 | Shera Chemie-<br>Technik/Shera<br>Chemie-Technik;<br>Implantcast/1988 | Co: 64,2; Cr: 28,8; Mo: 6,3; Si: 0,5; C: 0,2                                                                                                                                                                                                             | Kobalt-<br>Legierung          |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname               | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                             | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                     | Verwendung                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sheralit royal            | Shera Chemie-<br>Technik/Shera<br>Chemie-Technik;<br>Implantcast/1988 | Co: 66,0; Fe: 0,6; Cr: 27,0; Mo: 6,0; C: 0,4                                                                                                                                                     | Kobalt-<br>Legierung               |
| Sheralit super hard       | Shera/Implantcast/<br>1988                                            | Co: 65,0; Fe: 0,6; Cr: 28,0; Mo: 6,0; C: 0,4                                                                                                                                                     | Zahnlegierung                      |
| Sheratray                 | Shera Chemie-<br>Technik                                              | PMMA                                                                                                                                                                                             | Abdrucklöffel                      |
| Sident 50                 | Evis/Walser-Bauer/<br>1981                                            | Au: 50,1; Pd: 36,5; Cu: 5,0; Sn: 0,5; In: 6,9;<br>Ga: 0,9                                                                                                                                        | Zahnlegierung                      |
| Sident 94                 | Evis/Allgemeine/<br>1983                                              | Au: 76,6; Pd: 8,9; Ag: 2,0; Pt: 9,0; Cu: 0,4;<br>Sn: 1,0; In: 1,9                                                                                                                                | Zahnlegierung                      |
| Sigamopen                 | Siegfried                                                             | Amoxicillin                                                                                                                                                                                      | Breitspek-<br>trum-Peni-<br>cillin |
| Signal                    | Elida Gibbs                                                           | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat,<br>Xanthan-Gum, Sorbitol, PEG-32, Aro-<br>mastoff, Natriumsaccharin, Natriummonofluo-<br>rophosphat, Wasser, Titanium Dioxid-Farbe                          | Zahnpasta                          |
| Signal Sport              | Elida Gibbs                                                           | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat,<br>Xanthan-Gum, Sorbitol, PEG-32, Glycerin,<br>Aromastoff, Natriumsaccharin, Natriummo-<br>nofluorophosphat, Wasser, Titanium<br>Dioxid-Farbe, Patentblau V | Zahnpasta                          |
| Signal                    | Elida Gibbs                                                           | Cetylpyridiniumchlorid, PEG-10, Cocoate,<br>Isopropylalkohol, Aromastoff, Saccharinna-<br>trium, Wasser, Zitronensäure, Monohydrat                                                               | Mundpflege-<br>mittel              |
| Silar                     | 3M Medica                                                             | pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                            | Kunststoff                         |
| Silavest                  | Siladent                                                              | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                                                                                                                    | Einbettmasse                       |
| Silberstifte              | Kerr                                                                  | Silber                                                                                                                                                                                           | Endostift                          |
| Silberstifte              | Maillefer                                                             | Legierung: Silber                                                                                                                                                                                | Endostift                          |
| Silfix                    | DeTrey Dentsply                                                       | Polysiloxan, Toluol                                                                                                                                                                              | Abformmasse                        |
| Sili-Haftlack             | Detax Karl Huber                                                      | Methylpolysiloxan                                                                                                                                                                                | Abformmasse                        |
| Silux                     | 3M Medica                                                             | pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                            | Kunststoff                         |
| Silux Plus Compo-<br>site | 3M Medica                                                             | pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                            | Kunststoff                         |
| Simidur N-1               | Wieland                                                               | Au: 38,00; Cu: 24,00; Ag: 37,00; Zn: 1,00                                                                                                                                                        | Dentalloy                          |

| Produktname                       | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                      | Verwendung                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Simidur S1                        | Wieland/Wieland/<br>1982                  | Pd: 60,0; Ag: 27,0; Sn: 7,0; Zn: x; In: 5,0                                       | Zahnlegierung                             |
| Simidur S2                        | Wieland/Wieland/<br>1983                  | Au: 2,0; Pd: 79,0; Cu: 9,5; Ga: 9,0                                               | Zahnlegierung                             |
| Simidur S2N                       | Wieland/Wieland/<br>1988                  | Au: 2,0; Pd: 78,8; Cu: 6,7; Sn: 2,0; In: 4,5;<br>Ga: 5,0                          | Zahnlegierung                             |
| Simidur S3                        | Wieland/Wieland/<br>1984                  | Au: 2,0; Pd: 77,5; Cu: 11,8; Zn: x; In: x;<br>Ga: 8,0                             | Zahnlegierung                             |
| Simidur V-1                       | Wieland                                   | Au: 80,00; Pd: 7,00; Cu: 3,20; Ag: 8,00;<br>Zn: 1,80                              | Dentallot                                 |
| SM Koos 10                        | Koos/Walser-<br>Bauer/1988                | Au: 2,0; Pd: 78,0; Cu: 13,0; Ga: 7,0                                              | Zahnlegierung                             |
| SM Koos 50                        | Koos/Walser-<br>Bauer/1988                | Au: 51,4; Pd: 38,4; Pt: 0,1; Cu: 0,4; Sn: 0,7;<br>In: 7,4; Ga: 1,3                | Zahnlegierung                             |
| SM Koos 51                        | Koos/Walser-<br>Bauer/1988                | Au: 51,5; Pd: 27,0; Ag: 18,0; Cu: 0,2;<br>Sn: 2,4; Zn: 0,7                        | Zahnlegierung                             |
| SM Koos 52                        | Koos/Walser-<br>Bauer/1988                | Au: 55,0; Pd: 10,0; Ag: 29,0; Sn: 0,5;<br>Zn: 1,4; In: 4,1                        | Zahnlegierung                             |
| SM Koos 60                        | Koos/Walser-<br>Bauer/1988                | Au: 57,0; Pd: 5,0; Ag: 24,5; Cu: 11,5;<br>Zn: 2,0                                 | Zahnlegierung                             |
| SM Koos 70                        | Koos/Walser-<br>Bauer/1988                | Au: 70,0; Pd: 2,0; Ag: 13,5; Pt: 4,4; Cu: 8,8;<br>Zn: 1,3                         | Zahnlegierung                             |
| SM Koos 90                        | Koos/Walser-<br>Bauer/1988                | Au: 76,8; Pd: 9,0; Ag: 1,5; Pt: 10,1; Cu: 0,3;<br>Sn: 0,7; In: 1,4                | Zahnlegierung                             |
| Softalind                         | C. Petzold                                | Ampho-Protein- und anionische Tenside,<br>rückfettende ÖlkompONENTEN, Emulgatoren | Reinigungs-<br>präparate<br>(Hände)       |
| Softa-Man                         | C. Petzold                                | Ethanol, 1-Propanol                                                               | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat       |
| Sokrena                           | Bode                                      | Didecylmethylammoniumchlorid                                                      | Desinfektion                              |
| Solaro 3                          | Metalor/Metalor/<br>1981                  | Au: 56,0; Pd: 5,0; Ag: 25,0; Pt: 0,5;<br>Cu: 11,8; Zn: x                          | Zahnlegierung                             |
| Solaro 4                          | Metalor/Metalor/<br>1983                  | Au: 51,0; Pd: 7,0; Ag: 27,0; Cu: 14,0; Zn: x                                      | Zahnlegierung                             |
| Solcoseryl Dental<br>Adhäsivpaste | Oral-B                                    | Solcoseryl 0,2%, Polidocanol 1%                                                   | Haftsalbe für<br>die Mund-<br>schleimbaut |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                             | Verwendung                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Soldavest                                     | G-C International                         | phosphatgebunden                                                                                         | Löteinbett-<br>masse                |
| Solder 20                                     | Nobil-Metal                               | Au: 78,00; Cu: 6,00; Sn: 4,00; Ag: 4,00;<br>In: 3,50; Zn: 4,50                                           | Dentallot                           |
| Solder Auro                                   | Nobil-Metal                               | Au: 60,00; Cu: 30,00; Ag: 1,00;<br>In: 5,00; Zn: 4,00                                                    | Dentallot                           |
| Solder Ceramit K<br>10/3                      | Nobil-Metal                               | Au: 58,00; Ag: 31,50; Zn: 10,50                                                                          | Dentallot                           |
| Solder Ceramit K<br>10/5                      | Nobil-Metal                               | Au: 58,00; Sn: x; Ag: 33,50; Zn: 8,00                                                                    | Dentallot                           |
| Solder White                                  | Nobil-Metal                               | Pd: 13,00; Cu: 21,00; Ag: 58,00; Zn: 8,00                                                                | Dentallot                           |
| Solitine                                      | Kerr                                      | Mineralgeist, Neutralisierer, Kiefernöl                                                                  | Reinigung                           |
| Special Inlay                                 | Scheftner/Jelenko/<br>1930                | Au: 83,0; Pd: 1,0; Ag: 10,0; Cu: 6,0                                                                     | Zahnlegierung                       |
| Spectra Tray                                  | Ivoclar                                   | Polyester, Urethan, Acrylat                                                                              | Abdrucklöffel                       |
| Speed-E                                       | Frankonia                                 | gipsgebunden                                                                                             | Löteinbett-<br>masse                |
| Speikorange                                   | Speiko                                    | Tenside, etherische Öle                                                                                  | Reinigung                           |
| Speiko-Septolan                               | Speiko                                    | Fettsäure-Ethersulfat, Polyethylenglykol-<br>Fettsäurediester, Sulfosuccinat, Glyceride,<br>Alkanolamide | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)  |
| Speikosol K                                   | Speiko                                    | synergistische Formulierung aus Aldehyden,<br>quaternären Verbindungen und Tensiden                      | Desinfektion                        |
| Speikosol S                                   | Speiko                                    | quaternäre Ammoniumverbindungen, Alde-<br>hyde, Tenside, Ethanol                                         | Desinfektion                        |
| Speziallot Novasol<br>1130 für Argistar<br>45 | Argen                                     | Au: 83,00; Pd: 11,00; Ni: x; In: 5,50                                                                    | Dentallot                           |
| Spitacid                                      | Henkel Cosmetic                           | Ethanol, Isopropanol, Benzylalkohol                                                                      | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Spitaderm                                     | Henkel Cosmetic                           | 2-Propanol, Chlorhexidindigluconat,<br>Wasserstoffperoxid                                                | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Splintline                                    | Ubert                                     | Ethyl, Methacrylat                                                                                       | Provisorium                         |
| Sporicidin                                    | Ash                                       | Glutaraldehyd, Phenol/Natriumphenolat                                                                    | Desinfektion<br>und Reinigung       |

| Produktname                | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                           | Verwendung     |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Spray E                    | Micro-Mega                                | 2-Propanol, 2-Phenylphenol, 2-Benzyl-4-chlorphenol, Benzalkoniumchlorid, Treibgas (Kohlenwasserstoffe) | Desinfektion   |
| Spray I                    | Micro-Mega                                | medizinische Weißöle, Treibgas (Kohlenwasserstoffe)                                                    | Desinfektion   |
| SR-Algicap „Rot“           | Ivoclar                                   | maschinell mischbar, Cap-Vibrator                                                                      | Abformmaterial |
| SR-Dupalflex               | Ivoclar                                   | staubfrei                                                                                              | Abformmaterial |
| SR-Dupalgin                | Ivoclar                                   | staubfrei                                                                                              | Abformmaterial |
| SR-Ivolen                  | Ivoclar                                   | PMMA                                                                                                   | Abdrucklöffel  |
| SR-Ivoseal „Neu“           | Ivoclar                                   | Polyethylmethacrylat                                                                                   | Abformmasse    |
| Stabilor G                 | Degussa/Degussa/<br>1974                  | Au: 58,0; Pd: 5,5; Ag: 23,3; Pt: x; Cu: 12,0;<br>Zn: x                                                 | Zahnlegierung  |
| Stabilor GL                | Degussa/Degussa/<br>1974                  | Au: 60,0; Pd: 3,5; Ag: 22,5; Pt: x; Cu: 12,0;<br>Zn: x                                                 | Zahnlegierung  |
| Stabilor NFIV              | Degussa/Degussa/<br>1977                  | Au: 55,0; Pd: 9,9; Ag: 29,0; Sn: x; Zn: x;<br>In: 4,0                                                  | Zahnlegierung  |
| Stabilor-Lot 710           | Degussa                                   | Au: 50,00; Pd: x; Cu: 5,00; Ag: 28,00;<br>In: 2,00; Zn: 14,00                                          | Dentallot      |
| Stahlgoldlot 750           | Heraeus Kulzer                            | Au: 42,00; Pd: 3,10; Cu: 16,50; Ag: 24,40;<br>In: 7,00; Zn: 4,00                                       | Dentallot      |
| Stahlgoldlot 910           | Heraeus Kulzer                            | Au: 80,00; Sn: x; Ni: 15,00; Zn: 4,00                                                                  | Dentallot      |
| Stahlgoldlot Nr. 15<br>M-1 | Wieland                                   | Au: 15,00; Pd: 25,00; Cu: 14,00; Ag: 36,00;<br>Zn: 0,50                                                | Dentallot      |
| Stahlgoldlot Nr. 80<br>M-1 | Wieland                                   | Au: 80,00; Ni: 15,00; Zn: 5,00                                                                         | Dentallot      |
| Stahlgoldlot Nr. 80<br>W-2 | Wieland                                   | Au: 80,00; Ni: 10,00; Ag: 1,00; Zn: 7,00;<br>Co: 2,00                                                  | Dentallot      |
| Stahlgoldlot-Lot<br>400    | Heimerle + Meule                          | Au: 20,00; Pd: 30,00; Cu: 18,00; Ni: 1,00;<br>Ag: 22,00                                                | Dentallot      |
| Stahlgoldlot-Lot<br>NS     | Heimerle + Meule                          | Au: 79,00; Ni: 15,50; Zn: 5,50                                                                         | Dentallot      |
| Stahllo 800                | Metalor                                   | Au: 80,00; Ni: 12,00; Zn: 8,00                                                                         | Dentallot      |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/           | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                         | Verwendung                         |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stammöform             | Bandelin                                  | Acetoxybenzoesäure, Na-Percarbonat,<br>Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibi-<br>toren           | Desinfektion                       |
| Stammolin              | Bandelin                                  | 1,5-Pentandiol, Didecyldimethylammonium-<br>chlorid, nichtionische Tenside, Inhibitoren,<br>Alkohole | Desinfektion                       |
| Standard               | Maedler                                   | Au: 75,00; Pd: 4,00; Cu: 12,50; Ag: 1,10;<br>In: 4,80; Zn: 2,60                                      | Dentallot                          |
| Standard               | Maedler                                   | Au: 75,00; Pd: 2,80; Cu: 12,50; Ag: 1,50;<br>In: 5,30; Zn: 2,30                                      | Dentallot                          |
| Standard               | Maedler                                   | Au: 75,00; Pd: 0,30; Cu: 11,40; Ag: 4,80;<br>In: 5,50; Zn: 3,00                                      | Dentallot                          |
| Standard               | Maedler                                   | Au: 75,00; Pd: 0,10; Cu: 10,90; Ag: 3,80;<br>In: 6,60; Zn: 3,60                                      | Dentallot                          |
| Standard S 2 Lot       | Metalor                                   | Au: 72,50; Pd: 2,50; Cu: 9,70; Ag: 8,00;<br>In: 2,50; Zn: 4,80                                       | Dentallot                          |
| Standard S 3 Lot       | Metalor                                   | Au: 70,00; Pd: 1,50; Cu: 10,30; Ag: 8,00;<br>In: 4,00; Zn: 6,20                                      | Dentallot                          |
| Standard S 4 Lot       | Metalor                                   | Au: 75,00; Cu: 9,00; Ag: 6,20; Zn: 6,00                                                              | Dentallot                          |
| Standard S 31 Lot      | Metalor                                   | Au: 37,50; Cu: 26,10; Ag: 34,50; Zn: 1,90                                                            | Dentallot                          |
| Standard S 32 Lot      | Metalor                                   | Au: 37,50; Cu: 24,50; Ag: 31,50; In: 6,50                                                            | Dentallot                          |
| Starolin               | Berodent/R und<br>Sohn/1983               | Co: 64,9; Fe: 0,6; Cr: 28,8; Mo: 4,9; Si: 0,1;<br>C: 0,3; Mn: x; Cu: 0,4; Sn: x                      | Kobalt-<br>Legierung               |
| StarVest-FFM           | Weber Dental                              | phosphatgebunden                                                                                     | Einbettmasse                       |
| StarVest-G             | Weber Dental                              | phosphatgebunden, graphithaltig                                                                      | Einbettmasse                       |
| StarVest-GF            | Weber Dental                              | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                        | Einbettmasse                       |
| StarVest-M             | Weber Dental                              | phosphatgebunden                                                                                     | Einbettmasse                       |
| Star-Vest-NEM          | Weber Dental                              | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                        | Einbettmasse                       |
| StarVest-Soft          | Weber Dental                              | phosphatgebunden, graphitfrei                                                                        | Einbettmasse                       |
| Stelliflamm S          | Flamarc/Flamarc/<br>1988                  | Co: 63,1; Cr: 31,5; Mo: 5,0; C: 0,4                                                                  | Kobalt-<br>Legierung               |
| Stellisept Waschlotion | Bode                                      | 2-Biphenylol, rückfettende Tenside, pfle-<br>gende Hautschutzstoffe, Parfümöle                       | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände) |
| Stellitor              | Maedler                                   | Au: 80,00; Cu: 2,00; Ni: 14,00; Zn: 3,90                                                             | Dentallot                          |

| Produktname/                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                | Verwendung                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stellivest                    | Flamarc                                                    | phosphatgebunden                                                            | Einbettmasse                        |
| Sterier-Öl                    | Favodent Karl<br>Huber                                     | synthetische Öle, Reinigungsmittel                                          | Reinigung                           |
| Sterier-Spray                 | Favodent Karl<br>Huber                                     | synthetische Öle, Reinigungsmittel                                          | Reinigung                           |
| Sterillium                    | Bode                                                       | 2-Propanol, 1-Propanol, Mecetroniumetil-<br>sulfat                          | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Strator 3                     | Degussa/Cendres<br>+ Metaux/1990                           | Au: 20,0; Pd: 20,0; Ag: 40,0; Zn: 4,0;<br>In: 16,0                          | Zahnlegierung                       |
| Structur                      | Voco                                                       | Isobutyl-Methacrylat, Polyethylmethacrylat                                  | Provisorium                         |
| Suncast-D                     | Scheftner/Jelenko/<br>1983                                 | Au: 55,0; Pd: 5,0; Ag: 28,5; Cu: 10,6;<br>Zn: 0,6; In: 0,3                  | Zahnlegierung                       |
| Super Span                    | Scheftner                                                  | gipsgebunden, graphithaltig                                                 | Einbettmasse                        |
| Superbite                     | Ubert                                                      | Zinkoxid-Eugenol                                                            | Abformmasse                         |
| Superium                      | Weber/DIHW/<br>1980                                        | Co: 63,0; Cr: 30,0; Mo: 5,5; Si: x; C: 0,5;<br>Mn: x                        | Zahnlegierung                       |
| Superium Binder-<br>Precision | Weber Dental                                               | ethylsilikatgebunden                                                        | Einbettmasse                        |
| Superium                      | Weber Dental/<br>DIHW/1980                                 | Co: 63,0; Cr: 30,0; Mo: 5,5; Si: x; C: 0,5;<br>Mn: x                        | Kobalt-<br>Legierung                |
| Superlux Molar                | Dental Material                                            | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub> , Alumosilikat                               | Kunststoff                          |
| Superlux P/P Ante-<br>rior    | Dental Material                                            | pyr. SiO <sub>2</sub> , amorphes SiO <sub>2</sub>                           | Kunststoff                          |
| Superlux P/P Poste-<br>rior   | Dental Material                                            | Ba-Glas, pyr. SiO <sub>2</sub> , Alumosilikat                               | Kunststoff                          |
| Superlux Solar                | Dental Material                                            | pyr. SiO <sub>2</sub> , amorphes SiO <sub>2</sub>                           | Kunststoff                          |
| Supra Conventional            | Roeko                                                      | Guttapercha                                                                 | Endostift                           |
| Supra ISO                     | Roeko                                                      | Guttapercha                                                                 | Endostift                           |
| Supranium                     | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1985 | Ni: 61,0; Co: 2,0; Fe: 1,5; Cr: 21,5;<br>Mo: 9,0; Nb: 4,0; Si: 0,5; Mn: 0,5 | Kobalt-<br>Legierung                |
| Symphony                      | Scheftner/Jelenko/<br>1985                                 | Au: 1,6; Pd: 26,5; Ag: 61,0; Cu: 6,9;<br>Zn: 2,0; In: 2,0                   | Zahnlegierung                       |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                       | Verwendung                  |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tab 2000          | Kerr                                      | Acrylat                                                                                                                                                                                            | Provisorium                 |
| Tector            | Lege Artis                                | Ca(OH) <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                | Dentin- und<br>Pulpenschutz |
| Tem Dent          | Weil-Dental                               | PMMA-Basis                                                                                                                                                                                         | Provisorium                 |
| Temp Bond         | Kerr                                      | ZnO, Irow Oxide Pig., Mineral Oil, Poly-<br>pale, Eugenol                                                                                                                                          | Unterfüllungs-<br>material  |
| Temp Bond         | Kerr                                      | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                                                                                   | Befestigungs-<br>material   |
| Temporan Dental   | Detax Karl Huber                          | Zinkoxid                                                                                                                                                                                           | Befestigungs-<br>material   |
| Tempron           | G-C International                         | PMMA-Basis                                                                                                                                                                                         | Provisorium                 |
| Temrex            | Übert                                     | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                                                                                   | Befestigungs-<br>material   |
| Tenet             | Vivadent                                  | Pulver: ZnO, MgO, Flüssigkeit: H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> ,<br>AlPO <sub>4</sub> , Zn <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>                                                             | Unterfüllungs-<br>material  |
| Tenet             | Vivadent                                  | Phosphate                                                                                                                                                                                          | Befestigungs-<br>material   |
| Tetrachrom        | Kaniedenta                                |                                                                                                                                                                                                    | Abform-<br>material         |
| Thera-med         | Henkel Cosmetic                           | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat,<br>Xanthan, Cellulose-Gum, Sorbitol, Glycerin,<br>Methylparaben, Anis, Eukalyptol, Pfeffer-<br>minz, Natriumfluorid, Natriumazacy-<br>cloheptan, Diphosphonat | Zahnpasta                   |
| Thera-med Gel     | Henkel Cosmetic                           | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat,<br>Xanthan, Cellulose-Gum, Sorbitol, Glycerin,<br>Methylparaben, Spearmint, Natriumfluorid,<br>Natriumazacycloheptan, Diphosphonat                            | Zahnpasta                   |
| Thera-med Kräuter | Henkel Cosmetic                           | Siliciumdioxid, Pfefferminz, Natriumfluorid,<br>Matricaria Extract, Sage Extract, Natriuma-<br>zacycloheptan, Diphosphonat, Rosmarin-<br>Extract                                                   | Zahnpasta                   |
| Thera-med Mint    | Henkel Cosmetic                           | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat,<br>Xanthan-Gum, Cellulose-Gum, Sorbitol,<br>Glycerin, Methylparaben, Pfefferminz,<br>Natriumfluorid, Natriumazacycloheptan,<br>Diphosphonat                   | Zahnpasta                   |



| Produktname     | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                           | Verwendung                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Thermoline      | Voco                                      | Natriumfluorid, Calciumfluorid                                                                                                                         | Dentin- und<br>Pulpenschutz,<br>Unterfüllungs-<br>material |
| Thermorein A    | Hager Dental                              | nichtionische Tenside, Phosphate, Silikate                                                                                                             | Reinigung                                                  |
| Thermorein B    | Hager Dental                              | nichtionische Tenside, organische Säuren,<br>Hilfsstoffe                                                                                               | Reinigung                                                  |
| Thermosept KSK  | Schülke & Mayr                            | organische Säuren, nichtionische Tenside,<br>Alkoholderivate                                                                                           | Reinigung                                                  |
| Thermosept NKP  | Schülke & Mayr                            | anorganische Säuren                                                                                                                                    | Reinigung                                                  |
| Thermosept RKF  | Schülke & Mayr                            | Alkali, Silikate, Phosphonate, Korrosionsin-<br>hibitoren                                                                                              | Reinigung                                                  |
| Thermovest      | Kerr                                      | phosphatgebunden                                                                                                                                       | Einbettmasse,<br>Löteinbett-<br>masse                      |
| Thermo-Wax      | Dentaurum                                 | Harz, Mikrowachse                                                                                                                                      | Ausblock-<br>masse                                         |
| Tickomed 2      | Bandelin                                  | Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid,<br>Phosphorsäure, Oxoalkohol, Fettsäurealka-<br>nolamid                                                           | Reinigung                                                  |
| Tickomed 1      | Bandelin                                  | Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid,<br>nichtionische Tenside, Inhibitoren, Phosphat                                                                    | Reinigung                                                  |
| Tickopur RD 4   | Bandelin                                  | nichtionische Tenside, Silikate, Phosphate                                                                                                             | Reinigung                                                  |
| Tickopur RD 5   | Bandelin                                  | Na-2-Phenylphenolat, Isopropanol, Na-<br>Hydroxid, nichtionische Tenside, anioni-<br>sches Tensid, Komplexbildner                                      | Reinigung                                                  |
| Tickopur RD 6   | Bandelin                                  | Salz der Zitronensäure, Natriumhydroxid                                                                                                                | Reinigung                                                  |
| Tickopur RD 8   | Bandelin                                  | nichtionische Tenside, anorg. Säure, Na-<br>Glycolat, Harnstoffderivat                                                                                 | Reinigung                                                  |
| Tickopur RD 9 V | Bandelin                                  | Didecyldimethylammoniumchlorid, Isopro-<br>panol, Natriumhydroxid, Natriummeta-<br>borat, Inhibitor, Acetylendiamintetraessig-<br>säure, Tetra-Na-Salz | Desinfektion<br>und Reinigung                              |
| Tickopur RD 50  | Bandelin                                  | Komplexbildner, Alkohole, nichtionische<br>Tenside, anionische Tenside, Na-Hydroxid,<br>Duftstoff                                                      | Reinigung                                                  |
| Tiefziehfolien  | Shera Chemie-<br>Technik                  | Polyethylen                                                                                                                                            | Abformlöffel                                               |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                                 | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe) | Verwendung                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ti-Flex-Stift                                               | Maillefer                                 | Legierung: Titan                                             | Endostift                           |
| tisa-Dent                                                   | Protisa                                   | Legierung: Reintitan                                         | Endostift                           |
| tisa-Duo                                                    | Protisa                                   | Legierung: Reintitan                                         | Endostift                           |
| tisa-Stift                                                  | Protisa                                   | Legierung: Reintitan                                         | Endostift                           |
| Titanium Vest (nur<br>für Ohara-Titan-<br>System)           | Ohara Tanaka                              | phosphatgebunden                                             | Einbettmasse                        |
| T-Lux clear                                                 | Scheu-Dental                              | Acrylatester Füllstoff                                       | Abdrucklöffel                       |
| Top Vest                                                    | Schütz-Dental                             | phosphatgebunden                                             | Einbettmasse                        |
| Topcast                                                     | Argen/Argen/1976                          | Au: 22,0; Pd: 18,0; Ag: 49,0; Cu: 6,0;<br>Zn: 5,0            | Zahnlegierung                       |
| Transfix-modifi-<br>zierte Transfixati-<br>onsstiftschraube | Straumann                                 | Legierung: Syntacoben                                        | Endostift                           |
| Transfix-Transfixa-<br>tionsstiftschraube                   | Straumann                                 | Legierung: Syntacoben                                        | Endostift                           |
| Tray Acryl 86                                               | Schütz-Dental                             | PMMA                                                         | Abdrucklöffel                       |
| Triad VLC Löffel-<br>material blau                          | DeTrey Detch                              | Urethandimethacrylat                                         | Abdrucklöffel                       |
| Triad VLC Löffel-<br>material transpa-<br>rent              | DeTrey Detch                              | Urethandimethacrylat                                         | Abdrucklöffel                       |
| Tricodont S                                                 | Bios/C. Schaefer/<br>1974                 | Au: 72,2; Pd: 1,9; Ag: 13,6; Pt: 4,7; Cu: 6,5;<br>Zn: 1,1    | Zahnlegierung                       |
| Tricodont-Klam-<br>merdraht                                 | Bios/C. Schaefer/<br>1965                 | Au: 70,0; Pd: 2,1; Ag: 12,0; Pt: 8,0; Cu: 7,2                | Zahnlegierung                       |
| Tridor SP                                                   | Bios/C. Schaefer/<br>1981                 | Au: 57,5; Pd: 4,0; Ag: 28,0; Pt: 1,0; Cu: 8,0;<br>Zn: 1,5    | Zahnlegierung                       |
| Triformin DH                                                | Dr. Weigert                               | Tenside, Alkohol, Mikrobizide Wirkstoffe                     | Einreibe-<br>und Wasch-<br>präparat |
| Triformin HR                                                | Dr. Weigert                               | Tenside, Seife, Hautschutzmittel                             | Reinigungs-<br>präparat<br>(Hände)  |
| Trikresol-Formalin-<br>Lösung                               | Speiko                                    | Kresol, Formaldehyd                                          | Wurzelkanal-<br>behandlung          |

| Produktname                              | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                    | Verwendung                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Trim                                     | Speiko                                    | PMMA-Basis                                                                                                                      | Provisorium                   |
| Trim II                                  | Übert                                     | Ethyl, Methacrylat                                                                                                              | Provisorium                   |
| Trim                                     | Übert                                     | Ethyl, Methacrylat                                                                                                              | Provisorium                   |
| Triodent                                 | Ihde                                      | Ba-Glas, sil. SiO <sub>2</sub>                                                                                                  | Kunststoff                    |
| Triodent VLC                             | Ihde                                      | Ba-Glas, Sil. SiO <sub>2</sub>                                                                                                  | Kunststoff                    |
| Tubli Senf<br>Zinkoxid-Eugenol-<br>Paste | Kerr                                      | (angemischt) Zinkoxid, Jodthymol, Wismut-<br>oxid, Eugenol                                                                      | Wurzelkanal-<br>Füllungsmasse |
| Ubistesin                                | Espe                                      | Articainhydrochlorid, Epinephrin, Natrium-<br>sulfid                                                                            | Lokalanästhe-<br>tikum        |
| Ubistesin forte                          | Espe                                      | Articainhydrochlorid, Epinephrin, Natrium-<br>sulfid                                                                            | Lokalanästhe-<br>tikum        |
| U-Lot 760                                | Heraeus Kulzer                            | Au: 73,00; Pd: 1,00; Pt: 1,00; Ag: 12,50;<br>Zn: 12,50                                                                          | Dentallot                     |
| U-Lot 820                                | Heraeus Kulzer                            | Au: 71,50; Pd: 1,00; Pt: 1,00; Ag: 16,00;<br>Zn: 10,50                                                                          | Dentallot                     |
| Ultracain D-S                            | Hoechst                                   | Articainhydrochlorid, Epinephrinhydro-<br>chlorid, Disulfid; in den Flaschen: Methyl-4-<br>hydroxybenzoat                       | Lokalanästhe-<br>tikum        |
| Ultracain D-S forte                      | Hoechst                                   | Articainhydrochlorid, Epinephrinhydro-<br>chlorid, Disulfid; in den Flaschen: Methyl-4-<br>hydroxybenzoat                       | Lokalanästhe-<br>tikum        |
| Ultra-Clean 2%                           | Dental-Liga                               | Nonionics, EDTA-Na-Salz                                                                                                         | Reinigung                     |
| Ultra-Gold                               | Scheftner/Jelenko/<br>1985                | Au: 87,5; Pd: 1,0; Pt: 10,0; Sn: 0,5; In: 0,5                                                                                   | Zahnlegierung                 |
| Ultraphos Woelm                          | Rorer                                     | Flüssigkeit: Aluminiumhydroxid, ZnO,<br>H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , Pulver: Hochgeglühte Oxide,<br>Phenylquecksilberacetat | Unterfüllungs-<br>material    |
| Uni Solder 2                             | Nobil-Metal                               | Au: 20,00; Pd: 10,00; Sn: 7,50; Ag: 50,00;<br>Zn: 11,50                                                                         | Dentallot                     |
| Unifast                                  | G-C International                         | PMMA-Basis                                                                                                                      | Provisorium                   |
| Unilot 1                                 | Degussa                                   | Au: 72,00; Pd: x; Pt: x; Ag: 16,00;<br>Zn: 10,00                                                                                | Dentallot                     |
| Unilot 2                                 | Degussa                                   | Au: 73,00; Pd: x; Pt: 1,9; Ag: 12,00;<br>Zn: 12,00                                                                              | Dentallot                     |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                        | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                          | Verwendung                |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Uni-Solder                         | Nobil-Metal                               | Au: 42,00; Cu: 3,00; Sn: x; Ag: 34,50;<br>In: 9,00; Zn: 11,00                                                                                                                                                                                         | Dentalloy                 |
| Universal Zink-<br>phosphat Zement | Orbis Dental                              | Phosphate                                                                                                                                                                                                                                             | Befestigungs-<br>material |
| Universal-Adhäsiv                  | Bayer Dental                              | Silikonharz                                                                                                                                                                                                                                           | Abformmasse               |
| Usinor 3                           | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 61,7; Pd: 3,3; Ag: 25,0; Cu: 8,7; Zn: x                                                                                                                                                                                                           | Zahnlegierung             |
| Usinor 4                           | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1979               | Au: 61,2; Pd: 3,3; Ag: 23,0; Cu: 11,2; Zn: x                                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung             |
| Usinor A                           | D.H.V./Maedler<br>UGDO/1950               | Au: 72,0; Pd: 5,0; Ag: 20,0; Cu: 3,0                                                                                                                                                                                                                  | Zahnlegierung             |
| V S 1 Lot                          | Metalor                                   | Au: 79,60; Pd: 3,50; Ni: 1,90; Ag: 15,00                                                                                                                                                                                                              | Dentalloy                 |
| V S 11 Lot                         | Metalor                                   | Au: 60,00; Pd: 19,00; Cu: 21,00                                                                                                                                                                                                                       | Dentalloy                 |
| V-44                               | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 76,9; Pd: 9,6; Ag: 0,9; Pt: 10,3; Cu: x;<br>Sn: x; In: x                                                                                                                                                                                          | Zahnlegierung             |
| V-92                               | Metalor/Metalor/<br>1988                  | Au: 78,8; Pd: 7,8; Pt: 9,9; In: 3,5                                                                                                                                                                                                                   | Zahnlegierung             |
| Vacu 2 Lot                         | Metalor                                   | Au: 75,00; Cu: 9,00; Ag: 6,20; Zn: 6,00                                                                                                                                                                                                               | Dentalloy                 |
| Vacu-V Lot                         | Metalor                                   | Au: 67,00; Cu: 12,00; Ag: 12,00; Zn: 1,60                                                                                                                                                                                                             | Dentalloy                 |
| Vademecum 2                        | Barnängen<br>Deutschland                  | Calciumcarbonat, Natriumlaurylsulfat, Siliciumdioxid, Cellulose-Gum, Sorbitol, Propylenglycol, Methylparaben, Propylparaben, Pfefferminzöl, Natriumsaccharin, Natriummonofluorophosphat, Pfefferminzöl, Wasser                                        | Zahnpasta                 |
| Vademecum fresh                    | Barnängen<br>Deutschland                  | Wasser, Isopropylalkohol, Sorbit, Pfefferminzöl, Menthol, Pflanzenextrakte, Eukalyptusöl, Polysorbat 80, Saccharinnatrium                                                                                                                             | Mundpflege-<br>mittel     |
| Vademecum med                      | Barnängen<br>Deutschland                  | Wasser, Ethanol, Glyzerin, Kalium-Kokos-<br>seife, Menthol, Natriumbenzoat, Pfeffer-<br>minzöl, Nelkenöl, Salbeiöl, Kamille-Extrakt                                                                                                                   | Mundspül-<br>lösung       |
| Vademecum<br>Naturel               | Barnängen<br>Deutschland                  | Aluminiumoxid, Siliciumdioxid, Natrium-<br>laurylsulfat, Cellulose-Gum, Sorbitol,<br>Methylparaben, Propylparaben, Natrium-<br>benzoat, Pfefferminzöl, Saccharinnatrium,<br>Natriummonofluorophosphat, Pflanzenex-<br>trakte, Wasser, Natriumphosphat | Zahnpasta                 |
| Varnish                            | Ihde                                      | Naturharz, Cellulosepolyacetat, Aceton                                                                                                                                                                                                                | Schutzlacke-<br>Zement    |

| Produktname                       | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                                                           | Verwendung                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| V-Classic                         | Metalor/Metalor/<br>1987                  | Au: 75,0; Pd: 19,0; Ag: 1,0; Cu: x; Sn: 2,0;<br>Zn: x; In: 2,0                                                                                                                                                                                         | Zahnlegierung                 |
| V-Delta SF                        | Metalor/Metalor/<br>1980                  | Au: 51,5; Pd: 38,5; In: 8,5; Ga: x                                                                                                                                                                                                                     | Zahnlegierung                 |
| V-Deltabond                       | Metalor/Metalor/<br>1986                  | Au: 53,2; Pd: 33,9; Cu: 3,8; Sn: x; In: 7,5;<br>Ga: x                                                                                                                                                                                                  | Zahnlegierung                 |
| vergütbarer Draht                 | Dentaurum                                 | Ni: 22; Cr: 18; Mo: 4                                                                                                                                                                                                                                  | Draht                         |
| vergütbarer Draht                 | Dentaurum                                 | Ni: 22; Cr: 18; Mo: 4                                                                                                                                                                                                                                  | Befestigungs-<br>material     |
| Verinor                           | Degussa/Degussa/<br>1984                  | Au: 53,2; Pd: 35,1; Co: 2,8; Sn: x; In: 6,6;<br>Ga: x                                                                                                                                                                                                  | Zahnlegierung                 |
| Verschluß-Dentin<br>für Kavitäten | Favodent Karl<br>Huber                    | Zinkoxid-Sulfat-Basis, Zinkoxid in Verbin-<br>dung mit natürlichem Gummi                                                                                                                                                                               | Provisorium                   |
| V-Gnathos                         | Metalor/Metalor/<br>1978                  | Au: 87,0; Pd: 1,3; Pt: 10,1; Sn: x; Zn: x;<br>Ga: x                                                                                                                                                                                                    | Zahnlegierung                 |
| V.H.T.                            | Frankonia                                 | phosphatgebunden                                                                                                                                                                                                                                       | Einbettmasse                  |
| Vio med                           | Aldi                                      | Calciumcarbonat, Natriumlauryl Sarcosinat,<br>Siliciumdioxid, Cellulose-Cum, Sorbit,<br>Glycerin, Propylenglycol, Methylparaben,<br>Pfefferminzöl, Saccharinnatrium, Natrium-<br>monofluorophosphat, Allantoin, Pflanzenex-<br>trakt, Wasser, PVP k 30 | Zahnpasta                     |
| Viomed                            | Aldi                                      | Natriummonofluorophosphat, Calciumcar-<br>bonat, Wasser, Sorbit, Glycerin, Silika,<br>Zellulosegummi, Propylenglykol, Pfeffer-<br>minzöl, Natriumlaurylsarkonisat, Methylpa-<br>raben, Pflanzenextrakte, PVP K 30, Na-<br>Saccharin, Allantoin         | Mundspül-<br>lösung           |
| Vipont                            | Angelopharm                               | Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat, Carboxy-<br>methylcellulose, Sorbitol, Süßstoffe, Natrium-<br>monofluorophosphat, Sanguinaria-Extrakt                                                                                                             | Zahnpasta                     |
| Virupur                           | Bandelin                                  | 1,5-Pentandial, Didecyldimethylammonium-<br>chlorid, nichtionische Tenside, Inhibitoren,<br>Alkohole                                                                                                                                                   | Desinfektion<br>und Reinigung |
| Visio-Bloc                        | Espe                                      | Bis-GMA                                                                                                                                                                                                                                                | Ausblock-<br>masse            |
| Visio-Dispers                     | Espe                                      | pyr. SiO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                  | Kunststoff                    |
| Visio-Fils                        | Espe                                      | Quarz                                                                                                                                                                                                                                                  | Kunststoff                    |
| Visio-Molar                       | Espe                                      | Quarz                                                                                                                                                                                                                                                  | Kunststoff                    |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                             | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                                                           | Verwendung                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vitallium                                               | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1935      | Co: 60,6; Cr: 31,5; Mo: 6,0; Si: 0,8; C: 0,5                                                                                                                                                                           | Zahnlegierung                         |
| Vitallium 2                                             | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1977      | Co: 64,2; Cr: 28,0; Mo: 5,9; Si: 0,8; C: 0,3;<br>Mg: 0,9                                                                                                                                                               | Kobalt-<br>Legierung                  |
| Vitallium                                               | Nobelpharma/<br>Nobelpharma/<br>1935      | Co: 60,6; Cr: 31,5; Mo: 6,0; Si: 0,8; C: 0,5;<br>Mg: 0,7                                                                                                                                                               | Kobalt-<br>Legierung                  |
| Vitast-Schneegenerator                                  | Medea/1991                                | Kohlensäure                                                                                                                                                                                                            | Kältespray                            |
| Vitrebond lichterhär-<br>tender Glas-<br>ionomer-Zement | 3M Medica                                 | SiO <sub>2</sub> /AlF <sub>3</sub> /ZnO/SrO/Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> (Dinatrium-<br>hydrogenphosphat, Diphenyliodonium-<br>chlorid), HEMA, Polycarbonsäure, Katalysa-<br>toren-Stabilisatoren-H <sub>2</sub> O | Unterfüllungs-<br>material            |
| Voco pac                                                | Voco                                      | 17,2 mg 6-Chlorthymol/g, 10 mg 6-Chlor-<br>thymol/g                                                                                                                                                                    | Mittel für<br>Parodontal-<br>therapie |
| Vocopal Varnish                                         | Voco                                      | Kolophonium, Ethylacetat                                                                                                                                                                                               | Schutzlacke-<br>Zement                |
| Vocosept INS                                            | Voco                                      | Glutardialdehyd, quaternäre Ammoniumver-<br>bindungen                                                                                                                                                                  | Desinfektion<br>und Reinigung         |
| Vocosept Konz                                           | Voco                                      | Glutardialdehyd, Ammoniumverbindungen                                                                                                                                                                                  | Desinfektion                          |
| Vocosept Spray                                          | Voco                                      | Glutardialdehyd, quaternäre Ammoniumver-<br>bindung, 1-Propanol, 2-Propanol                                                                                                                                            | Desinfektion                          |
| V-Super                                                 | Metalor/Metalor/<br>1977                  | Au: 87,0; Pd: 4,8; Pt: 6,6; Sn: x; In: x; Ga: x                                                                                                                                                                        | Zahnlegierung                         |
| V-Supergold                                             | Metalor/Metalor/<br>1989                  | Au: 85,5; Pd: 4,8; Ag: 1,5; Pt: 6,6; Co: x;<br>Sn: x; In: x                                                                                                                                                            | Zahnlegierung                         |
| Vulnocoli                                               | Speiko                                    | Pulver 50,06 g Zinkoxid, 8,02 g Tannin,<br>Pulver 78,91 g Zinkoxid, 9,98 g Tannin,<br>Nelkenöl 16,00 g, Essigsäure 1,27 g,<br>Campher 3,00 g, Thymol 1,67 g                                                            | Mittel für<br>Parodontal-<br>therapie |
| weigosept DF                                            | Dr. Weigert                               | nichtionische Tenside, Glutardialdehyd,<br>Dialkyldimethylammoniumchlorid, Glyoxal,<br>lösungsvermittelnder Alkohol, Formaldehyd                                                                                       | Desinfektion                          |
| weigosept DF Spray                                      | Dr. Weigert                               | n-Propanol, Ethanol, Glyoxal                                                                                                                                                                                           | Desinfektion                          |
| Weiton Alginat                                          | Weithas                                   | staubfrei, bleifrei, maschinell mischbar                                                                                                                                                                               | Abform-<br>material                   |

| Produktname                      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                  | Verwendung                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Weiton Stahl<br>Extra-hart       | Weithas/Deloro/<br>1979                                    | Co: 62,9; Cr: 30,0; Mo: 5,0; Si: 1,0; C: 0,5;<br>Mn: 0,6                                                                      | Kobalt-<br>Legierung                |
| Weiton Stahl<br>Extra-hart SG    | Weithas/Deloro/<br>1988                                    | Co: 62,9; Cr: 30,0; Mo: 5,0; Si: 1,0; C: 0,5;<br>Mn: 0,6                                                                      | Kobalt-<br>Legierung                |
| Weiton Stahl<br>Spezial          | Weithas/Deloro/<br>1979                                    | Co: 67,2; Cr: 26,0; Mo: 5,0; Si: 0,7; C: 0,5;<br>Mn: 0,6                                                                      | Kobalt-<br>Legierung                |
| Weiton Stahl<br>Spezial SG       | Weithas/Deloro/<br>1988                                    | Co: 67,2; Cr: 26,0; Mo: 5,0; Si: 0,7; C: 0,5;<br>Mn: 0,6                                                                      | Kobalt-<br>Legierung                |
| WGI Weissgoldlot                 | Bego                                                       | Au: 65,00; Pd: 15,00; Cu: 7,00; Sn: 1,30;<br>Ag: 8,50; In: 1,50; Zn: 1,80                                                     | Dentallot                           |
| WGII Weissgoldlot                | Bego                                                       | Au: 75,00; Cu: 10,00; Ni: 14,00; In: 1,00                                                                                     | Dentallot                           |
| WGL-Lot                          | Bego                                                       | Au: 65,00; Cu: 2,00; Ni: 6,00; Ag: 13,00;<br>In: x; Zn: 13,50                                                                 | Dentallot                           |
| White Star                       | Müller &<br>Weygandt                                       | Au: 10,00; Pd: 26,00; Cu: 15,00; Ag: 44,00;<br>Zn: 5,00                                                                       | Dentallot                           |
| Widerit                          | Krupp Medizin-<br>technik                                  | phosphatgebunden                                                                                                              | Einbettmasse                        |
| Wimeko Mund-<br>wasserkonzentrat | Lege Artis                                                 | Salbeiöl, Chlorhexidindigluconat, Fettalko-<br>holpolyglykolether, Isopropanol, Aroma-<br>stoff, Wasser, Karbamid, Eukalyptol | Mundspül-<br>lösung                 |
| Wipla-Draht                      | Krupp Medizin-<br>technik                                  | Fe: 72; Cr: 18; Ni: 8                                                                                                         | Befestigungs-<br>material,<br>Draht |
| Wiptam                           | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1939 | Ni: 24,0; Co: 46,0; Cr: 28,5; Si: 1,0;<br>Mn: 0,5                                                                             | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wiptam-Draht                     | Krupp Medizin-<br>technik                                  | Co: 46; Cr: 28,5; Ni: 24                                                                                                      | Befestigungs-<br>material,<br>Draht |
| Wirobond                         | Bego/Thyssen/<br>1983                                      | Co: 63,0; Fe: 0,5; Cr: 31,0; Mo: 3,0; Si: 1,0;<br>Mn: 1,0; Ce: 0,5                                                            | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wirocast                         | Bego/Thyssen/<br>1984                                      | Co: 33,0; Fe: 29,0; Cr: 30,0; Mo: 5,0; Si:<br>1,0; C: 0,3; Mn: 1,5; N: 0,2                                                    | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wiroform                         | Bego                                                       | Co: 45; Cr: 29; Ni: 24                                                                                                        | Befestigungs-<br>material           |
| Wiroloy                          | Bego/Thyssen/<br>1979                                      | Ni: 63,5; Fe: 9,0; Cr: 23,0; Mo: 3,0; Si: 1,0;<br>Mn: 0,5                                                                     | Nickel-<br>Legierung                |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname                                      | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit                  | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)              | Verwendung                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wiroloy E                                        | Bego/Thyssen/<br>1991                                      | Ni: 25,0; Fe: 46,0; Cr: 21,0; Mo: 5,0;<br>Mn: 1,5; Cu: 1,5                | Eisen-<br>Legierung                 |
| Wiron 77                                         | Bego/Thyssen/<br>1977                                      | Ni: 69,0; Cr: 20,5; Mo: 6,0; Si: 3,5                                      | Nickel-<br>Legierung                |
| Wiron 88                                         | Bego/Thyssen/<br>1982                                      | Ni: 64,0; Cr: 24,0; Mo: 10,0; Si: 1,5                                     | Nickel-<br>Legierung                |
| Wiron 99                                         | Bego/Thyssen/<br>1988                                      | Ni: 65,0; Fe: 0,5; Cr: 22,5; Mo: 9,5;<br>Nb: 1,0; Si: 1,0                 | Nickel-<br>Legierung                |
| Wiron Lot                                        | Bego                                                       | Ni: 66,00                                                                 | Dentallot                           |
| Wironit                                          | Bego/Thyssen/<br>1953                                      | Co: 64,0; Cr: 28,5; Mo: 5,0; Si: 1,0; C: 0,5;<br>Mn: 1,0                  | Zahnlegierung                       |
| Wironit Edelstahl-<br>draht                      | Bego                                                       | Fe: 67; Cr: 19; Ni: 10; Mo: 4                                             | Befestigungs-<br>material,<br>Draht |
| Wironit extrahart                                | Bego/Thyssen/<br>1955                                      | Co: 63,0; Cr: 30,0; Mo: 5,0; Si: 1,0; C: 0,5;<br>Mn: 0,5                  | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wironit                                          | Bego/Thyssen/<br>1953                                      | Co: 64,0; Cr: 28,5; Mo: 5,0; Si: 1,0; C: 0,5;<br>Mn: 1,0                  | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wironit-Edelstahl-<br>draht                      | Bego/Thyssen/<br>1957                                      | Ni: 10,0; Fe: 67,0; Cr: 19,0; Mo: 4,0                                     | Eisen-<br>Legierung                 |
| Wironium                                         | Bego/Thyssen/<br>1972                                      | Co: 63,0; Fe: 0,5; Cr: 29,5; Mo: 5,0; Si: 1,0;<br>C: 0,2; Mn: 0,5; N: 0,3 | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wironium extra-<br>hart                          | Bego/Thyssen/<br>1987                                      | Co: 61,0; Fe: 0,5; Cr: 30,0; Mo: 5,0; Si: 1,0;<br>C: 0,2; Mn: 2,0; N: 0,3 | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wiroplus                                         | Bego                                                       | phosphatgebunden                                                          | Einbettmasse                        |
| Wirotom selbstver-<br>gütender Klam-<br>merdraht | Bego                                                       | Co: 45; Cr: 29; Ni: 24                                                    | Draht                               |
| Wirotom                                          | Bego/Thyssen/<br>1958                                      | Ni: 24,0; Co: 45,0; Fe: 0,5; Cr: 28,5; Si:<br>1,0; Mn: 1,0                | Kobalt-<br>Legierung                |
| Wirovest                                         | Bego                                                       | phosphatgebunden                                                          | Einbettmasse                        |
| Wisil                                            | Krupp Medizin-<br>technik/Krupp<br>Medizintechnik/<br>1947 | Co: 65,0; Cr: 28,0; Mo: 5,0; Si: 0,5; C: 0,5;<br>Mn: 1,0                  | Kobalt-<br>Legierung                |



| Produktname                  | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit          | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                         | Verwendung         |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wisil M                      | Krupp Medizintechnik/Krupp Medizintechnik/<br>1968 | Co: 64,0; Cr: 28,0; Mo: 6,0; Si: 0,5; C: 0,5;<br>Mn: 1,0                             | Kobalt-Legierung   |
| Wisil M plus                 | Krupp Medizintechnik/Krupp Medizintechnik/<br>1988 | Co: 62,5; Cr: 29,0; Mo: 6,0; W: 1,0; Si: 0,5;<br>C: 0,5; Mn: 0,5                     | Kobalt-Legierung   |
| Wisil M vac.                 | Krupp Medizintechnik/Krupp Medizintechnik/<br>1981 | Co: 64,0; Cr: 28,0; Mo: 6,0; Si: 0,5; C: 0,5;<br>Mn: 1,0                             | Kobalt-Legierung   |
| Wisil vac                    | Krupp Medizintechnik/Krupp Medizintechnik/<br>1981 | Co: 65,0; Cr: 28,0; Mo: 5,0; Si: 0,5; C: 0,5;<br>Mn: 1,0                             | Kobalt-Legierung   |
| WSR-apikaler Verschluß-Stift | Straumann                                          | Rein-Titan                                                                           | Endostift          |
| WSR-Stabilisationsstift      | Straumann                                          | Rein-Titan                                                                           | Endostift          |
| Wurzelstift                  | Hahnenkratt                                        | Legierung: CrNi                                                                      | Endostift          |
| X-20                         | Frankonia                                          | phosphatgebunden                                                                     | Einbettmasse       |
| Xantalgin                    | Bayer Dental                                       | staubfrei                                                                            | Abformmaterial     |
| Xantalgin select             | Bayer Dental                                       | feinpastös, staubfrei, maschinell mischbar                                           | Abformmaterial     |
| Xerxes                       | Elephant/<br>Elephant/1982                         | Ni: 61,3; Fe: 3,4; Cr: 21,9; Mo: 8,6; Nb:<br>4,0; Ti: 0,3; Si: 0,2; Mn: 0,1; Al: 0,2 | Kobalt-Legierung   |
| Xylestesin                   | Espe                                               | Lidocainhydrochlorid, Norepinephrin,<br>Natriumsulfit                                | Lokalanästhetikum  |
| Xylestesin-A                 | Espe                                               | Lidocainhydrochlorid, Epinephrin, Natrium-<br>sulfit                                 | Lokalanästhetikum  |
| Xylestesin-F „forte“         | Espe                                               | Lidocainhydrochlorid, Norepinephrin,<br>Natriumsulfit                                | Lokalanästhetikum  |
| Xylestesin-Spray             | Espe                                               | Lidocain, Centrimumbromid                                                            | Parodontalverband  |
| Zahnlack                     | DeTrey Dentsply                                    | Dammer, Mastix, Celluloid, Cyclohexan,<br>Diethylether, Aceton                       | Schutzlacke-Zement |

## II-15 Zahnmedizinische Produkte

| Produktname/                                                       | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe)                                                                                                                             | Verwendung                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zendium                                                            | Oral-B                                    | Aluminiumoxid, Siliciumdioxid, Stearat, Carrageen, Glycerol, Natriumbenzoat, Propylparaben, Natriumsaccharin, Pfefferminze, Natriumfluorid, Amyloglucosidase, Glucoseoxidase             | Zahnpasta                                                                 |
| Zephirol                                                           | Bayer Dental                              | Benzalkoniumchlorid                                                                                                                                                                      | Desinfektion<br>und Reinigung                                             |
| Ziel                                                               | Elida Gibbs                               | Siliciumdioxid, Natrium-Laurylsulfat, Xanthan-Gum, Sorbitol, PEG-32, Glycerin, Aromastoff, Natriumsaccharin, Natriummonofluorophosphat, Zinkcitrat Trihydrat, Wasser, Trinatriumphosphat | Zahnpasta                                                                 |
| Zinkoxid-Eugenol<br>„Spezial“ nach Dr.<br>Gonser                   | Vivadent                                  | ZnO, Ca(HO) <sub>2</sub> , Kolophonium, Eugenol, Ol. Arachidis, Polyoxyethylen, Terebinthina, Carvacrol                                                                                  | Unterfüllungs-<br>material<br>Dentin- und<br>Pulpenschutz,<br>Provisorium |
| Zinkoxid-Eugenol<br>Spezialpaste                                   | Speiko                                    | Zinkacetat, Zinkoxid, Nelkenöl                                                                                                                                                           | Dentin- und<br>Pulpenschutz                                               |
| Zinkoxid-Eugenol<br>Spezialpaste                                   | Speiko                                    | Pulver: Zinkacetat, Zinkoxid, Flüssigkeit:<br>Nelkenöl                                                                                                                                   | Unterfüllungs-<br>material,<br>Dentin- und<br>Pulpenschutz                |
| Zinkoxid-Eugenol-<br>Spezial Paste nach<br>Prof. Wannenma-<br>cher | Speiko                                    | Flüssigkeit: Nelkenöl, Pulver: Zinkacetatdi-<br>hydrat, ZnO, SiO <sub>2</sub> , Kolophonium, Talkum                                                                                      | Unterfüllungs-<br>material                                                |
| Zinkoxid-Eugenol-<br>Spezialpaste „CP-<br>hard                     | Speiko                                    | Flüssigkeit: Nelkenöl, Kolophonium, Pulver:<br>Zinkdiacetatdihydrat, ZnO, SiO <sub>2</sub>                                                                                               | Unterfüllungs-<br>material                                                |
| Zinkoxid-Eugenol-<br>Spezialpaste NEU                              | Speiko                                    | Pulver: Zinkacetat, Zinkoxid, Flüssigkeit:<br>Nelkenöl                                                                                                                                   | Unterfüllungs-<br>material,<br>Dentin- und<br>Pulpenschutz                |
| Zinkoxid-Eugenol-<br>Zement                                        | DeTrey Dentsply                           | Zinkoxid-Eugenol                                                                                                                                                                         | Provisorium,<br>Unterfüllungs-<br>material                                |
| Zinkoxid-Eug.-<br>Spez. Paste Neu<br>nach Prof.<br>Wannenmacher    | Speiko                                    | Flüssigkeit: Nelkenöl, Fette, Öle, Pulver:<br>Zinkacetatdihydrat, ZnO, SiO <sub>2</sub> , Talkum,<br>Kolophonium                                                                         | Unterfüllungs-<br>material,<br>Provisorium                                |

| Produktname | Anbieter/<br>Hersteller/<br>Vertrieb seit | Inhaltsstoffe<br>(Elemente in Massen-%,<br>x = keine Angabe) | Verwendung                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zinoment    | Voco                                      | Pulver: Zinkoxid, Flüssigkeit: Nelkenöl                      | Unterfüllungs-<br>material,<br>Provisorium,<br>Befestigungs-<br>material |